

## 随身灸温灸盒 实用的的随身灸

产品名称	随身灸温灸盒 实用的的随身灸
公司名称	广东省佛山市永合塑胶制品厂
价格	5.00/件
规格参数	品牌:其它品牌 材质:五金件+塑料盖 货号:00
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 平洲平南罗冲南工业西区1号
联系电话	86 0757 81275316 13590608297

## 产品详情

品牌	其它品牌	材质	五金件+塑料盖
货号	00	规格	8*4.5CM
箱装数量	200	产地	广东佛山

产品套件:铁盒(黑色)+塑料盖+布套+包装盒

产品规格:直径:8cm

燃烧室上口径:6.5cm

高度:4.5cm

产品特点:携带方便,保温时间长久,加高产品,可夹姜片,表面新处理工艺,更环保,更绿色!通过盖子来调节风口大小以达到控温的效果,松紧带可以实现多个互扣串链使用!灸盒为金属材料,盖子是耐高温塑料!合理的设计,耐用,烧不坏,用手拿还不会烫!

另有双层布套产品,价格一样!两款布套任您选择!包装盒是加硬的,送礼够高档!加质量不加价!赶紧批发订购吧。。。

产品价格优惠(量大价更优),质量更好!可先寄样,质量您放心了再订货!颜色可任您选择,量大还

可以为您量身订做颜色！需要了解更详细的信息，请联系：13590608297 顾生 欢迎来电咨询！

图片均为实物拍摄(所见即所得)

三款颜色供您选择(量大可为您订做颜色)

供应温灸盒塑料盖散卖，量大价另议!

精致温灸器，温灸盒（随身灸、便携式温灸器），适合各年龄段人士使用。尤其是对  
妇女痛经、腹部胃寒、体受风寒、腰椎间盘突出、腰背酸痛等症有很好的疗效。

温灸盒的使用说明：1、将艾条插入灸盒内固定支架上，然后完全点燃。2、将灸盒盖盖上并旋转锁定,然后调节出风口,以控制温度的高低。3、将灸盒置入保温袋中,有一个侧面风口朝布套口，然后用松紧带固定在患处。4、经常清除保温袋及灸盒内的灰烬,以保持清洁。

温灸按摩的注意事项：

1、温灸时先灸左方，再灸右方2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素；4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；孕妇禁用；身体发炎部位禁灸!

=====温灸养生在身体方面有六大功效：

温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；

温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；

行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

=====

中央4套《中华医药》--我“艾”我健康 请看视频 09年5月20号更新 视频！

<http://space.tv.cctv.com/video/vide1242874732678953>

中央2套《健康之路》请看视频

<http://tv.people.com.cn/gb/61602/8540939.html>

温灸疗法——中国灸

[http://v.youku.com/v\\_playlist/f3142034o1p1.html](http://v.youku.com/v_playlist/f3142034o1p1.html)

<http://tv.people.com.cn/gb/61602/8540939.html>

(收集的部分关于艾灸视频，请把链接复制到地址栏，就能打开看了)