大功率台式RF射频电波拉皮仪/适合个人用

| 产品名称 | 大功率台式RF射频电波拉皮仪/适合个人用 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 刘警标(个体经营) |
| 价格 | 1300.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:杰美 |
| 公司地址 | 中国广东广州市番禺区 广州番禺区大石镇礼村大市街44号3楼301室 |
| 联系电话 | 86 020 22074623 13631416621 |

产品详情

 品牌
 杰美
 规格

 货号
 产地
 中国

装箱数量 -

采用最新韩国技术,功率输出比大机箱射频电波拉皮大!!!这更是普通台式机更难做到的哦。。。赶紧来定购吧!

射频仪美容,时代的时尚宠儿【电波紧肤,疗程最短,实效最久】

电单极射频仪原理(国外叫作透热疗法以及rf高射频系统)

这是一种透热疗法(体内深层热),即系统通过人体内部产生热量来进行治疗。

电能输入——转变为生物能——产生深层热——增加自然愈合和抵抗力

单极射频仪是以表皮恒定常温,射频电波深层加热为核心技术,在确保肌肤舒适不受损伤,然后利用射频电波产生热能传导作用,精确直达皮肤深层,加热真皮层胶原组织。当皮肤深层胶原组织的热能达到45-60时,自然产生立即性收缩,刺激分泌更多新的胶原质来填补萎缩和流失的胶原蛋白的空隙,并进行重新排列,重建皮肤软支架,最终实现紧致肌肤、填平皱纹、恢复皮肤弹性和光泽的效果。

用干人体的过程:

产生深层热;

增加血液中含氧量和营养物质;

促进淋巴液循环;

增加体温和扩大皮肤毛孔;

在淋巴组织里增加二氧化碳和氧气含量。

高频作用于人身的皮肤的效果

增加组织的温度和细胞功能性:增加皮下和肌肉组织4-5度;

增加胶原纤维组织的弹性:增加肌肉弹性5-10倍,增加韧带、关节胶囊和伤疤组织(胶原部位温度在摄氏40-45度时,弹性最大并不会损坏组织);

使肌肉痉挛得到放松:用减少阿尔爆发运动神经纤维可以放松肌肉的痉挛;

刺激创伤治疗:根据增加血液流量,使小动脉和毛细血管扩张可以刺激皮肤循环和理疗。

电波拉皮配件 【采用国产配件价格更低.效果相对来讲要差很多】

| 陶瓷探头(七个) |
|----------|
| 电导片(一片) |
| 说明书(一份) |
| 单极手柄(一套) |
| 电源线(一条) |
| 保修书(一份) |

tel: 13631416621 刘生

13632297096 卢小姐