

# 颈椎康复 攀高 颈部

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 颈椎康复 攀高 颈部                     |
| 公司名称 | 北京华云润杰科技有限责任公司                 |
| 价格   | 98.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:攀高<br>部位:颈部<br>型号:PG-2601B3 |
| 公司地址 | 北京市丰台区正阳大街127号12号楼B8112室       |
| 联系电话 | 13521009347                    |

## 产品详情

品牌 攀高 部位 颈部  
型号 PG-2601B3

攀高迷你型颈椎理疗仪

电池和交流电两用（随机配的有电池，另赠送电源器）

适应人群：

- 1、长期办公、伏案工作，容易颈肩酸痛者；
- 2、年老体虚者颈部的治疗和保健；
- 3、颈椎损伤、肩周炎等颈椎肩病者；
- 4、从事体力劳动、颈部需要受力者；

一、产品质量：

1、严格经过药监局批准的用于颈椎治疗的产品；

2、经过三期临床,并且疗效好，才严格通过国家药监局批准的，颈椎治疗的准字号产品。经过临床后批准，疗效绝对保证。

## 二、产品机理：

迷你小巧型颈椎治疗仪根据中医益气养血、活血通络，散风止痛的原则，内置导电极片、远红外热疗(注意：不会太热！)及两个健康磁石。应用电子式针灸的物理按摩原理，利用低频调谐电脉冲，模仿针灸按摩的4个基本手法，反复对颈椎间盘、颈神经根、脊髓、椎动脉和颈部的交感神经穴位进行有益的电脉冲针灸按摩。远红外热疗及磁疗可迅速改善局部血液循环，促进新陈代谢，消除局部无菌性炎症，有助于解除颈部及肩关节软组织粘连现象，有效地恢复颈椎及相关组织的正常生理功能，减轻颈肩等部位的疼痛、酸胀、麻木等。有效解除脖子发僵、发硬、疼痛、颈部活动受限、肩背部沉重、肌肉变硬、上肢无力、手指麻木、肢体皮肤感觉减退、手里握物有时不自觉地落下、头痛、头晕、视力减退、耳鸣、恶心等颈椎病症状。达到温经通络，驱风除湿，活血止痛的目的。

## 三、5大特点：

- 1、根据人体工程学设计,符合颈部曲线；
- 2、内置二片电脉冲导电极片；
- 3、远红外热疗（不会太热）
- 4、磁疗
- 5、可对人体多部位进行电脉冲针灸式按摩；

## 四、5大功效：

- 1、恢复颈椎正常生理结构（曲度），达到牵引复位的作用，改变颈椎失稳，缓解或消除骨质增生。
- 2、消除水肿、炎症、改善脑供血不足。
- 3、解除压迫神经造成的疼痛。
- 4、改善睡眠状态，增加睡眠深度。
- 5、全方位调整颈椎及周围组织机能，消除病症。

## 五、功能操作：

- 1、将导电胶片的保护膜撕开，然后贴在治疗仪按摩电极上，再将治疗仪紧贴于颈部；若导电胶片用完须

用湿毛巾将颈椎部位和按摩电极抹湿，再将治疗仪紧贴于颈部即可。

2、按控制器“on/+”键，蜂鸣器“嘀”一声，工作程序启动，左边红色指示灯1闪亮，即有如下设定，进入自动组合1按摩方式，即：

- a、自动组合1按摩；
- b、第一档强度按摩；
- c、定时15分钟；

如果要停止按摩可以按“off/-”键关机。

若控制器在开机状态时却未使用（导电极片未贴住人体颈部皮肤）则控制器会在15秒内关机，如需再使用，再按“on/+”键开机。

### 3、mode键的使用

功能转换键，通过按mode键可以选择六种功能，开机默认设置为模式1（自动组合1模式），模式指示灯1亮。每次转换模式后强度为第一档。其六种脉冲按摩模式分别为：

模式1：自动组合1，模式指示灯1闪亮，蜂鸣一声；

模式2：自动组合2，模式指示灯2闪亮，蜂鸣二声；

模式3：揉捏，模式指示灯3闪亮，蜂鸣三声；

模式4：推拿，模式指示灯1、2同时闪亮，蜂鸣四声；

模式5：指压，模式指示灯2、3同时闪亮，蜂鸣五声；

模式6：锤打，模式指示灯1、3同时闪亮，蜂鸣六声。

### 4、on/+键的使用

开机及强度增强键，具有开机及增加强度的作用，首次按on/+键开机，开机后每按on/+键一次，强度增加一级，共分十档力度，治疗时应以自我能接受的强度为宜，初次使用时建议用弱档开始适应。

### 5、off/-键的使用

关机及强度减弱键，具有关机及减弱强度作用，开机后每按off/-键一次，强度减少一级，共分十档力度，在强度为最弱时按off/-键将关机。

6、p/v为振动按摩键。此功能无法调节强弱。