

批发供应颈椎医用牵引架 助邦

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 批发供应颈椎医用牵引架 助邦 |
| 公司名称 | 揭阳市金峰药业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 广东 普宁市 广东省普宁市池尾新寮新春路13幢4-6间 |
| 联系电话 | 86 0663 2935646/2930098 15917222300 |

产品详情

药（械）准字 冀衡食药监械（准）字200品牌 助邦
8第1100018号
型号 颈椎

助邦颈椎牵引架

该产品是专为颈椎病人研制的吊挂式家用颈椎牵引器，便于颈椎病人牵引治疗后的巩固和康复，产品结构合理，操作方便，适用于颈椎病人的家庭牵引治疗，也可在办公地点、工作场所，随时随地的使用。将牵引器用挂链挂到家用门框或适当位置，将椅子放在牵引器下面。将颈椎牵引器固定在颈部，调正好座椅和牵引器位置后拉动牵引绳，牵引带即上提，牵引力大小自行控制。颈椎牵引架，采用棘轮传动方式，改变了传统的悬挂重物的牵引方式，易于操作、体积小、重量轻、有拉力显示。病人可自己操作。无须其他辅助设备即可实现牵引治疗。附：颈椎牵引带1副颜色请已现货为准颈椎牵引椅架,非常适合于颈椎病患者家庭牵引治疗。携带方便、价格低廉、效果好。

【商品描述】：将牵引器悬挂在门框或有一定高度的地方，颈椎病患者坐在椅子上，将颈托分前后两片置于颌部和后脑部，逐步拉紧牵引索，调正人坐的位置，使头部略前倾10°左右，牵引力的大小以本人感觉合适为宜。牵引的时间一般为30分钟左右，宜每天睡前牵引，症状重的可早晚各一次。10-15天为一个疗程。或遵医嘱。 杠杆原理无需悬挂重物 体积小适合在家庭使用 牵引力大小由本人操纵 有测力计指示引力大小 自重小于1kg携带方便适合患者在家庭等场合方便的实现自我牵引治疗。

【主要技术指标】：牵引力:0--25kg行程:0-300mm外型尺寸:150*60*45mm自重:0.50kg固定方式:挂钩赠送附件:颈椎牵引带1付包装:175*100*60mm1.使用前应检查牵引器的悬挂或固定是否牢固。2.如患有其它疾病是否适合牵引治疗，请遵医嘱。)【安装步骤和使用方法】：1.把牵引钩挂在2.拉紧复位杆拉绳3.拉动拉绳进行牵引测力计上

【相关资料】：

生产厂家:冀州市康复医疗设备厂

注册号:冀衡食药监械(准)字2008第1100018号