

一次性冰帽外套(大号) 高烧降温

产品名称	一次性冰帽外套(大号) 高烧降温
公司名称	桂林冰王科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:敷料、护创材料 功能:一次性冰帽外套
公司地址	中国 广西 桂林市七星区 桂林龙隐路18号
联系电话	86-07735811917 18577318589

产品详情

类别 敷料、护创材料 功能 一次性冰帽外套

无纺布套单人使用,防止交叉感染

蓝冰系列---医疗冷敷耗材，清凉保健礼品，降温劳保用品

一蓝冰---中国唯一获得高新技术认证的降温新材料新产品

非水之冰：是采用高新技术研制而成的绿色环保型高分子蓄能新材料，内部为高分子聚合的蜂窝状结构。

高效蓄能，经久耐用：蓝冰在常温下呈蓝色柔软透明状胶体，热容量及保冷降温时间是水的2—3倍，具有商效蓄冷降温功效，可反复多次使用；不变质、不出水、不刺头、舒适安全、操作方便，对人体皮肤无刺激。

绿色环保，安全无毒：废弃后可完全自然降解，对环境和人体无任何不良影响。

随身空调，移动冰箱：蓝冰系列产品，可以按人体任何部位的需要，制作任何形状的清涼降温防暑产品，还可以按照户外活动的需要，制作各种功能的清涼户外运动，旅游，休闲用品。

二、适用范围：适用于医院和家庭降温冷敷护理，物理降温，退烧、消肿止痛、消除疲劳、醒脑提神，迅速消除因发热、头痛、牙痛、扭伤、腰痛、腮腺炎、中暑等所产生的不适或痛楚；还用于中小学生学习，考试时降温防暑，醒脑提神，是医院和家庭必备的医疗保健佳品。

三、使用方法：

- 1、将冰枕上的拉链拉开，取出蓝冰内芯，平放置冰箱冷冻室中冷冻2~3小时即可使用（不用时即可平放置冰箱冰冻室中备用）。
- 2、使用时将蓝冰内芯从冰箱中取出，依次放入冰枕外套中，拉好冰枕拉链即可使用。
- 3、每次保冷2—3个小时以上，另备一套蓝冰内芯冷冻后可24小时连续交换反复多次使用。