

# 优质品牌 雅火 加强型暖宝宝 保暖贴 暖宫贴

产品名称	优质品牌 雅火 加强型暖宝宝 保暖贴 暖宫贴
公司名称	上海运泉日化品灌装有限公司
价格	1.00/件
规格参数	产品类别:保暖贴 品牌:雅火 货号:YH
公司地址	上海市奉贤区西渡街道益民村红专653号
联系电话	13661880730

## 产品详情

产品类别	保暖贴	品牌	雅火
货号	YH	产地	上海
箱装数量	300片	适用送礼场合	其他
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	是

厂家直销 优质品牌 雅火 加强型暖宝宝 保暖贴 暖宫贴

品名：雅火保暖贴（加强版粘贴型）

规格：130\*95mm

最高温度：68摄氏度

平均温度：51摄氏度

持续时间：8小时以上（40摄氏度）

原材料：铁粉、水、蛭石、活性炭、盐等

产品特点：驱寒保暖，用于贴关节，适合在低温环境下使用。

品名	规格	最高温度	平均温度	持续时间
----	----	------	------	------

雅火保暖贴	130*95mm	68摄氏度	51摄氏度	8小时以上
-------	----------	-------	-------	-------

{暖宝宝结构}：

1.发热材料主要由铁粉、活性炭、蛭石水、盐等材料构成。

2.袋包装材料的功能除了安全的将发热材料包装起来，并保证在正常使用中不会破包外，另一个最重要的功能是通过其表面微孔大小所决定的透气量来控制取暖袋发热的速度、最高温度、保持时间等。

{使用方法}：

1.将暖贴的外包装袋撕开取出内袋，不要揉搓，将有胶膜一面的保护衬纸剥离下来，贴在需要取暖或热敷部位的内衣外层，用手铺平轻轻按几下即可。

2.使用完后，从衣服上撕下即可。可做为普通垃圾处理，不会破坏自然环境。低温烫伤：“低温烫伤”是指在50 左右的温度下，热源在人体局部作用时间过长，热能慢慢渗透进入软组织而引起的烫伤。低温烫伤对热敏感度低的人往往是在毫无根据知觉情况下所引起的红斑,水泡等症状。这里的低温是指温度相对比较低,并不是指平时说的零下几度那种低温。

{暖宝宝的用途}：

1> 产品主要是以人体的保暖、热敷为对象人的正常体温是36.5 天气冷凉，人体与外界的热量交换以人体失热为主。只要人体失热就会感觉到冷，如果温度高于19 ，利用服装保暖的比重偏低。若低于15 ，必须依赖服装保暖，但会影响到人的外在装饰美观及活动的便利和舒适。这时如果使用取暖袋，可为人体补偿热能，使人体得到舒适温度，对年青人而言由于使用了取暖袋，着衣可以精炼潇洒，不失自己美丽的身材。很多老年人怕过冬天特别是一些有风湿病，哮喘等呼吸道疾病的人冬季关口度日如年，可用了取暖袋轻轻松松度过冬季。

2>经期女性健康护理:在经期使用暖宝宝能非常有效地解决经期不适这一普遍现象，对经期性酸痛有很强的缓解作用。在经期只需将暖贴贴于小腹部的内衣外侧即可.能使皮下组织舒展 舒缓，痉挛的微小血管松弛、扩张，促进血液循环，使妇女经期血流通畅，免除痛经之苦，达到内病外治的目的，减少产妇的腹部不适。暖宝宝一片即可提供十二小时以上的温暖舒适，平均温度51~63 。有消除腹痛、腰痛，达到内痛外治的作用。

3>暖宝宝与外用药物结合互动缓解人体的骨性关节疼痛在热力和药物的双重作用下迅速发挥温经通络、活血化瘀、颈腰骨病、风湿类风湿、伤筋疼痛、周身疼痛,骨质增生、关节炎，肩周炎、跌打损伤、坐骨神经痛、腰间盘突出症、软组织损伤、肿痛、胃寒腹痛、腰肌劳损、足跟痛等功效。

{本品适用人群}： 在室外工作的人群和低温中滞留的群体 外出旅行、户外活动和取暖设施不佳环境中必备 风湿寒症、女性痛经和年老体弱多病者 未成年孩子的冬季保护 爱美女性穿着较单薄时装时的必要保健 其它需要热暖之处

{注意事项}:1.请注意低温烫伤,就寝时,请不要使用2.幼儿、行动不便者及皮肤较敏感者使用时请多加注意

。3.使用过程中,如发现皮肤有异常现象,应中止使用。4.请不要直接粘贴皮肤使用。5.因本品属外用品,请不要放入口中,不慎入眼,请不要揉搓用清水冲洗15分钟以上,再接受医生的诊断。6.使用后,请按不燃垃圾处理。

{保存方法}:

避免日光直射.放置阴凉处。不要放置幼儿易拿到处。

{产品细节图}