

# 特价双锦12口真空拔罐器（拔气罐）豪华精装/送礼自

产品名称	特价双锦12口真空拔罐器（拔气罐）豪华精装/送礼自
公司名称	王妙青（个体经营）
价格	16.00/件
规格参数	产品类别:拔罐器 品牌:双锦
公司地址	中国 浙江 永康市 唐先镇工业区东街62号
联系电话	86 0579 87500023 13486992355

## 产品详情

产品类别	拔罐器	品牌	双锦
货号	-	规格	-
箱装数量	30盒	产地	浙江
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	否
材质	-	拔罐个数	-

拔罐疗法是祖国传统医学的重要组成部分，在我国有着悠久的历史。双锦牌真空拔罐器，吸收了传统罐具的优点，利用高科技手段，克服了传统拔罐的缺点，使中医古老的拔罐疗法又焕发了青春。

传统中医、中华瑰宝 中医经络疗法，治愈多种疾病，疏经活血，提高肌体免疫功能。集针灸、按摩、刮痧等疗法为一体祛除体内风、寒、湿、热、毒。新型保健礼品，馈赠亲朋好友，外型精美，品种齐全，经济耐用。纯自然疗法，不存在任何副作用和安全隐患，确系馈赠佳品和自身医疗保健的优秀产品。

具有活血行气、祛风散结、止痛消肿、除温拔毒等作用，适用于多种病症。主治：肩周炎、颈椎病、风湿性关节炎、高血压、脑血栓、感冒、神经性头痛、腰腿病、三叉神经痛、坐骨神经痛、腹泻、哮喘、便秘及急、慢性前列腺炎等病患。兼治：咽喉肿痛、耳鸣、耳聋、慢性鼻炎、风火牙痛、妇女月经不调、通经、盆腔炎年、小儿遗尿、小儿厌食、蚊虫叮咬等病症。

本款产品是磁疗型拔火罐，其中的6个大罐是磁疗罐，并附有真空枪连接管。

拔罐器使用方法1、使用前，先将罐体上端阀杆向上提下，保证气体畅通。2、将真空抽气口套住罐体上端后，垂直提拉拉杆4次左右，达到适当负压。3、使用结束起罐，将罐体上端阀杆轻轻提起，罐具便可取下。4、人体肌肉较少部位或毛足、关节处可用食用面做成面圈垫置罐口下，以达密封效果。

拔罐疗法是祖国传统医学的重要组成部分，在我国有着悠久的历史。双锦牌真空拔罐器，吸收了传统罐具的优点，利用高科技手段，克服了传统拔罐的缺点，使中医古老的拔罐疗法又焕发了青春。

传统中医、中华瑰宝 中医经络疗法，治愈多种疾病，疏经活血，提高肌体免疫功能。集针灸、按摩、刮痧等疗法为一体祛除体内风、寒、湿、热、毒。新型保健礼品，馈赠亲朋好友，外型精美，品种齐全，经济耐用。纯自然疗法，不存在任何副作用和安全隐患，确系馈赠佳品和自身医疗保健的优秀产品。

具有活血行气、祛风散结、止痛消肿、除温拔毒等作用，适用于多种病症。主治：肩周炎、颈椎病、风湿性关节炎、高血压、脑血栓、感冒、神经性头痛、腰腿病、三叉神经痛、坐骨神经痛、腹泻、哮喘、便秘及急、慢性前列腺炎等病患。兼治：咽喉肿痛、耳鸣、耳聋、慢性鼻炎、风火牙痛、妇女月经不调、通经、盆腔炎年、小儿遗尿、小儿厌食、蚊虫叮咬等病症。

本款产品是磁疗型拔火罐，其中的6个大罐是磁疗罐，并附有真空枪连接管。

拔罐器使用方法1、使用前，先将罐体上端阀杆向上提下，保证气体畅通。2、将真空抽气口套住罐体上端后，垂直提拉拉杆4次左右，达到适当负压。3、使用结束起罐，将罐体上端阀杆轻轻提起，罐具便可取下。4、人体肌肉较少部位或毛足、关节处可用食用面做成面圈垫置罐口下，以达密封效果。

其他宝贝：