

理疗用体表电极 型号规格齐全 孔径2.0*2.5

产品名称	理疗用体表电极 型号规格齐全 孔径2.0*2.5
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	15.00/袋
规格参数	品牌:电极 型号:DJ-I 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

医用型一次性理疗用体表电极 理疗电极片 郑州大鲸医疗科技有限公司 批发定做各类电极片 发货快 质量过硬

主要有凝胶电极 孔径2.0和2.5常规型，尺寸为4*4,5*5等 规格多样

理疗用体表电极的原理其实是将电极片贴在人体相应的部位，比如说某些的穴位上，然后让治疗仪的正负极相连，然后治疗仪产生的脉冲会通过贴片进入人体，就像是有无数电针一样，进行模拟的针灸疗法，以及起到的作用和功能。

理疗电极片使用方法：

- 1、外用，使用前洗净擦干；
- 2、撕开铝箔袋，将理疗电极片分别镶嵌在正负电极板上；理疗电极片紧贴在皮肤相关部位，用绷带（或敷贴，沙袋等）将电极板固定，压紧；
- 3、理疗结束，切断电源后，松开电极板，取出理疗电极片，用清水或生理盐水清洗与理疗电极片接触的皮肤相关部位。