

# 婷波牌锆玉石托玛琳三合一自动控温、自动供电热灸健康坐垫

产品名称	婷波牌锆玉石托玛琳三合一自动控温、自动供电热灸健康坐垫
公司名称	陈永遂（个体经营）
价格	299.00/个
规格参数	品牌:婷波牌 填充物:其他 型号:50*50
公司地址	中国 辽宁 盘锦市 兴隆台
联系电话	86 0427 7879315 13804271975

## 产品详情

品牌	婷波牌	填充物	其他
型号	50*50	产地	天津
贸易属性	内贸	加印LOGO	可以
送礼用途	商务送礼	适用送礼对象	领导
适用送礼场合	员工福利	产品类别	坐垫
填充料	玉石		

### 婷波牌锆玉石托玛琳三合一热灸健康坐垫

注：所有图片因为显示器或拍摄光线问题可能与实物颜色有所差别，尽情谅解，谢谢！

规格：50\*50

产品作用原理：

锆玉石热灸健康坐垫采用上等玉石、锆石、碧玺石（托玛琳），面料采用上等pu革制作而成，采用自动控温、自动供电温度调节在10度-70度之间，并且耗电量极低。该产品以严谨的质量管理，精益求精的产品选材，精湛的工艺技术，严格遵循国际质量认证体系，按照国家gb470610标准生产。产品通过了国家专业环境机构放射性检测分析和室内空气检测的严格检测，通过了国家宝石鉴定机构光谱分析和专业认证。在安全性、功能性、实用性、经济性等方面将产品提升了一个台阶，使用方便、灵活，轻松享受生活乐趣的同时得以保健和理疗。

锗石、玉石、托玛琳

适用人群：

对以下人群的健康改善、痛苦减轻有十分明显的作用。

- 1、亚健康中老年人群、心脑血管病人（高血压、高血脂、冠心病、血栓后遗症患者）；
- 2、风湿、类风湿、关节炎患者（颈椎、腰椎类疾病、腰腿痛类疾病）；
- 3、妇科类疾病（痛经、月经痛患者）；
- 4、消化系统类疾病患者（胃病、消化不良、肠胃差、代谢差、便秘）；
- 5、免疫力低下，体弱多病人群；
- 6、失眠的现代人：工作繁忙的现代人一向睡眠不足，无法沉睡的人；
- 7、年老者：帮助缓解因衰老或者运动不足而导致的血液循环障碍或者肌肉、神经系统的疼痛。男性中老年前列腺肥大等症；
- 8、学习繁忙的子女：学生长时间坐着学习，引发的脖子僵硬及酸痛、易疲劳，天然玉产品能够促进血液循环，消除疲劳，维持最佳状态，从而提高学习效率的首选产品。

使用方法：

- 1、将温控器插座与发热体正确连接。
  - （1）温控器插座与发热体插头的连接到位、插紧。
  - （2）连接好温控器与发热体后再插上电源，电源灯亮，表示通电状态。
- 2、转动旋钮1-9数字，选择自己适合温度。玉石热灸产品低于设定温度，自动加温，加温灯亮。高于设定温度自动降温，保温灯亮，加温灯灭。
- 3、在使用时，开关不能用任何物品覆盖。
- 4、使用完毕后，先关掉温控器开关，然后拔掉电源插头。

温控体插座控制开关

