

高级铜制经络温灸棒/艾灸棒/艾灸艾条/

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高级铜制经络温灸棒/艾灸棒/艾灸艾条/ |
| 公司名称 | 郑州市金水区时时康医疗器械商行 |
| 价格 | 20.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:福元 型号:7MM 产地:广州 |
| 公司地址 | 中国 河南 郑州市金水区 黄河路5号院 |
| 联系电话 | 86 0371 63319965 15538706511 |

产品详情

| | | | |
|------|----|------|-----|
| 品牌 | 福元 | 型号 | 7MM |
| 产地 | 广州 | 箱装数量 | 100 |
| 贸易属性 | 内贸 | | |

产品名称：新型黄铜温灸棒产品规格：最长约18.5cm。包装形式：礼盒包装、随盒赠送配套艾条3根。产品材质：本品主体由金属制成，转动顺滑，塑料手柄防滑隔热性好，外形美观，经久耐用。产品功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

操作方法：1、将温灸棒前端封头取出，将艾条插入后点燃，重新安置入温灸棒中(注意：使用艾条长度六厘米为佳，一般艾条为12厘米，请对半折断)。2、每次艾灸完毕后请将温灸棒前端封头取出，将艾灰倒出，保持干净。3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。4、每次灸5~10分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。

温灸按摩的注意事项：1、温灸时先灸左方，再灸右方。2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素；4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；孕妇禁用；身体发炎部位禁灸

(温灸方式：用温灸棒在腹部来回滚动，再点脐周穴点，(归来、气海、关元)；时间：15分钟)