

【小额批发】艾灸器纯铜火龙罐 温灸器 配合艾段 艾绒使用

产品名称	【小额批发】艾灸器纯铜火龙罐 温灸器 配合艾段 艾绒使用
公司名称	南阳仲景堂艾灸保健用品有限公司
价格	23.00/件
规格参数	品牌:仲景堂 部位:身体 型号:火龙
公司地址	中国 河南 南阳市 河南省南阳市卧龙区
联系电话	86 0377 63587959 13633998309

产品详情

品牌	仲景堂	部位	身体
型号	火龙	产地	南阳
箱装数量	200	贸易属性	内贸
产品类别	温灸器		

纯铜火龙灸 火龙罐

产品包装：精品礼盒包装

材质：外罐为上等黄铜打造。数量：灸罐一套，隔热橡皮圈1个，固定带1条。本铜温灸器外层为纯铜制造并镶嵌有五行图案，精致美观。适合中医诊所或美容院及家庭个人保健。

温灸能够温通督脉补充人体消耗的阳气，使人的能量充足、体力充沛，是现代养生保健的理想疗法。

铜制的火龙罐造型精致，做工精良人性化合理设计，操作简单方便内外双罐相互通气，可根据需要随意调节温度可用于身体任何部位，随意固定，操作更安全，并可解放双手

可配合以下艾段艾绒使用：

火龙罐显著特点：

1.安全：在使用的过程中不掉灸灰、不漏明火、不过热烫伤。

- 2.方便：随意移动，方便固定、随穴而灸。
- 3.恒温：艾绒燃烧室设计巧妙，燃艾过程温度恒定。
- 4.耐用：罐体铜材上等，坚固耐用，一朝拥有，受益终身。

火龙灸罐可配合艾粒，也可以配合艾绒。配合艾粒方便操作，经济实用，强烈推荐！

使用方法:

- 1.点燃艾柱或艾绒的一端，点的时候要把艾绒充分点燃，可以点着后轻轻吹几下，这样就可以快速的充分点燃。
- 2.把点燃的艾柱放进火龙灸内罐里，燃烧面朝下，插入内罐小柱上。
- 3.完全放进去后，把内罐套进外罐，也可以先把外罐里放姜片等，然后再放内罐，进行隔物灸。确定艾柱在火龙灸罐内正常燃烧后盖上精美的有五行图案的盖子，整个前期点燃工作就完成了。

灸的方法呢，也有好多种:

一、悬空灸，就是手持手柄，悬于穴位或患处，根据自己能忍受的温度来决定离皮肤的距离，也可以上下移动，以微烫而不痛为宜，火力过小，效果不佳。二、隔橡皮圈 把橡皮圈放在要施灸的地方，然后把灸罐放在上面就可以了。橡皮圈的作用也是起到隔热、衡温和安全作用。

使用要领：

将艾绒或剪好的艾断儿，点燃后放入插入铜灸器里，火头朝下，盖上盖子，手持悬于患处。手持调整升降的高度来调节火力。或是直接用绑带固定于患处。要是觉得温度不够热，可不垫橡胶圈，直接垫一块布或毛巾即可。以微烫而不痛为宜。火力过小，效果不佳。

灸器内部为两层，取出内层，可将药饼、蒜、姜等隔于二层之间，名曰：隔物灸。

右上方的黑色胶皮垫一般垫在铜温灸器的底部，防止灼伤皮肤。另外配有小绑带（绳子的长度只能用在灸腿或手臂）和挂钩，可以佩带胶皮垫固定在施灸处。

火龙灸：

“火龙灸”最早来源于民间古老的灸法，是晋代皇家宫廷养生术中的精华。运用灸法祛病保健，在古代民间相当普及，后来被宫廷御医所引用，但是民间的这种灸法是在皮肤上直接燃烧的，有很大的痛感，还会留下疤痕，而这种情况是身为金枝玉叶的皇亲贵族们所不能允许的。经过御医们的不断实践，发明了一种宫廷火龙灸的专用灸器——‘瓦甑’，施治时御医们运用多个‘瓦甑’在人体和腧穴上同时施灸，这种舒适安全疗效显著的养生保健方法，深受皇亲国戚们的喜爱，一直被历代宫廷御医所用，并视为宫廷密术，秘而不宣。到了清朝末年，由于太医院重视汤药，轻视针灸，宫廷的针灸科被废止，火龙灸法也随之在宫廷消失。后来，这种疗法慢慢的流入到了民间。