

玉之宝保健理疗天然玉石坐垫(网纱)

产品名称	玉之宝保健理疗天然玉石坐垫(网纱)
公司名称	商丘市金光医疗器械有限公司业务部
价格	68.00/件
规格参数	产品类别:坐垫 品牌:玉之宝 尺寸:其他尺寸
公司地址	中国 河南 商丘市梁园区 山东省济南市
联系电话	86 0370 2521362 15953164972

产品详情

产品类别	坐垫	品牌	玉之宝
尺寸	其他尺寸	外套材质	纱网
填充料	锗石	是否带温控	是
图案	风景	风格	中式古典
适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日、生日、展销会、员工福利、公关策划		

产品名称：玉之宝保健理疗天然玉石坐垫(网纱)

产品品牌：玉之宝

产地：辽宁沈阳

原料玉石产地：辽宁岫岩

产品规格：50*50*3(厘米)

工作方式：电动

温控方式：单温单控

产品市场价格：198.00元

q:玉石与锗石的好处？a:玉乃稀世之宝，玉石含有人体所需的硒、锌、镍、铜、钴、锰、镁、钙等30多种对人体有益的微量元素，这些元素散发出来的启动波和人体细胞的启动波是同一种状态，人体细胞随着从玉石散发的波动产生共鸣和共振，使人体细胞组织更具活力，并促进血液循环，增强新陈代谢，及时

排除体内废物。其中占有40%的镁元素是形成叶绿素的主要成分之一，镁元素也存在于人体细胞中。玉石能使生活饮用水变成活性水，帮助人体提高免疫力。

锗是一种珍贵的稀有元素，对人体有益的标准远红外线波长为8-12um，而锗正放射出最接近标准的远红外线。长期使用可增加人体的细胞数量，使血液粘稠度下降，不仅具有抗癌和增加免疫力的作用，还对呼吸系统，皮肤等疾病有明显的辅助治疗作用。此外，锗石含有硅(si)氧(o)钠(na)钾(k)镁(mg)铁(fe)铝(al)等多种人体所需的矿物质，因此对防止高血压、糖尿病、循环障碍、神经障碍等成人疾病有很大的效果。

q:玉之宝系列产品的保健理疗作用? a:“玉之宝”系列玉石制品对提高人体睡眠质量及强身健体有明显的效果。因本产品采用的发热体不是电阻电热线，而采用最新尖端发热技术“碳纤维发热技术”发热原理，结合韩国独特的专业技术和特殊的加工电子元件生产，故在加温当中不产生对人体有害的电子波，完全切断在加热过程中所发生的电辐射和自然产生的水脉。床垫玉石面料则采用被赋予中华国玉之盛名的辽宁岫玉、韩国高级皮革制作而成。产品最大限度地利用了自然物可以补充人体不足的元素，在受热后放射出来的微量元素和远红外线，通过皮肤吸收，排泄过剩的元素和微量元素可以促进血液循环，排除有害物质，是美容保健补肾强体的不可缺少的佳品。调温器采用韩国设计开发的高级温控开关，与碳纤维的温度感应器相结合，达到所设置的温度后会自动感应、自动恒温，节约用电。“玉之宝”系列产品是全新定义的健康概念。

q:“玉之宝”系列产品的适用人群? a:“玉之宝”系列产品的主要适用人群如下:

辛苦大半辈子的老人孝敬父母是我国传统美德，为人子女的责任不仅仅是让老人吃好的、穿好的，平时也要注意父母的身体保健。“玉之宝”系列玉石床垫最适合倍受严重风湿性关节炎、颈椎病、腰间盘脱出、中风、痛风、腰腿疼痛、高血压、高血脂等疾病折磨的中老年人，在这“小火炕”上坐、躺、卧，有助于舒筋活血、减轻疼痛、延年益寿。

长身体的儿童长期睡软床的孩子，脊柱容易变形、弯曲，夜晚睡不踏实，“玉之宝”牌玉石床垫可以使儿童更加健康快乐的成长。

学习负担重的学生社会的竞争日益激烈，学生的学习负担也日益加重，如果没有一个好的睡眠质量就会影响孩子的记忆力。“玉之宝”系列玉石床垫可以通过扩张毛细血管和促进新陈代谢，增加头脑血量，使孩子能快速消除疲劳，从而学习时精力更集中，达到事半功倍的效果。

爱美的女性花大量的时间、金钱去做美容，做保养，而不能及时分解脂肪和排除体内的沉积毒素是形成肥胖、色斑和皱纹的主要原因。“玉之宝”系列玉石床垫能加速新陈代谢，帮助排除体内毒素，从而达到塑身美容的目的。另外“玉之宝”玉石床垫有暖宫温经行气止痛的作用，故可减轻因湿冷宫寒引起的女性痛经、月经不调、手脚发凉的现象。

事业成功的男士事业的成功、应酬的增多、吸烟、饮酒、睡眠不足、运动量减少、工作紧张……使人面色灰暗、腰酸背痛、乏力、早衰、免疫力低下，通过玉石床垫的热疗，玉气渗透到人体，使人恢复元气，精力充沛。

q:床垫的使用方法? a:1.请将温控器与电热垫的连接部位连接好。2.请将温控器的插头插进市电插座。3.请将温控器的电源开关拨到“开”位置。4.请将温控器的调温旋钮拨到适当档位(档位越高温度越高)。温控器档位说明：温控器共分1-7档，具体温度如下：

档位	1	2	3	4	5	6	7
温度	35	40	45	50	55	60	65

每调到一个档位，当温度达到恒温时就会自动断电，低于恒定温度时，会自动启动加温。

玉石床垫在理疗保健时的使用方法：用作理疗时，应将温控器调至7档，加热到恒温状态，理疗时间的长

短根据自身的耐受程度，一般为30分钟左右，每天2次。

注意事项：· 请勿将水倒在温控器或床垫上· 温控器不要放在床垫上面使用（以免因过热而导致故障甚至火灾）· 电磁波释放时，操作人请在床垫以外操作，至电磁波指示灯熄灭· 不要随意拆卸温控器（如随意拆卸温控器，会增加触电危险，今后不能得到a/s售后服务）· 不要把被子、坐垫、毯子等放在温控器上，以免过热，导致故障· 请注意不要让小孩接触到温控器，尤其是放在床垫上使用时勿脚踩或重击温控器，不要让小孩在床垫上蹦跳，敲打玉石· 床垫不使用时，请将温控器电源插头拔掉· a/s(售后服务)保证期为自购买日起一年q:购买后如何清洁?a:1.控制面板清洁：请用湿软布擦拭。2.玉石清洁：先用毛刷或吸尘器吸表面灰尘，然后用毛巾擦拭。3.功能性吸湿皮革清洁：先用中性洗涤剂清除外围污垢，然后用毛巾擦拭表面。

注意：清洁前请拔掉电源插头，以免发生意外。严禁使用苯、松香等化学试剂擦拭产品。q:我收到的床垫有异味，原因是什么？如何处理？a:如果用户收到的是刚生产完成就出厂运输的全新床垫，可能会有少许粘合剂及皮革气味残留，请置于通风处放置一天左右，待气味消除即可正常使用。对室内环境及人体健康无任何影响。

q:每张床垫所用的玉片数量？

a:请参见下表。

	1.0x1.9	1.5x1.9	1.8x2.0	
网纱	242	418	552	
锆石(08款)	1458	2430	3249	
锆石(09款)		2009	2562	
玉石(08款)	1458	2430	3249	
玉石(09款)		2009	2562	

q:床垫的基本结构？

a:请参见图片。

详细大图敬请移步本店交流区相关帖子查看。

q:玉之宝系列产品有无保修期？如何保修？a:“玉之宝”系列产品全国范围内保修一年。如在使用中产生非人为原因的产品故障，请联系客服并将产品邮寄回厂家，我们会及时为您修理。注：腰带、坐垫等小件商品凭收据作为维修凭证，床垫等大件商品以随产品附带的保修单为准，保修单请妥善保管，切勿丢失。如无法提供保修单，恕不提供免费维修。保修单样本请见本店交流区相关图片。