周林频谱ws-311: 周林频谱仪管式: 周林频谱仪板式

产品名称	周林频谱ws-311:周林频谱仪管式:周林频谱仪 板式
公司名称	深圳市世纪华谊科技有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区滨河大道汇港名苑f南区B025
联系电话	0755-83265278

产品详情

周林频谱荣誉 1985年 周林先生荣获联合国知识产权组织(WIPO)金奖等发明奖及中国国家发明奖 1996年 模拟人体频谱治疗装置获美国和欧洲专利 2000年 通过欧盟CE认证 2008年 被奥组委授予"2008年北京残奥会频谱仪供应商"2009年 周林生物频谱公司入选"CCTV央视网60周年60品牌" 周林频谱公司简介

北京周林频谱科技有限公司是北京中关村科技园区的高新技术企业,长期致力于生物频谱技术的科研推广和成果转化工作。经过多年的探索,生物频谱技术的应用领域从初期的人体频谱伸到包括植物、动物、微生物在内的生物频谱领域,获得了中、美、日、澳及欧洲专利。周林频谱仪九获国际大奖,通过了ISO9001、ISO13485质量体系认证和欧盟CE认证。多年的市场推广进入了上百万家庭和多家医疗单位。

周林频谱原理

生物频谱:是大自然中人、动物、植物自身固有的频谱。

周林生物频谱技术是一项生物电磁技术工程,它通过仿生学的理论,利用高新技术,模拟人、动物、植物、微生物的等自身的生物频谱。周林生物频谱技术可对人体发射可匹配吸收的生物频谱,对人体进行良性调节作用,并对疾病治疗的作用。

周林频谱的非热效应

一般热疗产品的温热作用只能到达表皮,促进表层血液循环,不能深入到骨骼和内脏,适合用于急性扭

伤,但有出血倾向,不适宜老年病、慢性病的使用。

周林生物频谱保健治疗仪不仅可产生温热效应,还有独特的"非热效应",激活细胞,调节内分泌系统、神经系统,进行深度治疗,解除各科杂症,尤其对骨关节疾病、风湿类疾病,见效快,疗效稳固。所以治疗和缓解风湿、骨质增生等骨关节疾病、腰肌劳损,还是要选用周林生物频谱保健治疗仪。

周林频谱的临床贡献

科学的研究方法、上百篇的临床文献上万例的临床验证、国内外多家权威认证、国内外多项发明奖及发明专利。

周林频谱适应症 骨 科:颈椎病、腰椎间盘突出、软组织损伤,腰肌劳损,骨关节炎;内科:支气管炎、支气管哮喘,慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性肝炎、肠炎、便秘、腹泻;

皮肤科:带状疱疹,湿疹,神经性皮炎,烧伤,褥疮,冻疮;外

科:预防及治疗伤口感染,伤口愈合不良,慢性前列腺炎;妇科:慢性盆腔炎,痛经;儿

科:小儿肺炎,腮腺炎。

北京市药品监督管理局批准,用于以下疾病的辅助治疗:

骨伤科:软组织损伤,腰肌劳损,骨关节炎,颈椎病;外

科:预防及治疗伤口感染,伤口愈合不良,慢性前列腺炎;

皮肤科:带状疱疹,湿疹,神经性皮炎,烧伤,褥疮,冻疮;内

科:支气管炎、支气管哮喘,慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性肝炎、肠炎、便秘、腹泻;妇

科:慢性盆腔炎,痛经;儿科:小儿肺炎,腮腺炎。

产品介绍 内部结构做了大的改进,采用新型频谱材料使频谱性能更趋稳定,渗透力更强,与人体匹配吸收效果更好。 渗透更深可渗透到内脏,效果更快 自动控温,过热保护 颜色采用国际流行的银灰外形耗电量更低,日用电量不到1度 可360度选转,照射患部更精准 全塑外壳,可近身照射治疗

型号: WS-311管式

功率:220W

外型尺寸:465*200*260mm

重量:毛重1.8kg净重1.4kg

使用方法

治疗: 1-2次/每日30-40分钟/次

保健: 1次/每日 15-30分钟/次

根据不同疾病,疗程有差异。配合中医经络、穴位照射,可提高疗效,缩短病程。 具体穴区、疗程,参见说明书。

注意事项产品属于热源,请与机体保持一定距离,热感与疗效不成正比。老年糖尿病人,末梢神经不敏感,为避免意外,请注意距离。产品属于热源,使用时不要用织物进行覆盖。使用后喝温开水,促进排毒,疗效更好。结合中医经络、穴位照射,疗效更佳。禁忌:婴幼儿、有出血倾向者、活动性肺结核、重症动脉硬化、恶性肿瘤;高热及其它危险病人和装有心脏起搏器者、妊娠期妇女、光热过敏症禁止使用;眼部、烧伤部位、肿胀部位应慎重使用。