

小儿斜颈旋磁按摩仪，MC-A旋磁按摩仪，旋磁按摩仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 小儿斜颈旋磁按摩仪，MC-A旋磁按摩仪，旋磁按摩仪 |
| 公司名称 | 廊坊医疗器械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊建设北路63号 |
| 联系电话 | 0316-2229110 15803168811 |

产品详情

旋磁按摩仪|旋磁按摩仪系列|MC-A型旋磁按摩仪(便携式)|MC-A型旋磁按摩仪(台式双头)

MC-A旋磁按摩仪(便携式) [MC-A旋磁按摩仪\(便携式\)功能作用详细解析——旋磁按摩仪系列](#)
[MC-A旋磁按摩仪在先天性肌斜颈（小儿斜颈）的应用](#)

特点（便携式）：安全,轻便,小巧,便于随身携带（台式）：两个旋磁按摩头：两人同时使用；便携高档的手提箱;安全,便于移动。 MC-A型旋磁按摩仪主要作用：祖国医学对于磁场、磁石以及磁疗的认识已有上千年的历史，并早已认识到磁场可以疏通经络，运行气血，调离阴阳。达到强身健体、治病、防病的目的。现代医学更进一步揭示了：不断变化的交变磁场，能有效的扶动血液中的铁分子，使之流动加快，并在流动中形成有序的排列，从而达到：改善血液循环，调节神经内分泌系统，促进新陈代谢等功效。 MC-A型旋磁按摩仪使用范围：**美容作用：**加快皮肤细胞分裂，缩短皮肤代谢周期，长期使用使皮肤细嫩光滑；可以缓解皮肤松弛、皮肤皱纹、眼袋的形成；**对麦粒肿、痤疮、粉瘤、乳腺增生有良好的消散作用，同时可以有效的丰胸。保健作用：**对于牙痛、头痛、落枕、颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、坐骨神经痛、踝关节扭伤有很好的即时止痛和辅助治疗作用。**最新临床显示：**[MC-A型旋磁按摩仪](#)对小儿斜颈有很好的的恢复作用。 MC-A型旋磁按摩仪特点：小巧，可随身携带；磁力线显平置状态，使作用面积更大。磁场强度 1200高斯。

临床介绍（斜颈）MC-A型旋磁按摩仪在先天性肌斜颈（小儿斜颈）的应用（执行标准：GB4706-2005）

一、小儿斜颈的临床表现：

婴儿出生后，在一侧颈部既有肿块，初期不易辨认，30天后。肿块逐渐变硬，此病的关键是尽早发现（出生后3个月以内），积极治疗，一般治愈后良好；如发现较晚，治疗不及时，最终会采用手术治疗，严重者会导致畸形。

二、小儿斜颈的发病原因：

最新的临床显示，小儿斜颈多发于我国中部和南方各省，其原因主要是母体盆腔窄小，产伤，臀位，此外子宫内外感染，遗传等因素也是发病的原因。 三、常用治疗方法：

可在肿块部位，涂以滑石粉，用拇指和食指在肿块部位反复按摩，已达到活血，消肿，散结，解痉，促进肿块吸收的作用。

四、MC-

A型旋磁按摩仪在小儿斜颈方面的应用:

现代科学证实，一个不断变化的交变磁场作用于体表，会有效的扰动血液中的“铁分子”，使之活跃起来，加速血液流动，加快体液交换。MC-A型旋磁按摩仪正是利用镶嵌在按摩头上的四只“高磁块”高速旋转，产生一个交变磁场，这个交变磁场作用在体表，使该部的血流加快，从而体液交换也随之加快，达到活血化淤、散结消肿的功效。

五、MC-

A型旋磁按摩仪治疗小儿斜颈的方法:

在患部垫上一块白色纯棉薄布，将按摩头贴上布，在患部中心轻轻旋转移动（由患部中心逐渐向外2~5厘米），反复按摸10分钟，每天3~5次，如病情较重每天可以增加至10次~15次。

六、注意事项: 1、由于小儿斜颈的病因很多，应该在医生指导下使用。2、利用交变磁场治疗小儿斜颈目前还没有不良事件报导，但应注意治疗中如婴儿出现反常的烦躁不安，严重厌食应停止治疗。

3、本按摩仪应远离电视机、电脑、手表、手机、各种磁卡。

4、心脏病患儿，肝、肺及血液病患儿禁用。