

低周波治疗按摩仪

产品名称	低周波治疗按摩仪
公司名称	深圳市优立盾科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	深圳宝安区西乡工业区
联系电话	0755-13417401903

产品详情

学生近视眼护士按摩仪 鼻炎患者的红外鼻炎治疗仪 睡觉打呼噜用电子生物止鼾器
电子血压计中老年生活必备品 纳米喷雾美容仪 颈椎按摩仪 降压健心仪

深圳市优立盾科技有限公司

邹小姐 18603033047 QQ : 305737077

A. 低周波按摩机的特点 同时采用2个贴片按摩身体的各个部位，增加作用面积及效果。可选择8个预设模式（捶打、自动按摩、揉、捏方式及手、肩、肚、腿等部位）及10段不同速度及力度来进行按摩。适用于：肩部僵硬、恢复疲劳、促进末端血液循环、消除肌肉疼痛等。 B. 正确使用方法 准备及安装
1.安装电池时请按电池盒中所示的“+”“-”极装入电池，然后盖好前方电池盖。
2.请擦净要贴按摩贴片部位的皮肤，以免油污、化妆品及其它污染粘到贴片上。 3.连接电极线和贴片，剥掉贴片上的薄膜并将贴片贴到你按摩的部位。2个按摩贴片都贴好后，才将电极连线插头插入主机上方的电极插口中。 务必2个贴片同时使用。 4.开始操作主机
注意：千万不要在电源开着的时候，剥移按摩贴片或用手触摸贴片黑色部位，否则会收到强烈刺激。
功能操作、按键说明