

# 深圳数码经络理疗仪批发价格 数码经络理疗仪厂家批发电话

产品名称	深圳数码经络理疗仪批发价格 数码经络理疗仪厂家批发电话
公司名称	深圳市优立盾电子礼品科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍
联系电话	13823299472

## 产品详情

学生近视眼护士按摩仪、家庭移动医生数码经按摩仪、鼻炎者的红外鼻炎治疗仪、睡觉打呼噜电子生物止鼾器、电子血压计中老年人生活必备品。美容喷雾仪。3D计步器、劲椎按摩器

向小姐：13823299472 QQ:2603461030

<http://www.unitonsz.com>

1.数码技术 治疗更精确 应用数码技术，将人体所需的物理因子转变为精确的数码信号，再由电脑根据人体需要进行综合治疗，保证了治疗的精确性，大大提高了治疗的功效。2.超大屏幕 使用更方便 具有大屏幕LCD，包含强度、功能、模式、治疗、时间、中英文显示系统，人体经络穴位图等。3.红外电极 治疗更深刻 使用红外电极贴片，覆盖面积更大，使治疗效果更深刻。4.奇妙波形 感受更真切 奇妙波形组合,让您切实体会到针灸、捶背、按摩、火罐、推拿、刮痧的真实感觉。5.别致耳夹 降压又催眠 耳与脏腑的生理、病理有着密切的联系。将传统的针灸疗法与脉冲电流刺激相结合。利用不同波形的脉冲电刺激,强化针刺耳穴的刺激作用,从而达到增强疗效,降压催眠的目的。6.经络指导 方便找穴位 配备LCD经络图,可根据症状不同进行有针对性的选择穴位进行指导性治疗.如果您仅需推拿按摩以缓解疲劳,亦可根据穴位图或者直接置于不适部位使用即可,操作简单方便。但如果您需要进一步的治疗某些疾病,则要根据穴位选择表或者其它一些医学书籍来选择穴位进行治疗,正确的选择穴位有利于治疗效果,而选择穴位不恰当则容易引起副作用。7.经济实惠 人人用得起 您仅需花四十八元钱,就可以拥有一个使用寿命极长的有着“口袋里的保健医师,贴身的健康护士之美称”的“数码经络治疗仪”。就如请回了一个家庭保健医师,按摩师、贴身的健康护士等。既节省了常年去专业按摩室进行推拿按摩的高额费用,还可以随时随地进行有效的日常保健。既经济,又实惠!常人皆实用,人人用的起。8.精致轻巧 携带更方便 本机小巧、精致、轻便,方便旅途中、工作或外出散步时随身携带。且无须使用交流电,使用更方便。因此被誉为“口袋里的保健医师,贴身的健康护士”!9.操作简便 常人易掌握 设计人性化,功能菜单操作简便易学,可根据自身需要设定时间或调整适合自己的功能模式,附粘贴板的电极可轻易地贴在要保健按摩的部位。10.质量可靠 使用更安全

正规厂家生产,经严格质量检验把关,使用更安全。11.馈赠亲友 体面又健康

送礼不如送健康!用“数码经络治疗仪”馈赠亲友体面、健康又大方。12.一机在手 全家乐无边

“数码经络治疗仪”适用人群极其广泛。一机在手方便全家!13.电源接入 省钱又环保

支持电池、电源两种供电模式,即方便又省钱,还环保!二、功能部件名称:1、输出电极插孔:连接输出电版。2、超大液晶显示屏:直观同步显示本机状态。3、

电源开关键：开机/关机功能。 4、 中文/英文显示键：按此键可显示液晶屏幕显示中英文。 5、 功能选择键（模式键）：本机特有的八大功能，针灸、捶击、按摩、火罐、刮痧、瘦身、免疫调节，按此键一次即变一种治疗模式，八种模式可依次循环选取，开机时仪器自动进入针灸模式。 6、 定时键：每按一次此键增加5分钟定时，最多15分钟定时，开机后自动定时15分钟。 7、 强度增强键：增加治疗强度，每按键一次，增加一个强度单位，最大为15。 8、 强度减弱键：减弱治疗强度，每按键一次，减弱一个强度单位，最小为0. 三、 正确使用方法：

1、 使用前的准备： 装入电池：将电池盖轻轻地拉开，再将7号电池3节按照正负极位置装入。 准备电极：将贴片的保护纸轻轻撕下，使用完后，再将贴片贴在绕线板上。 电极位置：用湿毛巾将要治疗的部位擦干，去掉油渍和汗渍，再将电极片直接粘贴在治疗部位，两个电极片需同时放置于体表，否则无法进行治疗，电极片无须对称放置。 2、 具体的操作方法： 打开电源：按一下开关，液晶显示屏呈开机状态，同时治疗模式指示箭头指向针灸模式，此时强度为0，定时15分钟。 选择中英文显示：按动中英文显示键，显示屏可转换中文或英文。 选择治疗模式：按功能选择键可依次选择针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧、瘦身、免疫调节任一治疗模式。 调节强度：按压强度调节键，调节到合适强度。 定时选择：可选择5-15分钟，每按一次增加5分钟 3、 注意事项： 如需再次使用，请再次按一下开关键，重复以上步骤。 在治疗途中，如果改变治疗模式，强度会自动默认为0挡，此时只需重新调节您合适的强度即可。 在治疗途中，如果改变治疗部位，即改变电极位置，应先按开关键，关机后再按以上步骤进行。 如果治疗停止，请先按开关键，关机后再取下电极。 从主机上取下电极，请拉插头部分，切勿拉线。 4、 产品保管及保养方法： 清洁主机：用软布擦拭，切勿使用稀释剂、汽油或易挥发液体。 清洁电极片：电极片上的脏物可用沾湿的布擦拭，或立即用清水冲洗立刻甩干后可重复使用。 存放：将治疗仪放置在小孩子拿不到的地方，应远离潮湿、高温、太阳直射及水溅等地方。长时间不使用应将电池取出。【产品配件】：主机 一台 电极贴片 一对 二头导线 一根 贴片夹子 一个 USB电源线 一根 电源插头 一个 中文说明书 一本 7号电池 三节 彩色外包装盒 一个