

素士冲牙器工厂 | 飞猫洗牙器厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 素士冲牙器工厂 飞猫洗牙器厂家 |
| 公司名称 | 深圳市飞猫电器有限公司 |
| 价格 | 128.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:飞猫 型号:FC5090 关键词:冲牙器水牙线工厂厂家 |
| 公司地址 | 福永街道龙王庙工业区28栋 |
| 联系电话 | 15889651353 15889651353 |

产品详情

深圳市飞猫电器有限公司 水牙线洗牙器工厂

素士冲牙器工厂 | 飞猫洗牙器生产厂家

什么叫水牙线?

水牙线别名水牙线，运用单脉冲水流量的形式，清洁口腔、牙齿缝隙之间食物残留，是一个性牙齿清洁专用工具。单脉冲和压力是脉冲式水牙线充分发挥清理功效的重要体制，二者融合应用于牙釉质及牙骨质，可造成充压、缓解压力、循环系统更替效果。充压环节，水流量冲进牙齿邻面空隙和龈袋内部结构，缓解压力环节有益于食物残留和的成功排出。水牙线特的优点便取决于，它冲洗水流量能够进入牙周袋、牙周炎人群龈袋内部结构及其牙齿矫正群体牙釉质托槽空隙。

水牙线所需要的压力分为两种由来：

- 1、用内置潜水泵造成压力；
- 2、立即运用自来水的压力，因此水牙线按构造可主要分电动冲牙器和自来水龙头水牙线两类。电动冲牙器的构造关键有一个电动水泵，蓄水槽，喷嘴；自来水龙头水牙线的构造关键有一个与水龙头的联接设备及喷嘴。

操作流程：

启动工作：至关重要！第一次使用时请将机器设备满电，将USB电缆连接电池充电口，并插上电源，充电的时候商品无法使用。

第1步：水箱加水 将储水箱朝逆时针转动后拉下去，就可以拆下来储水箱，然

之后将水引入储水箱；加满水时，将储水箱指向卡扣结构点之后，顺时针方位转动就可以装回。留意：请保证在往储水箱灌水时，机器设备是取消的。

第2步：组装喷嘴

将喷嘴插进服务器顶部孔距，当传出“咔嗒”声，即安装好了；喷灌喷头，可以调节水流量出射方位；如果需要拆换喷嘴，请按着喷嘴拆装按键，再将喷嘴取下。

第3步：挑选方式

该产品一共有4种玩法，能够在系统关掉状况下，根据轻触方式按键挑选必须的方式，各方式作用如下所示：

- 1.按开关按键，商品进到工作方式；短按方式功能键，能够在四种方式循环系统，高端-中等-低端-单脉冲档先后循环。在所有的工作方式下，短按按键开关可能待机。
- 2.充电的时候，作用显示灯显示的是充电状态，电池显示现阶段电量，充电指示灯会先后闪动，充斥着后充电电池满格，电池充电标示灯全亮；点击方式按键，显示电池现阶段用电量，以闪灯的数量表明。应用全过程充电灯闪烁，则提示客户该充电了；当快彻底没电时充电灯闪烁4次能，会自动开关机。
- 3.记忆力方式，开机后记忆力之前待机前应用方式且此模式应用超出2min。
- 4.使用中竖直竖起以确保本机器设备处在较佳运行状态；一切一种方式运作120秒之后，机器设备自动开关机。

第4步：使用时提前准备 第5步：应用 为了获得优良清理实际效果，请从槽牙位置（后槽牙）逐渐，向着牙齿方位逐渐清洗。

清洗时，将喷嘴顺着牙根线成90度挪动，并且在齿间做短暂停留。使用中，微闭嘴巴以防水流测射，留出一定间隙有利于口腔内部里的水自由流到盥洗池。操作技巧使用时，请轻度伏身到盥洗池上边，将喷嘴伸进口腔里面，指向牙、牙床或牙缝，喷灌喷头调节水流量出射方位，确保水流量垂直在清洗位置，与此同时嘴略微张开，有利于清洗的水在口腔内部排出。

温馨提醒：初次应用水牙线时，你可以从*少档逐渐，待口腔内部融入后，再慢慢调高压力；使耗时，有可能出现瘙痒或是轻度牙龈肿痛出血的现象，这是属于正常情况，一般会在1~2个星期内终止。

第5步：应用

点击按键开关后，系统启动。在使用中如果需要中止请短按按键开关，再次应用请再度点击按键开关。该产品配有120秒定时开关机作用，在自动开关机前，储水箱里的水将用完。必要时正常使用，请短按按键开关待机，放水之后再启动系统应用。应用完成后，请关闭机器设备。

操作技巧

为了获得优良清理实际效果，请从槽牙位置（后槽牙）逐渐，向着牙齿方位逐渐清洗。清洗时，将喷嘴顺着牙根线成90度挪动，并且在齿间做短暂停留。使用中，微闭嘴巴以防水流测射，留出一定间隙有利于口腔内部里的水自由流到盥洗池。

第6步：完毕

应用完成后，拆下来储水箱，把储水箱里的残余液态倒出来，打开机器设备，排出来机器设备内残余的液态，直到再也没有了水喷出来，再关掉机器设备。

第7步：电池充电

显示灯为深蓝色，使用中，显示灯长亮。当灯闪烁4次能待机，表明已低电压情况。低电压的状态下，然后按下按键开关，开不了机，灯闪烁4次，设备应该及时电池充电。充电的时候，显示灯呈闪动情况。满电后，显示灯长亮。

清理和维护

清理整体机身：

- 1、请用温水或是中性清洗剂清理商品，不能用腐蚀或是磨损性的洗洁剂，不能用超出50℃的热水清洗装置各个部位，防止毁坏商品，减少产品特性。
- 2、切勿将水牙线浸泡在水里，如果有需要，用一块软抹布蘸平和的非腐蚀清洁剂来擦洗机器设备表层。

水箱清洗：

- 1、拆下来储水箱。
- 2、请使用常温下冷水清洗储水箱内部结构，不能用一切洗洁剂清理。
- 3、清洗完之后，将储水箱装回就可以。

消除水硬度沉积：

- 1、水硬度沉淀有可能在设备上积淀，主要取决于水中的矿物质成分。假如不按时消除，将也会降低产品特性。
- 2、把喷嘴指向盥洗池，开启设备，使其运作，直至把水用了。然后把储水箱满油整洁温开水，反复以上实际操作来进行清洁。应间隔1~3个月反复该清理实际操作，以确保产品特性。

锂电池回收

该产品所使用的是可以回收利用的可充电电池，产品使用寿命结束，丢掉商品前，一定要把充电电池取下，并依据当地废弃物管理规章开展回收利用或解决。

回收利用流程：在系统待机状态下，拆下来喷嘴和储水箱后盖，用螺丝起子等设备撬开机身大后盖取下内置锂电池回收利用。

(留意：不能让拆下来的电池正负极接线端子短路故障，还可以在导线接线端子上贴胶带并对进行绝缘层。)

