

足浴按摩、足疗机足底按摩、脚部按摩

产品名称	足浴按摩、足疗机足底按摩、脚部按摩
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

产品详情

程序及按键说明：

按足部养身机（即足部按摩器或足疗机）“开关”键，打开电源（面膜上最上边的键为开关）。

每按“自动”键，按摩程序在“ ”、“ ”、“ ”、“ ”间循环，蜂鸣提示（图1）。

程序1：保健按摩 程序2：侧重头、颈椎、腰椎、肩、耳、目等足部反射区保健按摩

程序3：侧重肠、肝、胃的足部发射区保健按摩 程序4：侧重腿、生殖、泌尿系统的足部反射区保健按摩

按“循环”键，按摩程序在“ ”、“ ”

”、“ ”间循环。按“速度”键，可调节转速，蜂鸣提示。针对脚尖、脚心、脚底部位按摩程序。按

“手动设定”键，再按“速度”和“转向”键。可手动调节转速和方向。重复使用：每次按摩时间自动定时为15分钟，若需重复使用，请再次按该模式设定键，按摩器重复按摩一个周期15分钟。使用说明：

1.插上电源。2.按“开关”键，打开电源。3.根据需要设定按摩模式，按摩器开始工作。一般脚部按摩可以按照按摩脚心、脚尖、脚底、脚侧的顺序来按摩。可以倾斜脚面来按摩脚侧面。也可以在一段时间内重点按摩脚反射区（即按摩时有酸、涨、痛等感觉的区域）

注意：建议使用按摩器的时间一般不超过30分钟。4.关机：自动程序结束后，5分钟没有任何操作按摩器

会自动关机。在按摩过程中，按“开关”键，按摩器暂停工作，再按“开关”键，按摩器继续工作。在

暂停过程中，10分钟没有任何操作按摩器会自动关机。长按“开关”键2秒，按摩器关机。注意事项：1

、检查电压是否与按摩器上的指定规格相符，切勿用潮湿的手去拔插电源。按摩器插入电源插座后，切

勿让其它处于无人理会状态。2、切勿在流通性较差的地方使用按摩器，如盖在毯子下或枕头下加热

引起或可能导致火灾、触电或其他伤害。3、仅能在室内使用，切勿在浴室使用。

4、切勿坐在或用力踩在按摩器上。5、切勿将物体插入按摩器的任何插口处。

6、如果按摩器或电线有任何形式的损坏应立即停止使用。

7、禁止一下医用电子仪器同时使用。同时使用可能导致危险！a .

心脏起搏器等体内植入型医用电子仪器；b . 人工心肺等维持生命的医用电子仪器；

c . 心电扫描器等体外的医用电子仪器。