## 富尔乐红外线玉石床垫,单人发热玉石床垫,广州床垫厂

| 产品名称 | 富尔乐红外线玉石床垫,单人发热玉石床垫,广<br>州床垫厂     |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 公司名称 | 广州富禾电子有限公司                        |  |
| 价格   | .00/个                             |  |
| 规格参数 | 种类:玉石床垫<br>样式:单人<br>表面材质:玉石       |  |
| 公司地址 | 中国广东广州市白云区<br>广州市白云区人和镇凤和村学府路8号厂房 |  |
| 联系电话 | 86-02036039486 13570717158        |  |

## 产品详情

| 种类   | 玉石床垫   | 样式    | 单人   |
|------|--------|-------|------|
| 表面材质 | 玉石     | 中间材质  | 硬质棉  |
| 规格   | 180*70 | 款式    | 玉石床垫 |
| 适用对象 | 大众     | 品牌    | 富尔乐  |
| 贸易属性 | 内外贸    | 内部填充物 | 硬质棉  |
| 垫被类别 | 床褥/床垫  |       |      |

f-6207红外线玉石坐垫导语玉乃稀世之宝,玉石含有人体所需的硒、锌、镍、铜、钴、锰、镁、钙等30多 种对人体有益的微量元素,这些元素散发出来的启动波和人体细胞的启动波是同一种状态,人体细胞随 着从玉石散发的波动产生共鸣和共振,使人体细胞组织更具活力,并促进血液循环、增强新陈代谢、及 时排除体内废物。其中占有40%的镁元素是形成叶绿素的主要成分之一,镁元素也存在于人体细胞中。 玉石能使生活饮用水变成一种活性水,帮助人体提高免疫力玉石对人体的健身作用很早就被人类所发现 。玉石具有:"除胃中热、喘急烦懑、滋毛发、滋养五脏、明耳目等功效"。因此长期使用健康玉石腰 带,可溢气通脉,壮肌强筋骨,温中除风寒,轻身延年,同时对前列腺、神经痛、腰痛具有显著缓解作 用一、功能说明红外线玉石坐垫是采用温热天然玉石,具有解除精神紧张及肌肉疲劳,促进血液微循环 ,降低血脂及血液粘度,活化组织细胞,防止老化,强化免疫系统等作用。适用于风湿性关节炎、全身 疼痛、高血压、腰间盘突出、便秘、慢性胃炎、痛经、神经衰弱等疾病的治疗康复。超长波能刺激神经 、通经活络,有利于体内细胞获得再生。负离子能使人体细胞增添活力,增强人体对疾病的抵抗力。产 品最大限度的地利用了自然矿物可以补充人体不足的元素,在受热后放射出来的微量元素和远红外线, 通过皮肤吸收,排泄过剩的元素和微量元素可以促进血液循环,排除有毒物质,是馈赠亲友孝敬老人的 首选礼品,是美容保健补肾强体的不可缺少的佳品。二、使用说明1、将温控器插座与发热体正确连接。 1)温控器插座与发热体插头的连接到位、插紧。2)连接好温控器与发热体后再插上电源。2 、将温控器插头插入电源插座。3、打开温控器开关,设置所需的温度,进行热疗。4、使用完毕后,先

、将温控器插头插入电源插座。3、打开温控器开关,设置所需的温度,进行热疗。4、使用完毕后,先 关掉温控器开关,然后拔掉电源插头。三、注意事项1、请勿在本产品上放置沉重的物体。2、请使用专 门配置的温度调节器。3、避免私自拆装床垫及温度调节器。4、使用时把温度调节器放在外面。5、避免 温度调节器和电源连接部位进水。6、不要撞击温度调节器。7、禁止用剪刀、螺丝刀等锐器等刺穿8、为保证本产品的最佳效果,使用时请不要在本产品上另铺过厚的床单、毯子等物。9、使用前请先确认是否插好床垫和温度调节器的插头。10、请把温度调节到最适合自己的温度。四、产品包装规格产品尺寸:50\*50cm装箱数量:25个/箱净重:23kg 毛重:24kg外箱尺寸:63\*43\*49cm五、技术参数输入:110~220v 功率:250w

广州富禾电子有限公司联系方式:13570442163 廖先生qq:365740352