

新电视物产品,活力碎脂机,活力碎脂运运机,广州厂

产品名称	新电视物产品,活力碎脂机,活力碎脂运运机,广州厂
公司名称	广州富禾电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富尔乐 工作方式:电动 型号:L-8270
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市白云区人和镇凤和村学府路8号厂房
联系电话	86-02036039486 13570717158

产品详情

品牌	富尔乐	工作方式	电动
型号	L-8270	产地	中国广州
箱装数量	25	贸易属性	内外贸

I-8270活力碎脂运动机

导语

按摩是以中西医基础理论为指导,以各种手法技巧或器械为作用力,直接作用于人体表面的特殊部位,产生生物物理和生物化学的变化,最终通过神经系统调节,体液循环调节,以及筋络穴位的传递效应,达到舒筋活骨,消除疲劳,防治疾病,从而提高和改善人体生理机能的各种操作手法。通过近几年实践证实,按摩能够大量消耗和祛除血管壁的脂类物质,扩张毛细血管,增加血液流量,改善微循环,不仅可减轻心脏负担,而且有利于增强机体的抗病能力。故按摩减肥术既能达到减肥目的,又能增强体质,是肥胖者为早日摆脱痛苦,恢复健美身材而选用的一种好方法。

一、功能说明推脂机是新一代振脂美体专业仪器,运用了物理高频振动的原理,在做按摩的同时上下振动,因而产生与人手按摩相似的感觉,特设不同的按摩方式及可调节的振速,起到深层按摩的作用,分解、消耗脂肪;运动肌肉;从而达到减肥效果。推脂机配有不同形状的按摩头,适应身体不同部位的需要,造形美观大方,安全实用,性能优于国内外同类产品。是美容院、美体中心、健身中心、专业学校、家庭、进行健身美体、理疗康复的理想仪器。还可以按摩腰椎、颈椎,舒经活络促进全身血液循环.是理想的美容健康仪器。

最新电视购物产品

二、使用说明

将插座接到220v电源，控制旋转式开关，可控制按摩频率节奏，旋转到最小，按摩器停止运行。

将插座接到220v电源，控制旋转式开关，可控制按摩频率节奏，旋转到最小，按摩器停止运行。

三、注意事项

1. 患有背痛、项痛者或孕妇在使用前请征询医生的意见
2. 小孩、病残人使用时，需家人监护
3. 在饭前或饭后半小时内避免作用
4. 人离开或不使用时应拔出插头，切断电源
5. 勿在有水的地方使用按摩器
6. 不要在靠近电炉或高温的地方使用
7. 将按摩器放置于燥处，避免潮湿与阳光直射

四、产品包装规格

产品包装彩盒：23*13*23cm

装箱数量：20个/箱

净重：21kg毛重：22.3kg

外箱尺寸：64*46*46.5cm

五、技术参数

输入：110~220v

功率：28w频率：50~60hz

广州富禾电子有限公司www.gzfuerle.cn联系方式:13570442163 廖先生qq:365740352