

新款康祝拔罐器真空拔罐器加强加厚型拔火罐B型12罐磁针磁

产品名称	新款康祝拔罐器真空拔罐器加强加厚型拔火罐B型12罐磁针磁
公司名称	厦门市湖里区福琪医疗器械经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区仙岳路2019号
联系电话	86-05928269653 13950192423

产品详情

最好的拔罐器 康祝B1*12 拔罐器 型号：B1*12 规格：B2：2个,B3:2个,B4:2个,B5:2个,B6:2个，小罐：2个
包含：真空枪：1（大）罐具：12（尺寸：B2 6.5cm，B3 6cm、B4 5cm、B5 4.5cm、B6 3.5cm、小罐
2.5cm各2个）连接管：一支 说明书：2【主治内容】：感冒、气管炎、哮喘、头痛、高血压、心脏病、
呃逆、呕吐、胃痛、腹痛、泄泻、便秘、失眠、中风后遗症、阳萎、面瘫、颈椎病、落枕、肩周炎、腰
痛、坐骨神经痛、背痛、膝关节痛、痔疮、直肠脱垂（脱肛）、肱骨外上髁炎、虫蛇咬伤、疔病、月经
不调、小儿腹泻、小儿遗尿、产后身痛、更年期综合症、小儿疳疾、小儿腹泻、小儿遗尿、小儿麻痹后
遗症、小儿惊风、麦粒肿、结膜炎、咽喉肿痛、耳聋、慢性鼻炎、牙痛、近视、带状疱疹、痤疮、荨麻
疹、湿疹、丹毒、脑栓血、慢性前列腺炎等病。使用方法

1、根据病情选好穴位（参考病症取穴）选穴说明如下：阿是穴是最明显痛点治疗参考取穴图中标示
的穴位，位于人体躯干前后正中线上，即任、督二脉（见图二）上的穴位为单一穴位。其它穴位为对称排
列。图表中只标示了一侧，在治疗中均应取双侧穴位。取穴时，可根据治疗参考取穴中所列穴位分成两
组，每天一组轮换使用。

2、选取适当罐具及舒适的体位（可分为坐位、仰卧、侧卧及俯卧位，见图三）

3、将选好的罐具顶部活塞上提一下，以保证通气。4、将负压枪口轻轻套住罐具顶部活塞后，垂直快速
提拉杆数次，至拔罐内皮肤隆起，病人可耐受为度。5、在不能直接拔罐的部位（如脊椎、腰部）可使用
连接器，连接器安装方法：先将连接器一端的连接杆大头连接备用前嘴的大孔，再将另一端连接杆小头
连接负压枪口，使之成为一体，然后前嘴与拔罐有活塞的一头套在一起，再将拔罐放在需要治疗的部位
。同4操作将拔罐及附于体表。6、罐具吸附于体表之后，将负压枪口左右轻轻旋动向后退下，轻按一下
罐具活塞一防漏气。使用注意事项

1、拔罐时要选择适当体位和肌肉丰满、皮肤平滑、没有毛发的部位，根据所需拔罐部位，选取不同规
格的罐具，如确实需要在不平部位及毛发部位拔罐，可用和好的面圈垫在拔罐口下面，以防漏气或
选取异型拔罐。（另购）皮肤干燥，可先将皮肤湿润后再拔罐。

2、患者在初次治疗时，应先选用小拔罐，并小用拔罐，轻刺激。

3、罐子拔上后不要移动体位，在使用多拔罐疗法时，拔罐与拔罐之间应保留一定距离，不宜排列过近

。4、高热、昏迷、抽搐等急性，危重病人应先明确诊断病情以免延误抢救治疗时机

5、起罐后，局部潮红瘙痒不可以乱抓，经几小时或数日后，可消散。

6、起罐后局部皮肤出现水泡、水珠、出血点、淤血等现象均属正常治疗反应。水泡轻者只须防止擦破
，待其自然吸收即可；水泡较大时，常提示病情较重。可在水泡根部用消毒针刺破放水，敷以消毒纱布

- 以防感染。7、患者精神紧张，饥饿、体位不当、或拔罐吸力过大时，患者有时会突然出现面色苍白，恶心欲吐，多汗心慌，四肢发冷，脉沉细，甚则神志昏迷，唇甲青紫，二便失禁，脉细微欲绝等现象，此为晕罐，应立即起罐，使患者平卧，注意保暖，轻者休息片刻，饮温开水或糖水后可恢复；重者在上述处理后如仍不缓解，可考虑配合其他治疗或采用急救措施。
- 8、拔上拔罐以后，须询问病人感觉怎么样，如有发热、发紧、凉气外出，温暖舒适的感觉都属于正常反应。如病人感觉过紧灼痛。难受可能是吸拔力过大或此处不适宜拔罐，或改用小拔罐。
- 9、拔罐，起罐时应保持室内温暖，避开风口，防止受凉。