

# 西安欧姆龙电子体温计腋下电子体温计测体温更快

产品名称	西安欧姆龙电子体温计腋下电子体温计测体温更快
公司名称	西安欧姆龙计步器制氧机护理床网上折扣店
价格	220.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市(未央区)未央路与凤城二路十字天地时代广场B座22112
联系电话	029-86102370

## 产品详情

电子体温计由温度传感器，液晶显示器，纽扣电池，专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温，与传统的水银玻璃体温计相比，具有读数方便，测量时间短，测量精度高，能记忆并有蜂鸣提示的优点，尤其是电子体温计不含水银，对人体及周围环境无害，特别适合于家庭，医院等场合使用。1) 硬质棒式：家庭普遍适用，采用腋窝测量和口腔测量方式的一种温度计。

2) 软质棒式：软头电子体温计前端可任意弯曲，多方位，无死角，适合各部位的测量，一般可采用口腔、腋下、肛门三种量法。3) 奶嘴式：婴儿奶嘴式电子体温计是针对婴幼儿的生理特点而精心设计制造的。部件设计全部采用圆滑弧线，曲率依据宝宝口型，硅胶奶嘴内含温度传感器。奶嘴式电子体温计 电子体温计温度测量部位 1.将开机后的体温计探头置于腔舌根下，可测得口腔温度。2.将开机后的电子体温计探头置于腋窝中心处，可测得腋窝中心温度。3.在不能测试口腔和腋窝的情况下，将开机后的电子体温计探头插入直肠，进入深度不可超过电子体温计总长的1/2。 电子体温计 型号MC-670 30秒快速测量 大屏幕数值显示 产品售价：220元 本体重量：约27g (含电池)

外形尺寸：长125.2mm × 宽34mm × 高15mm 辽食药监械(准)字2008第2200003号 基本功能：30秒可完成测温 腋下 提醒测量完成 实测模式&预测模式 ±0.1 附赠收纳盒

联系方式：联系人：徐经理 公司电话：029-86102370 传真：029-86102370 联系电话：15389079989 15389059499 公司地址：陕西省西安市(未央区)未央路与凤城二路十字天地时代广场B座22112 西安市内乘公交：经济技术开发区站(K609, 600, 901,902,202,619,228,230,207,117,711,717,719,723, K618, 214,903, 游4, 游10) 经济技术开发区站下车即到(雅荷花园向北50米十字东北角)。

公司客服QQ：1660026604 1620384804 公司邮箱：[ztyiliao@163.com](mailto:ztyiliao@163.com)

公司门户网址：<http://www.xamedical.com/> 公司护理床医疗产品网网址：<http://www.ztyiliao.com>

公司制氧机医疗产品网网址：<http://www.xao2.com> 营业时间：8:30-17:30 (节假日不休，晚20:00以后产品咨询与业务洽谈请致电：15380959499)。(产品批发，团购与业务洽谈请致电：

15389059499，优惠活动请致电：029-86102370)