

可遥控足浴盆--热宜康足浴气血养生机

产品名称	可遥控足浴盆--热宜康足浴气血养生机
公司名称	湖北九州医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳大道邱家大湾
联系电话	86-02784669787 13477050810

产品详情

可遥控冲浪型洗脚盆(又名yq—3008b热宜康足浴气血养生机)是一款汇集人体工程学原理、经络针灸学理论、足底反射原理、热水足疗法、超长波健身法、全息疗法等中医学与现代电子的高科技产品。

膝下热水足浴强身法，是传统医学中汗法疗法的一种。它的基本效应取向于，当人体膝下部位受到特定温度的外化刺激时，就会通过下肢和上体的温度反差效应，和足底反射区针点按摩，推动气血津液循经上行，在外温内透的感传作用下，可使全身毛孔呈开放状态。血液循环加快，从而达到通经活络，改善机体新陈代谢的目的。中医巨著《黄帝内经》中写道“百病始于脚，人老脚先衰”，“养生先养脚，护足不畏老”。本品采用国际新型环保发热元件，双重热保护装置及水电分离防漏电保护装置，加热迅速、安全可靠、配以微电脑无线遥控，具多种功能。使您在热浪浴足中结合足底按摩、远红外理疗、透过家底的全息反射区，使人体经络通畅、全身排汗、带动气血循环，并配以气波、臭氧辅助功能，在不断对足部60多个穴位的刺激基础上，促进气血运行、调节机体功能。

功能特点：微电脑无线遥控 稀土颗粒 鼓轮按摩
高频磁石 数码显示 冲浪加热
气波功能 温度设定 防水保温设计
振动按摩 臭氧功能 时间设定

物品清单：小心打开包装箱，检查包装箱里应有以下器件：一台yq—3008b足浴气血养生机
一只无线遥控器(已装有锂电池)一套排水管 一只铬钢玉磨脚石 一袋稀土颗粒包
一份中药足浴方(供参考)一本产品使用说明书 一份合格证 一份保修卡

使用方法和步骤：1:向桶内倒入适量的冷水或温水(如水温高于35 或高于您所设定温度值，机器将只冲浪不加热，并报警)，以淹没住冲浪孔或到冲浪7l以上1厘米处为准，约为11升水左右。2:插上电源插头(请勿湿手操作)，接通电源，该机数码显示“0f”，按“电源开关”一次，数码显示器上显示默认定时“30”分钟，此时可进行其它各项功能的设定。3:按“冲浪加热”键，开启冲浪加热功能，如桶内水温低于当前机器设定温度值，则冲浪加热开始工作(该机默认初始温度设定值为35摄氏度)，此时可进行温度设定；按“温度设定”键进行温度调节，推荐温度设定以42摄氏度左右为最佳值。4:加热一段时间后(时间长短与倒入水的温度及季节有关)，当蜂鸣器“嘀”一声时，该机提醒您已达到设定的温度，可以进入浴足。5:如觉得水温不够，可在“温度设定”键上连续按到理想的温度值即可；如觉得水温过烫，请关闭“冲浪加热”功能，待水温降至合适时，设定此温度值，再开启“冲浪加热”功能，进入浴足。6:

连续按“时间设定”键，至您想要的足浴时间为止，一般推荐每次使用30分钟。7: 振动、远红外、气波、臭氧等功能可按说明书操作图示进行操作。可任意选择功能浴足，也可开启所有功能浴足。8: 足浴定时结束前五分钟，该机会预警三声“嘀、嘀、嘀”。可按“电源开关”键关闭本机电源；如您不予理会，则足浴定时结束时，该机会自动关闭所有功能并关闭电源，数码显示“0f”的关机状态。9: 足浴完毕后，关闭电源，将排水管一端的两头插入冲浪fl内，另一端放排水处，按“冲浪/加热”键开始排水，排水完毕，按“冲浪/加热”键关闭。10: 足浴完毕后，确认主机电源关闭，打开防水保渐罩,将排水管一端的两头插入冲浪孔内，另一端放排水处，按“冲浪加热”键开始排水；排水完毕，按“冲浪加热”键关闭。11: 拔下电源插头(请勿湿手操作)，将剩余水倒光，用双手取出机器足跟部的滤网盖后再小心取出过滤网，将其全部冲洗干净再装上，并将机器存放于通风干燥处。12: 该机具有瞬间断电记忆功能，即使瞬间断电也不会影响其正常工作。

浴足常识: 一、使用该机前，应将机器安置水平位置，最好能固定插头，固定位置使用。二、原则上每天使用2次，早、晚各一次，每次30分钟，水温以42℃为宜，连续坚持足浴1-2月后，您会惊喜地发现平时的好多症状在不知不觉中消失。三、热浪足浴后，全身毛孔呈开放状态，所以请勿让电扇或空调冷气吹向身体，以免导致风寒。四、每次使用足浴时，该机将加速体内新陈代谢，全身汗腺打开，以致出汗，请多喝开水。一般使用前、后各饮250ml温开水。五、在开启气波、臭氧功能浴足时，水中的污垢会屯积在机器内壁，使用完毕后一定要擦干净。六、饭前饭后一时以外浴足比较适宜。足浴完毕后，不要马上站立离开，先做三次深呼吸，再闭目养神2~3分钟，然后再走动。