

特价批发车载两用按摩垫 按摩坐垫 按摩产品 背部按摩垫

产品名称	特价批发车载两用按摩垫 按摩坐垫 按摩产品 背部按摩垫
公司名称	东阳市康铃医疗保健器材厂
价格	68.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:kangling 型号:818
公司地址	中国 浙江 东阳市 白云街道山脚新村2栋
联系电话	86 0579 85381257 13819946657

产品详情

是否提供加工定制：是
种类：按摩座垫

品牌：kangling
材质：海绵

型号：818
适用送礼场合：商务馈赠、展销会、员工福利

- 1.快速缓解疲劳，恢复体力。
- 2.促进血液循环，缓解身心紧张。
- 3.减轻肌肉疲劳和肌肉酸痛。
- 4.按摩经络穴位，可保健养生车家居两用，使用范围广

安全事项：

电源线:

- 1.拔除电源线时，应握住电源线插头而非电源线。
- 2.严禁用手提电源线让机体悬空或摇晃，而导致电源线芯断开，无法正常工作。
- 3.如果电源线损坏，应立即停止使用产品，必须到公司指定维修点更换后再使用。

手控器:

1.请勿用湿手操作。

1.请勿用力拉扯手控器的电线。

2.严禁在手控器上放置重物，用力抛掷。

使用环境

1.请勿在潮湿环境及浴室中使用，用后请保存在干燥和无强光直射的地方。

2.请勿长时间将机器暴露在多灰尘或阳光直射的地方。

注意事项

1.如身体不适，近期动过外科手术或颈、背部受伤者，使用前请先咨询医生。

2.孕妇和恶性肿瘤患者慎用。

3.当小孩或身体不自由者使用本产品时，须有合适者在旁辅导。

4.禁止在睡眠中使用和用餐后30分钟内使用。

5.按摩后请喝500cc白开水或热茶，可促进体内代谢物质的排泄。

6.使用30分钟，请让机器休息20分钟，以确保延长本机寿命。

清洁和保养：

1.清洁前，需关闭电源开关，拔下电源适配器或点烟器。

2.日常保养清洁，请用中性清洁剂及抹布擦拭，不可使用带有腐蚀性清洁剂。

3.操作时请轻按按键，避免用力过猛。

4.本机虽制作坚固，但仍请避免碰撞或重压，避免坚硬物品刺划机器表面，以免导致不必要的故障。

技术参数：

型号：kst-818

额定电压：dc12v

额定功率：8w

额定工作时间：30min

本品为单座的产品，如果您需要正副驾驶均有，则购买两份就是双座的了！

如果您希望后排也可以用的话，就买几个了！

本品升级为5个按摩点，请亲注意哦！自带按摩和加热的功能，还有最实用的震动功能！因为震动是靠内置电机运行的，电机高速运行时，声音会有，这是正常现象，如果您接受不了声音的话，建议您佩戴上耳机听听音乐哦！或者您把汽车音响打开也可。

本品赠送您一个家用的电源转换器，方便亲放在家中的椅子上使用。

下面是产品实物图，因为每批货物的厂家不同，造成货物会有些许的差别，也请亲多多包涵支持了。功能是不会变的，因为产品在不断完善升级，为您更好的服务！

亲注意：本品赠送一个家用的插座转换器！方便您放在家里的椅子上使用。

如果您的车上只有1个点烟器的接口，我们建议您购买一个车用点烟器分线器，方便您接驳多个点烟器接头。

点击图片去看：

郑重提示您：希望您仔细看下面这段话 ^_^

本品为单座的产品，如果您需要正副驾驶均有，则购买两份就是双座的了！

如果您希望后排也可以用的话，就买几个了！

本品升级为5个按摩点，请亲注意哦！自带按摩和加热的功能，还有最实用的震动功能！因为震动是靠内置电机运行的，电机高速运行时，声音会有，这是正常现象，如果您接受不了声音的话，建议您佩戴上耳机听听音乐哦！或者您把汽车音响打开也可。

本品赠送您一个家用的电源转换器，方便亲放在家中的椅子上使用。

下面是产品实物图，因为每批货物的厂家不同，造成货物会有些许的差别，也请亲多多包涵支持了。功能是不会变的，因为产品在不断完善升级，为您更好的服务！

- 1.快速缓解疲劳，恢复体力。
- 2.促进血液循环，缓解身心紧张。
- 3.减轻肌肉疲劳和肌肉酸痛。
- 4.按摩经络穴位，可保健养生车家居两用，使用范围广

安全事项：

电源线:

1. 拔除电源线时，应握住电源线插头而非电源线。
2. 严禁用手提电源线让机体悬空或摇晃，而导致电源线芯断开，无法正常工作。
3. 如果电源线损坏，应立即停止使用产品，必须到公司指定维修点更换后再使用。

手控器:

1. 请勿用湿手操作。
1. 请勿用力拉扯手控器的电线。
2. 严禁在手控器上放置重物，用力抛掷。

使用环境

1. 请勿在潮湿环境及浴室中使用，用后请保存在干燥和无强光直射的地方。
2. 请勿长时间将机器暴露在多灰尘或阳光直射的地方。

注意事项

1. 如身体不适，近期动过外科手术或颈、背部受伤者，使用前请先咨询医生。
2. 孕妇和恶性肿瘤患者慎用。
3. 当小孩或身体不自由者使用本产品时，须有合适者在旁辅导。
4. 禁止在睡眠中使用和用餐后30分钟内使用。
5. 按摩后请喝500cc白开水或热茶，可促进体内代谢物质的排泄。
6. 使用30分钟，请让机器休息20分钟，以确保延长本机寿命。

清洁和保养：

1. 清洁前，需关闭电源开关，拔下电源适配器或点烟器。
2. 日常保养清洁，请用中性清洁剂及抹布擦拭，不可使用带有腐蚀性清洁剂。
3. 操作时请轻按按键，避免用力过猛。
4. 本机虽制作坚固，但仍请避免碰撞或重压，避免坚硬物品刺划机器表面，以免导致不必要的故障。

技术参数：

型号：kst-818

额定电压：dc12v

额定功率：8w

额定工作时间：30min

本品为单座的产品，如果您需要正副驾驶均有，则购买两份就是双座的了！

如果您希望后排也可以用的话，就多买几个了！

本品升级为5个按摩点，请亲注意哦！自带按摩和加热的功能，还有最实用的震动功能！因为震动是靠内置电机运行的，电机高速运行时，声音会有，这是正常现象，如果您接受不了声音的话，建议您佩戴上耳机听听音乐哦！或者您把汽车音响打开也可。

本品赠送您一个家用的电源转换器，方便亲放在家中的椅子上使用。

下面是产品实物图，因为每批货物的厂家不同，造成货物会有些许的差别，也请亲多多包涵支持了。功能是不会变的，因为产品在不断完善升级，为您更好的服务！

郑重提示您：希望您仔细看下面这段话 ^_^