

PHILIPS 飞利浦汽车隔热膜测试烤灯PAR38 150W隔热膜检测仪专用红外线灯泡

产品名称	PHILIPS 飞利浦汽车隔热膜测试烤灯PAR38 150W隔热膜检测仪专用红外线灯泡
公司名称	广东同为建设发展有限公司
价格	75.00/只
规格参数	飞利浦:PAR38 150W 220V
公司地址	惠州市河南岸演达大道68号 骏康园区
联系电话	0752-2227601 18933280226

产品详情

[PHILIPS飞利浦红外线光理疗灯泡 PAR38E 150W 230V美容美肤灯泡](#)

特征描述

1, 红外线灯, 又名红外线加热灯, 是指辐射的主要成分在红外光谱范围内的灯。红外线灯可以提供能jin gquekongzhi的能量辐射, 可 以用来加热, 主要应用于半导体工业中热电子晶片, 吹制PETP瓶子, 回流焊设备、干燥填料, 机动车修理中干燥油漆, 复印 机色剂定位, 印刷电路底板焊料的融化, 加热和消毒等等。红外线灯广泛应用于机械、汽车、医等行业。。

2, 红外线理疗灯采用远红外辐射片, 通电后辐射片迅速产生热量, 并辐射出可达人体较深部位的远波段红外线, 可使局部血管 扩张, 增强血液循环, 改善组织代谢和营养状态, 增强免疫功能、增强吞噬细胞功能和血管通透性, 有利于炎性渗出物的吸 收。

3, 新型家庭用理疗仪器, 对关.节.炎、肩.周.炎、颈.椎.病、腰.椎.病、类.风.湿.性.关.节.炎、急.性.乳.腺.炎、胃.痛、骨.质.增.生、关.节.扭.伤等 疾.病有辅助的效果。

使用说明

将电源插头插入插座上。按下开关，指示灯亮后，预热2-3分钟，对准穴位或疼痛部位照射。照射距离约10-20厘米远。主要以温热对患病部位皮肤有舒适感为宜，不要过近以防烧伤皮肤。

用途/应用领域

1. 美容保健:红外线光谱渗透性强，深层加热肌肤，有效改善血液循环，改善皮肤组织，具有美容健体功效。是家庭，美容院，医院理想的理疗美容产品。

2. 理疗:减轻伤痛，辅助治疗风湿病，腰部风湿痛、感冒、肌肉酸痛、缓解关节炎、促进伤口愈合。医用红外线热理疗。

3. 用于防病保健，每天可照射1-2次，每次照射20分钟为宜。

4. 用于治疗各种疾病，每天可照射2-3次，每次照射时间20-30分钟。（16岁以下儿童照射时间15-20分钟）。

以疼痛缓解为宜，切不可急于求成。

可急于求成。

PHILIPS飞利浦红外线光理疗灯泡 PAR38E 150W 230V美容美肤灯泡

价格说明

【平台活动下价格】

活动前价格：（1）非分销场景下，指平台活动（不含分销场景的活动）预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格；（2）分销场景下，专指分销活动预热期（若无预热期，则为爆发期）前的商品销售价格。

前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、hongbao等优惠，未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠；该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠（包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等，最终以商家的自行设置为准）。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价；若当日商家多次调整销售价格的，取当日最后展示的销售价格。

【非平台活动下价格】

划线价格：指商家自营销活动场景下的商品价格，该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

未划线价格：商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价，具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化，最终以订单结算页价格为准。

【发布价】

指商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价并叠加L会员价折扣后的价格，并非原价，仅供参考。

*注：

- 1、前述说明仅适用于价格比较下的场景。
- 2、活动前的时间通常为预热期/爆发期的前一天，但因数据的延迟性，取价时间可能会发生改变，最终以前述展示的具体时间和所对应的商品价格为准。