

# 一次性超声耦合贴使用说明-多种规格

产品名称	一次性超声耦合贴使用说明-多种规格
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 产地:河南郑州 品牌:克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

一次性超声耦合贴使用说明-多种规格

品牌: 克夫尼

包装: 袋装或者箱装

产地: 河南郑州

可售卖地: 全国

生产定制: 是

超声耦合贴、耦合贴片、超声固定贴、超声理疗贴，作为一种常见的医学辅助产品，通过良好的贴合性能，为用户提供了全面的理疗效果。下面我们将详细介绍超声耦合贴的功效与作用，使用方法和注意事项，希望能够帮助您更好地了解和使用我们的产品。

功效与作用:

超声耦合贴是一种有效的超声传导介质，能够提供稳定且良好的超声波传递效果，使理疗仪器的超声波能够充分贯穿皮肤，达到理疗的预期效果。耦合贴片的高粘性和优质材料保证了贴片的可靠性和耐用性，能够长时间粘贴在皮肤表面，不易松脱，提高了使用的便利性和舒适度。

超声固定贴具有良好的吸湿、调湿、透气性能，可有效防止皮肤潮湿和过热，提供舒适的使用体验。超声理疗贴不仅可以用于临床治疗，也可以在家庭中进行自我理疗，方便灵活，满足不同人群的需求。

使用方法:

先将皮肤清洁干净，确保皮肤表面无水油等杂质。从包装中取出一片超声耦合贴，并撕下保护膜。将超声耦合贴贴在需要进行理疗的皮肤部位，轻轻按压使其充分贴合，在使用过程中避免皱折和气泡产生。理疗结束后，轻柔地撕下超声耦合贴，不要用力拉扯，以免对皮肤造成不适。

#### 注意事项:

使用超声耦合贴前，请确保皮肤无伤口、湿疹、烧烫伤等问题，避免对损伤皮肤使用。在使用过程中如果出现过敏或不适症状，如皮肤红肿、瘙痒等，请立即停止使用，并咨询医生建议。请勿重复使用一次性超声耦合贴，以免影响使用效果。请将超声耦合贴放置在阴凉干燥处，远离阳光直射和高温环境。

克夫尼生物科技有限公司作为一家专业的超声耦合贴制造商，以高品质的产品和全面的售后服务赢得了广大客户的信赖。我们不仅可以满足您自有品牌的生产和定制需求，还可以提供贴牌生产服务，为您的品牌打造专属的超声耦合贴产品。欢迎选择克夫尼超声耦合贴，为您的理疗体验保驾护航。

固态凝胶片和水溶性聚合物组成，主要搭配超声设备用

8X8cm2贴/袋独立包装袋

作用：用于超声检测、诊断与治疗操作中填充于皮肤或粘膜与探头(或治疗头)面之间，作为透射声波的耦合介质，一般用于超声治疗设备。

郑州克夫尼生物科技有限公司位于郑州，主要生产理疗电极片和医用超声耦合贴片，

产品可以支持OEM/ODM