

# 液晶显示生发梳 抗疲劳保健按摩梳 远红外按摩梳

产品名称	液晶显示生发梳 抗疲劳保健按摩梳 远红外按摩梳
公司名称	深圳市盛阳康科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区新生村龙凤路43号
联系电话	0755-85207916 13418547386

## 产品详情

深圳市盛阳康科技有限公司 专业的按摩保健器材生产厂家 联系人：尹小姐 电话：13418547386  
qq:2630461347 邮箱：sykhealth66@163.com 深圳厂家批发 液晶显示生发梳 抗疲劳保健按摩梳  
远红外按摩梳 抗疲劳激光按摩生发梳的详细介绍 抗疲劳激光按摩生发梳以传统中医理论为基础，结合现代康复理疗技术，运用低功率激光照射或红外线、机械震动按摩，可以在短期内逆转脱发进程，达到有效防止脱发和迅速促进头发再生的功效。低功率激光能温和的透过头皮下毛囊细胞深处，加速血液循环，调节局部内分泌状况，促进新发再生，同时改善头发变细、枯黄、无光泽等各种发质。结合震动按摩，疏通头部经络，缓解脑部疲劳，配合使用生发液，为新发再生提供必要的能量，更可以促进毛细血管扩张，激活发根毛囊部位毛细血管的活力，从而使毛囊重新恢复功能，吸收所需的养分。

1.安装电池:打开激光按摩梳的电池盖，按照电池盒内标注的极性装好2节5号电池，盖好电池盖。

2.开机：按压电源开关3秒，机器发出“滴”一声鸣响，表示电源已接通。

3.液晶屏上显示：“定时：5分钟，激光，按摩”及图案字样，5分钟倒计时开始。

4.激光功能的开与关：反复按压“激光”键可打开或关闭激光功能。（建议每天使用激光功能累计不要超过10分钟）。

5.按摩功能的开与关：反复按压“按摩”键可打开或关闭按摩功能。（可根据需要自行设定）

6.将仪器调整好所需状态后，即可使用，使用时，仪器在头部要以每秒约1厘米的速度缓慢移动，效果最佳。

7.仪器使用定时为5分钟，定时结束，主机发出“嘀嘀嘀”三声提示音，仪器自动停止。

8.若中途停止使用，按压电源开关3秒，即可关闭。

9.每次使用5分钟，建议每天早晚各一次。

电源电压： $dc\ 3v \pm 0.15v$  (5号电池2节)

单个激光束功率为： $5mw$

梳齿表面的最大磁感应强度为： $30mt \pm 10mt$

定时： $5min \pm 0.5min$

我公司是一家高科技的集团公司,前身香港盛阳实业有限公司，主要致力于保健按摩器材和高科技电子产品研发和生产.公司现有的十余个部门构建出了公司完善的生产规模.在科学管理的基础上,公司凭借着自己雄厚的经济实力,敏锐的市场洞察力,快速的行动力,已在保健器材这块领域占居了自己的一席之地,并赢得了同行业的赞誉和认可.现公司重点发展下属的研发部及生产部,从而形成了以高科技产品研发的生产为基础,以国际商贸为龙头的工商贸一体化的全面发展格局.因此公司不论从经济实力,企业管理,对市场的把握,还是从产品本身的科技含量和品质来看是一家很有发展潜力的企业,而公司效益的一直稳步提高,资产的不成倍增长,更有力的证明了这一点.

深圳盛阳康科技有限公司是一家高科技的集团公司，坐落于深圳市龙岗区新生工业区，主要致力于保健按摩器材和高科技电子产品研发和生产；公司现有的十余个部门构建出了公司完善的生产规模；在科学管理的基础上,公司凭借着自己雄厚的经济实力，敏锐的市场洞察力，快速的行动力，已在保健器材这块领域占居了自己的一席之地，并赢得了同行业的赞誉和认可；现公司重点发展下属的研发部及生产部，从而形成了以高科技产品研发的生产为基础，以国际商贸为龙头的工商贸一体化的全面发展格局；因此公司不论从经济实力，企业管理，对市场的把握，还是从产品本身的科技含量和品质来看是一家很有发展潜力的企业，而公司效益的一直稳步提高，资产的不断成倍增长..