

# 黑屏数码经络理疗仪价格，厂家，批发商。

产品名称	黑屏数码经络理疗仪价格，厂家，批发商。
公司名称	深圳明义科技有限公司
价格	18.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳松岗碧头碧郎路华盛达
联系电话	0755-29854621 18027663665

## 产品详情

黑屏数码经络理疗仪是根据物理学、仿生学、生物电学、传统中医经络学原理结合大量临床实践采用现代微电子技术研制开发的最新一代保健精品。它不仅具有针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧、瘦身、降压等多种功能，还具有独一无二的免疫调节功能，并且独创性地研制出常温红外频谱电极，使治疗作用更加深入，功力更加深厚，效果更加美妙。黑屏数码经络理疗仪功能特点：应用数码技术，将人体所需的物理因子转变为精确的数码信号，再由计算机根据人体需要进行综合治疗，保证了治疗的精确性，大大提高了治疗的功效。

具有大屏幕lcd，包含强度、功能、模式、治疗、时间、中英文显示系统，人体经络穴位图等。

使用红外线电极贴片，覆盖面积更大。

独特的"免疫调节"功能，增强和协调身体抵抗力，帮助人体战胜外来的细菌、病毒等病原体的能力。

奇妙的波形组合，让您切实体会到针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧的真实感觉。lcd经络图指导治疗。根据症状选择不同的穴位进行治疗，如果您只是需要按摩以解决疲劳，那么可以根据穴位图选择穴位或者在疼痛的地方进行即可，非常方便，适应病症：肩部僵硬、末梢神经麻痹、神经痛、腿部酸痛、免疫力低下、全身疲劳、胃痛、重感冒、颈椎间脖子痛、肩周炎、牙痛、高血压、低血压、减肥瘦身、失眠、精力减退、性机能衰弱、月经不调等各种急、慢性病症。治疗机理：人体的肌肉、神经、器官、组织的细胞活动都会产生微弱的活动，它是由生命机体中一种生物电子的变化而形成的，生物电子运动则产生了生物体所特有的生物电。在人体整个生命过程中，都离不开生物电子的运动，它始终在不平衡中维持着相对的平衡。从中医经络学角度解析，生物链的不平衡就会导致经络紊乱，引起人体各种不适或疼痛。数码经络理疗仪降压功能是根据中医经络学理论，结合现代生物电学、物理学原理，以自然疗法刺激患者耳背的降压沟穴，通过"神门穴"来调控大脑中枢神经指挥交感神经和迷走神经平衡工作，从而达到舒经活血，平稳降压的目的。注意事项：(1) 电极应两片同时使用，在使用前先将保护膜撕掉。切记两片阿是电极不可带电极碰接，以免相互粘连后发生短路。(2) 电极贴片为硅胶制品会老化，故在每次使用前要保证皮肤的清洁，擦拭汗液。使用后应及时贴上保护膜，不要弄脏，避开阳光直射及潮湿的地方保存可防止老化、延长使用寿命。(3) 有的人在治疗的过程中，感觉双功能治疗头一强一弱，有针刺感，这是因为人体各部位的神经分布和皮肤敏感度不同而造成的，或者是患者的皮肤没有与双功能治疗头充分地接触。那么在治疗前，应先用温湿毛巾擦拭颈部皮肤1~2分钟，在刚好要干时进行治疗，保证颈部皮肤与双功能治疗头充分接触（颈部皮肤有破损者待皮肤完全愈合后再使用）。(4) 通电后双功能治疗头无功率输出：检查控制板上的时间、强度是否设置好（只有设置好时间和强度后仪器才开始工作）；如果设置完还是没有输出，再看系统是否插在主机上，还有就是一定要连接上贴片和导线，插上系统后，均没有输出者，是主机内部故障，应返厂维修 使用说明: 1.打开电源：按下开关键，液晶

显示屏呈开机状态，同时按摩模式指示箭头指向针灸模式，此时强度为 0，定时为 15 分钟

2.选择中英文显示：按动中英文显示键，显示屏可转换中文或英文。

3.选择按摩模式：按功能选择键可依次选择针灸 / 捶击 / 按摩 / 火罐 / 推拿 / 刮痧 / 瘦身 / 免疫调节。

4.调节强度：按下强度调节键，调节到合适的强度 5.定时选择：可选择分钟，每按一次增加 5 分钟。