

# 专注生产压力刺激贴优势-工作原理

产品名称	专注生产压力刺激贴优势-工作原理
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地 :全国 生产定制: 是 品牌:克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

### 专注生产压力刺激贴优势-工作原理

压力是现代人工作和生活中无法避免的一部分，因此如何缓解压力成为我们共同的关注点。克夫尼作为一家专注生产穴位压力刺激贴的公司，本着为客户提供高品质产品的理念，不断研发创新，致力于为客户提供有效的压力缓解解决方案。

#### 一、产品参数

品牌：克夫尼 产地：河南郑州 可售卖地：全国 生产定制：是

#### 二、使用穴位压力刺激贴的功效和好处

穴位压力刺激贴以其独特的工作原理，为用户提供了诸多好处。

**缓解压力：**大量研究表明，在特定穴位施加压力可以有效减轻压力，促进身心放松。克夫尼生产的压力刺激贴精准定位相关穴位，通过刺激穴位来缓解压力。

**促进血液循环：**穴位刺激可以促进血液循环畅通，加速代谢废物的排出，提高身体的机能。

**舒缓疲劳：**长期工作或运动过度容易导致肌肉疲劳和酸痛，使用压力刺激贴能够舒缓疲劳、缓解酸痛。

**改善睡眠：**压力刺激贴作用于特定穴位，可以促进身体放松、调节神经系统，帮助改善睡眠质量。

#### 三、注意事项

在使用穴位压力刺激贴时，需要注意以下几点：

**刺激时间：**每次使用的时间不宜过长，一般15-30分钟为宜。

**刺激力度：**刺激力度不宜过大，以不感到疼痛为宜。

个体差异：每个人对于穴位压力刺激的感受程度不同，请根据个人情况调整使用频率和力度。  
孕妇和疾病患者：孕妇和患有严重疾病的人群在使用前应咨询医生建议。

总结：克夫尼生物科技有限公司作为专注生产穴位压力刺激贴的销售人员，我们不仅可以提供优质的产品销售，还支持OEM定制，以满足客户个性化需求。我们的产品具备科学有效的工作原理，通过精准刺激穴位来缓解压力、促进血液循环、舒缓疲劳和改善睡眠。在使用时请遵循注意事项，根据个人情况进行调整。如果您有任何疑问或定制需求，请随时联系我们，我们会竭诚为您提供满意的解决方案。

使用方法；

1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品

2、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开

护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴切皮肤，导电效果更佳。

4、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品，严禁重复使用。