

生物陶瓷热敷袋

产品名称	生物陶瓷热敷袋
公司名称	河南泽加医疗科技有限公司
价格	298.00/件
规格参数	品牌:河南煜博医疗器械制造有限公司 型号:YB-HC-JB 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市高新区冬青街58号1号楼3楼304号
联系电话	18137107476 18137107476

产品详情

工作原理：

1、热敷袋被加热后所散发的热量，能迅速的透过皮肤表层，进入扩张的毛细血管，在肌肉和关节腔内，产生一系列的生理变化、生物效应，同时能使局部肌肉组织温度升高，促进血液循环，对腰肌劳损、腰椎间盘突出症、腰椎骨质增生等引起的疼痛有辅助治疗作用。

2、高效的远红外作用:能够改善微循环，促进新陈代谢，加速机体组织营养的供应及代谢废物的排出，起到活化组织细胞的作用。

产品特点：

方便高效:升温速度快，保温时间长，操作简单，使用方便；

舒适安全:吸热快、散热慢、无烟、无味、无磁场，使用舒适安全；

耐压耐用:瓷珠多种金属氧化物聚合而成、坚固耐用、耐压，耐热性能优良，使用寿命长；配套齐全:配备整套热敷袋，适合身体各个部位治疗。

生物陶瓷性能特点：

加热迅速，仅需3-5分钟，加热一次保温时间可达40-50分钟

健康环保，瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命

使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量

绿色疗法，无烟、无味、无磁场，舒适安全

远红外线对人体健康有以下特殊作用：

1、改善微循环:微循环是指微动脉与微静脉之间微血管中的血液循环。其基本功能是实现血液与组织细胞的物质交换、运送养料(包括营养物质和氧气)以及排泻废物(包括二氧化碳和代谢产物)，所以微循环是人体的“第二心脏”。人体在远红外的作用下，皮肤和皮下组织温度升高，导致微血管扩张。血液中大部分物质都是水，随着大分子团的水变成小分子团的水，大大提高了水分子在微血管中的流动性。血粘度人血滕降低使血管内部光滑。也是微循环改善的重要因素。

2、活化组织细胞:当人体接受红外光的照射以后，可以把体内某些缔和的大分子团(30到40个水分子)的长链切断，形成5到6水分子构成的小分子团，使水分子透入细胞膜的数量和速度大为增加。

3、医学美容中应用

生物陶瓷的减肥作用：在腹部使用生物陶瓷热敷，则可减少胃酸分泌抑制食欲，消除因节食引起的饥饿感或畏寒感，能有效地燃烧脂肪，促进腹部或其他部位脂肪水液代谢后从汗腺与淋巴腺排出体外，配合科学饮食和锻炼轻松地达到健身减肥的目的。

适应症：

对于急性腰扭伤、慢性腰肌劳损、骨性关节炎、落枕、肩周炎、软组织扭挫伤、颈椎病、腰椎间盘突出症等引起的各种疼痛均有良好的理疗效果；

治疗女性痛经、盆腔炎、附件炎等症；

改善坐骨神经痛、末梢神经炎、面神经麻疾、中风等症的血液循环，解除血管痉挛，减轻疼痛，促进功能恢复。

通过燃烧脂肪，达到局部减肥的效果。

使用方法：

1. 将热敷袋放微波炉平整放微波炉中心(放不下请折叠放)
2. 高温加热3-5分钟(请勿加热时间过长避免温度过高，热敷袋未冷却，请勿二次加热)
3. 加热温度过高，可用毛巾包裹热敷
4. 如果袋子破损，请待陶瓷珠冷却后转移到备用袋子，可继续使用，不影响寿命

禁忌症：

1. 孕妇、有严重心、脑病及出血或出血倾向者禁用；
2. 带心脏起搏器者禁用；
3. 急性软组织损伤，请24小时后使用；
4. 如局部出现发红，灼热属于正常现象，产品取下后现象自然消失；
5. 使用本产品时，勿将手表及易磁化物与产品接触，以防磁化；
6. 个别病人偶尔出现口干，眼睛干涩眼分泌物增多，喝逆和肠鸣、排气，轻度腹泻等现象只需多喝水，继续使用便会消失。

产品使用范围：

医院: 康复科、理疗科、针灸科、疼痛科、骨伤科、妇科、内科(如肺炎、慢性胃炎、肠炎等)及疗养院等治疗或辅助治疗。

社会: 节日礼品及敬老院护理/美容院等