

# 批发供应高科技产品暖宝宝、暖贴、一贴热

产品名称	批发供应高科技产品暖宝宝、暖贴、一贴热
公司名称	满洪兵
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:爱田 产品成分:铁粉、水、活性炭、盐类 产品尺寸:13cm × 13cm
公司地址	中国 山东 章丘市 官庄乡 水峪村西新路122号
联系电话	86 531 83852677 13954139511

## 产品详情

品牌	爱田	产品成分	铁粉、水、活性炭、盐类
产品尺寸	13cm × 13cm	包装规格	2个装
最高温度	65	平均温度	60
保温时间	10小时以上	保质期	24个月
箱装数量	24包 × 10袋	贸易属性	内贸原单
产品类别	保暖贴		

### 一、产品材质：

该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使一贴热粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

### 二、产品说明：

本品为最新一代高科技产品，是各种类型的畏寒病症患者理想的热敷、止痛、消肿贴剂。产品薄如纸、轻如棉、柔软而富有弹性。使用时只须往病痛的相应部位一贴，立刻就能缓解并在半小时左右消除疼痛。产品发热温度最高强65，平均52。持续时间在12 - 20小时，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、畏寒不适、四肢发凉、伤处遇寒疼痛等患者止痛保健和冬季保暖的理想用品。

### 三、发热原理：

本品为最新一代日本高科技产品，产品薄如纸、轻如棉、柔软而富有弹性。

新产品材质更为天然环保，日本材料绝对不污染衣物，发热温度稳定,释放温和,不仅仅适合老年人,中年

人,青年人,少年儿童乃至幼儿都可以使用。

原料是由铁、石、活性炭、无机盐、水等组成的,可在空气中氧气的作用下发生放热反应。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层,粘结牢固,绝不污损衣物。

当人体经常受寒气侵袭,局部的微循环系统发生阻滞时,使相应机体既得不到营养,又无法排出废物,就会产生痛疼,进而引起病变。很多老年人的腰腿疼病,其实很可能是年轻或者年幼时期就形成的。而取暖袋的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态。

作为父母千万不能小看孩子的保暖,小孩子体温高于大人,因为保暖格外重要,又因为孩子活泼好动的本性,让孩子往往忽略寒冷的侵袭,因为不喊冷的孩子,未必就不需要取暖。

作为子女千万不能小看父母的保暖,人到一定年龄,肢体逐渐衰老,血液循环不如年轻人,即使周身不冷,但是因为血液循环的问题,仍需要局部取暖,类如腰,颈椎,手,脚,四肢。

作为青年人千万不能小看自己的保暖,人在年轻的时候往往会因为疏忽不知不觉的为自己年老的时候埋下了生病的隐患,年轻人往往为了穿的更漂亮和忽略保暖。

是太阳孕育了这个世界,是阳光,是爱,是温暖给了我们美好的生活。任何时候任何寒冷,都会被驱散。别忘记给父母几片,这是爱心的回馈,给子女几片,这是爱心的延续,给自己几片---爱自己才能爱别人更多。

#### 四、作用功能：

一贴即热,快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀,广泛适用于各种畏寒症。

1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛,是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖,促进人体微循环,对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。

3、促进经络畅通,热敷相关穴位,消除胃寒不适、经血不通等症状,具有活血化瘀的作用。

4、冬季替代厚重的棉衣,为人体提供温度保障。

#### 五、使用方法：

将一贴热的真空包装沿切入口打开,揭去一贴热后面的衬纸,贴于内衣的外侧,用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关部位。

#### 六、适用范围：

1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。

2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。

3、妇女痛经、产后收腹。

4、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。

5、房间内低温时取暖。

6、按摩的热敷、外伤恢复期理血散瘀等...。

#### 七、注意事项：

1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。

2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用。

3、糖尿病和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。

5、若不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。误食后要立即催吐并就医。

#### 八、保存方法：

注意要将产品置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方。