

6332#家用体温计 儿童体温计 电子体温计 电子温度计

产品名称	6332#家用体温计 儿童体温计 电子体温计 电子温度计
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场兰林伟业经营部
价格	3.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:oem 型号:6332
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 赛格广场10楼10D09室
联系电话	86 0755 83030057 13632969290

产品详情

尊敬的各位顾客朋友们，在本公司购物前请麻烦仔细阅读以下批发内容：

【关于价格与图片】

本公司全场为批发价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品肯能会随生产批次不一样，肯能会稍作改动，建议购买之前请先咨询确认。具体以实物为准！！

【关于起批说明】

本商铺所有产品皆支持混批！满100元以上，均可以混批，单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。

【关于付款方式】

1.委托快递公司代收货款。（只限广东省内，代收货款请麻烦先咨询联系我们）

2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：andylai@szllkj.cn

，注：支付宝交易可保证客户的资金安全哦！

4.可到我们实体店，现金交易。实体店地址为：深圳福田赛格广场10d09，联系电话为：0755-83030057，去之前，请麻烦先电话联系。

5：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

【关于产品返修】

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况 看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

【关于退换货问题】

1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响二次销售，视产品外观损坏程度而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我商行工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货。

【关于物流问题】

当买家使用支付宝流程交易的，上架产品一般都有现货的，小额批发一般是在当天4.30分安排发货。大额批发一般是2天内发走。具体情况 根据买家选购的商品为准。

有疑问或者不明白的地方，可添加以下联系方式：

旺旺id：szllwyyxgs

业务咨询：qq：2355607384

尊敬的各位顾客：购买我司产品时，请尊重我司财务制度与工作流程，谢谢配合！兰林科技将竭诚为你们服务！顺祝商祺！！

【产品介绍】

内附有中文说明书一张

电子体温计，此款是电子体温计系列里面性价比最好的一款，最适用于药店、诊所、经销商等等

本产品具有快速显示读数、“哔、哔”声鸣叫提示、精确度高、高低温报警、耗电量省、记忆存储和自动关机的功能；测量温度一般在40秒到90分钟之间。 测量精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

工作温度是：0 -55 工作湿度是80%r,

工作电压是1.5v，电池寿命：约3年（以1天使用10分钟计算），可更换电池，确保长期使用。

净重：约13克 安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则若干分钟后自动关机

6，友情提醒：温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。

【小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在 $36^{\circ}\text{C} \sim 37.3^{\circ}\text{C}$ （以口腔温度为准）， $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 为低度发烧， $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ 为中度发烧， $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$ 为高度发烧，大于 41°C 为超高度发烧；人的通常口探温度为 36.8°C ，腋探比口探约低 $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，肛探比口探约高 $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.6^{\circ}\text{C}$

【基础体温】：基础体温(basal body temperature, bbt)又称静息体温，是指妇女经过6—8小时的睡眠以后（如在早晨从熟睡中醒来），体温尚未受到运动饮食或情绪变化影响时所测出的体温。基础体温通常是人体一昼夜中的最低体温。【如何测量】：口腔测量，建议使用专门的基础体温计，将基础体温计于睡前放在枕边可随手拿到之处，于次日睡醒，尚未起床活动时，放在舌下测量五分钟左右，并记录在基础体温表上。早晨量记体温有困难者，可在每天某一固定时间量，切记事前半小时不可激烈运动或饮用冷热食品，同时测量前请将口闭上五分钟以上。在月经期，如遇有感冒、发热、腹泻、失眠、饮酒、使用电热毯等情况，往往容易影响基础体温，在测量时要注意，同时注意要特别标记说明。