

康念KN 真空拔罐器 家用普通装拔火罐 6罐白色盒装

产品名称	康念KN 真空拔罐器 家用普通装拔火罐 6罐白色盒装
公司名称	义乌市康念健身器材厂
价格	4.00/套
规格参数	产品类别:拔罐器 品牌:康念 货号:kn6-普通
公司地址	义乌市江东街道东上村前大路116号
联系电话	86 579 85266227 13515798980

产品详情

厂家直供各种拔罐器 适合各类实体店面及淘宝销售，厂家直销价格优惠，支持小额批发，少量的发快递（运费请咨询客服），整箱及以上的发物流（运费到付）如需订购请咨询qq或旺旺客服

联系手机 13515798980 汪小姐

商务qq 2694597346

产品配件如下：

拔罐枪一把、拔罐6个、说明书一份

01号罐（1个）内口径:5.5cm 外口径：6.6cm
02号罐（1个）内口径:4.7cm
外口径：5.8cm
03号罐（1个）内口径:3.8cm 外口径：5.1cm
04号罐（1个）内口径:3.4cm
外口径：4.4cm
05号罐（1个）内口径:2.5cm 外口径：3.4cm
06号罐（1个）内口径:2.1cm 外口径：3.0cm

产品配件如下：

拔罐枪一把、拔罐6个、连接管一个、说明书一份

01号罐（1个）内口径:5.5cm 外口径：6.6cm
02号罐（1个）内口径:4.7cm
外口径：5.8cm
03号罐（1个）内口径:3.8cm 外口径：5.1cm
04号罐（1个）内口径:3.4cm
外口径：4.4cm
05号罐（1个）内口径:2.5cm 外口径：3.4cm
06号罐（1个）内口径:2.1cm 外口径：3.0cm

用法：

1、根据病情选好穴位；2、选取适当罐具及舒适的体位；3、将选好的罐具顶部活塞向上提一下，以保证通气；4、将负压枪口轻轻套住罐具顶部活塞后，垂直快速提拉拉杆数次，至罐内皮肤隆起，病人可耐受为度。5、在不能直接拔罐的部位（如脊部、腰部）可使用连接器。连接器安装方法：先将连接器一端的连接杆大头连接备用前嘴的大孔，再将另一端连接杆小头连接负压枪口，使之成为一端，然后前嘴与罐有活塞的一头套在一起，再将罐放在治疗的部位，同4操作将罐吸附于体表。6、罐具吸附于体表之后，将负压枪口左右轻轻旋动向后退下，轻按一下罐具活塞以防漏气。7、拔罐可分如下几种：1、留罐法；2、走罐法；3、闪罐法；8、治疗结束时，提一下活塞即可。9、疗程：每天拔一次，儿童五天，成人七天为一疗程。间隔三日，继续下一疗程。10、罐具使用后，常规用消毒液、酒精棉擦拭。不可浸泡，水煮或高温处理等。11、罐疗时拔不上，请检查罐内黑色胶塞是否封严，负压枪和罐连接是否过紧，负压枪和罐是否垂直，负压枪和罐担拉时对皮肤压力在否过大。

适用范围：

感冒、气管炎、哮喘、头痛、高血压、心脏病、呃逆、呕吐、胃痛、腹痛、泄泻、便秘、失眠、中风后遗症、阳萎、面瘫、颈椎病、落枕、肩周炎、腰痛、坐骨神经痛、背痛、膝关节痛、痔疮、直肠脱垂（脱肛）、肱骨外上髁炎、虫蛇咬伤、疔病、月经不调、产后身痛、更年期综合症、小儿疳疾、小儿腹泻、小儿遗尿、小儿麻痹后遗症、小儿惊风、麦粒肿、结膜炎、咽喉肿痛、耳聋、慢性鼻炎、牙痛、近视、带状疱疹、痤疮、荨麻疹、湿疹、丹毒、脑栓血、慢性前列腺炎等病。