

电子称专业供应方形健康人体秤（重点推荐产品，欢迎来电咨询）

产品名称	电子称专业供应方形健康人体秤（重点推荐产品，欢迎来电咨询）
公司名称	永康市三标五金制品厂
价格	23.00/个
规格参数	产品类别:其他秤 品牌:新晨 货号:2011f
公司地址	浙江永康市学院路18号
联系电话	86 0579 87590368 13566919135

产品详情

。

宝贝详情

脚轻碰秤,即可以震动开机,待机10秒内自动关机,以节省电力。大屏幕液晶显示数字,造型精致,使用方便。不可以用于商业用,运用高精度传感器贴片技术,精确敏感(误差0.1公斤内)。有缺电提醒!

放地上四脚要求平整!把电子秤背面的单位选择开关拨到kg位置[此时单位是0.0kg,符合中国人习惯,其他单位lb是英制的磅]

技术参数(随机配有中英文说明书)

最大称重量: 150kg 最小称重量:2.5kg

2种称重单位可选: kg/lb(公斤/英磅) 自动零点跟踪

使用温度: 5 ~ 40 纽扣电池

震动开机自动称重 自动关机

台面钢化玻璃: 直径28mm 厚 6mm 显示方式: 4位液晶(000.0)

秤体自身重量定期自动记忆(自动去皮功能) 非商业

用,家庭用于人体测量用 电子秤包装后2.5公斤,快递按照3公斤计费 自动关机时间: 10秒 低电压显示: "10" 出错显示: "———" 超重显示: "o_ld"

使用方法:

1) 把单位选择开关拨到左边位置: kg(此时单位是公斤,符合中国人习惯,右边位置是其他单位: st(lb)是英制的)

2) 用一只脚轻踩一下秤体台面,此时显示屏幕会显示移动的"0"字,约3秒钟后变为显示"0.0",再约6秒钟显示屏幕自动熄灭(如电子秤预先装有电池,则直接显示"0.0")。此时电子秤已经自动记忆了零点位置,这是电子秤自动归零操作,以后称体重就准确了。另外电子秤有离称自动归零功能,当您测量后走下电子称体,过几秒钟显示屏自动关闭,并同时进行了归零操作(所以有时候您测量时第一次有可能不准,但第二次开始就准确了)。在移动电子称时,要等它显示关闭以后再进行。电子秤每天会自动记忆零点位置一次,所以要求平时电子称要平放在坚硬平坦的地面上,上面不要摆放任何东

西。

3) 等显示 0.0 您就可以直接站上去称重了。

4) 在称重过程中，显示屏重量读数在增加，直到重量读数稳定并闪烁被确定为止。这时的读数就是您的体重。

使用过程中的注意事项：

1、称必须放在比较平的地面上；

2、不能放到如地毯等比较软的地面；

3、将称的称重单位选到kg，lb是英制的英磅，一英磅等于0.453592kg；

4、开机后如标识不是显示0.0，就必须等6秒钟左右自动关机后再开机就会清零。比如显示1.8kg，这是机器在秤玻璃面板的重量，再自动去皮，所以这时候不能测，测也是个错误数据，必须等到先自动关机，再用脚轻碰秤，这时秤再开机，并显示0.0kg，这时就可以测了。

5、如果您感觉秤与实际体重相差较大，请检查您选择的单位是kg还是lb，kg是公斤，lb是英磅

我们厂是一家专业生产各种电子人体称,电子厨房称的厂家,产品质量保证,价格优惠!欢迎海内外客户来人来电洽谈业务!

6mm钢化玻璃台面,高精度传感器,只要站上去就会显示称量,产品轻巧美观,可制作任何您喜欢的精美图案。

称量范围：2.5-180kg分度值：0.1kg/0.2lb显示方式：4位液晶显示电 源：3v cr2032锂电池工作温度：10-35摄氏度开机方式：自动上秤称量单位：kg/lb自动关机：10秒低电压提示：“lo” 出错显示：“ ” 超重显示:"err"包装尺寸:56*32.5*31.5cm/10pcs毛净重16/15kg

"电子称专业供应方形健康人体秤（重点推荐产品，欢迎来电咨询）"的最大秤量为180kg，货号是2011f，产地为浙江，kz0769是kz0769，产品类别为其他秤，品牌是新晨，产品类型是电子，箱装数量是10