

泰尔茂红外线耳式体温计婴儿耳温计

产品名称	泰尔茂红外线耳式体温计婴儿耳温计
公司名称	深圳旭东日用品有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:泰尔茂 型号:tr-1201 类型:非接触式
公司地址	深圳市宝安区82区新湖路华美居A3-099A（办公场所）
联系电话	13823288566

产品详情

温馨提示:

最新款只有全白色的,非常高档漂亮

绝对日本第一大医疗公司,日本第一品牌耳温计,日本医院、家庭保有量第一,多项专利持有者,远超欧姆龙等低端品牌!

这款是日本品牌.但是日本的流水线搬来咱中国杭州了.也就是说全球除了杭州外都没有生产线了.

郑重提醒客户,为您亲人、朋友的健康,请勿购买包装破旧,无保修,测温头发黄的使用过的二手洋垃圾耳温计!

仁丹和泰尔茂的对比:这两个产品在体温测试方面性能都是一样准确的。仁丹的耳温计主要定位领域在医院使用,因此要求是准确、可靠、使用简单,没有花哨的功能,外型采用适合给他人测试的笔形,外型设计是专业医疗用品的严谨风格,而性价比方面更是超高。而泰尔茂是定位高端专业应用也兼顾家用,因此有很多人性的功能,例如收纳盒、静音功能、灯光提示功能,外型采用了适合正相自测的I形状,整体设计也更可爱精致。

小贴士:宝宝发烧的时候,妈妈都非常揪心,而大部分宝宝会反抗量体温,传统的水银体温计和电子体温计都需要几分钟时间,对于妈妈而言简直是不可能完成的任务,真是雪上加霜,传统水银体温计万一被宝宝弄破了还有剧毒!用日本原装仁丹耳温计一秒钟就可以准确得到体温,是妈妈监控宝宝体温的理想选择,成人也可以使用。功能特点:-具有在静音模式下,替睡眠中的婴儿测量体温的便利功能。-静

音模式、发光模式，为能正克测量而设计的I型-在寒冷的早晨测量也没有问题！室温5度以上可使用。-采用节能设计，以3次/天频率可使用1年可以连续使用1万次（电池可更换）-附收藏盒可将耳式体温计妥贴的放入-可以关闭提示音，在静音模式下进行体温测量。以发光表示测量完毕。显示屏不发光。

商品说明：商品名称：泰尔茂红外线耳式体温计型 号：em-30cplr测量方式：非接触
红外式测量部位：耳蜗内重 量：38g（不含电池）高级功能：1、测量待机功能，测量结束后会出现小兔子的符号；2、一分钟不操作自动关机；3、测量结束后以蜂鸣和发光同时告知；4、静音功能，可以在测量后仅以发光告知。关于电池：电池使用锂电池cr2032，可以供10000次测试使用，家用正常使用的情况电池可以使用8年左右（每天2次测试）。可以自己更换。附属商品：收藏盒一个、cr2032锂电一个，1份详细中文商品说明保证书、1份有害物质含量合格表、1份产品合格证、4个测温头替换耳套测量范围：34.4—42.2 测定精度：正负0.1（37—39）正负0.2（34.4 - 34.9）（39.1 - 41.0）正负0.3（41.1 - 42.2）标准室温23度内测得以上精度。使用条件：5—40摄氏度湿度30% - 85%保管条件：负20—60摄氏度湿度30% - 95%（不结露）安全说明：请勿长时间阳光直射；请勿在高温高湿的条件下保存；请勿浸泡在液体中，酒精消毒请用酒精棉擦拭保护套；请勿拆解、摔打、破损请勿使用；手机等强电磁干扰可能会影响使用；有耳部炎症请勿使用。服务说明：本公司提供专业售后支持和服务，因淘宝物流传递时间，将国家规定的包换时间从1周延长到2周，一年内免费保修（非人为质量问题，保修期内我公司包往返邮费），保修期后成本维修。同时有偿接受非本店购买用户，因为卖家的不专业而造成售后服务的真空，无偿解答有关使用误区上的有关问题。图片和说明可以抄袭，服务和专业知识是永远无法效仿的，欢迎咨询~物流说明：为保证货品安全到达您手中，所有货品即日起采用邮政纸箱包装，一般发送中通、申通、飞康达等直营快递（2 - 3天左右到达），快递无法到达的区域发送ems（2 - 3天左右到达，加收8元），跨省顺丰无法发送电子产品。感觉测试温度有偏差的客户看下面：

本耳温计是非常专业的，现在日本医院已经完全淘汰水银体温计，转而采用耳温计，准确度无需质疑，如果测试结果偏低，一般是没有掌握使用方法，测的是耳道温度，不是耳膜温度，绝对不是质量问题造成的，只需要一点小技巧就会得到准确的测试数据，而且屡试不爽。向正确的方向插入耳朵，并且拉直耳道，是最重要的，只有找到最直接的通到鼓膜的方向，才能测到准确地体温！偏高的情况请检查：1、保护套破裂；2、耳温计从较寒冷的房间拿到较热的房间使用，请先在使用的室温下放置30分钟；3、在热源旁使用；4、长时间放置耳朵内，造成局部升温，请放置2 - 3分钟再使用；5、对比使用的传统体温计偏低，传统体温计腋下需要10分钟，口腔需要5分钟以上测量。偏低的情况请检查：1、放入耳朵的深度偏低，对于婴儿耳朵太小的情况需要向着鼓膜的方向刚好堵住耳朵的入口。2、耳温计在测量结束前就拿开，请啐的一声后稍等半秒再拿开；3、放了两个耳温套或者耳温套弄脏、起皱、受潮；4、耳部温度较低，如刚吹过空调，睡水枕后测量；5、耳内较脏，请用棉棒清洁。

正确的方法(请参考下面使用说明第三页的图例)：

- 1、首先确认耳道内没有大量的异物，如有请先清洁。
- 2、请用同一只耳朵测量，侧卧时受压的耳朵可能会温度偏高。
- 3、使用前请在室温（20摄氏度左右）放置10分钟以上，再进行测量。
- 4、低于10度的温度虽然可以测量，但是机器会报错，因为低温测试结果有偏差。
- 5、开关按下打开耳温计，耳温计右侧的小花开始闪动，等它停止闪动后可以测试。
- 6、一岁以下的宝宝将耳背向后方拉一点，然后将耳温计垂直插到耳朵里。

7、成人自测最好面对镜子，一只手伸向头后将耳背向后上方拉一点，将耳温计稍用力插入耳朵。

8、点击测温开关，听到滴的一声后，稍等半秒钟拿出，就会得到准确的读数啦！

9、连续测试时，只需等小兔子不闪动就可进行下一次测试。可手动关机或者一分钟自动关机。

常见提示信息：e2：体温计误动作，经过两分钟后，重新打开电源再测。al

0：体温计温度过低，请在5 - 35摄氏度正常室温放置30分钟再使用。ah 1：体温计温度过高，请在5 - 35摄氏度正常室温放置30分钟再使用。h1：使用方法不正确，测得的温度高于42摄氏度。lo：使用方法不正确，测得的温度低于32摄氏度。

假一赔万七天退换一年质保

"批发泰尔茂红外线耳式体温计婴儿耳温计"的测量范围为32.0-42.5 ，加工定制是是，类型为非接触式，重量是0.21（kg），型号为TR-1201，适用对象是人体测温仪，测量精度为 ± 0.3 ，品牌是泰尔茂