

Cd012 电子温度计 家庭护理健康必备之电子体温计

产品名称	Cd012 电子温度计 家庭护理健康必备之电子体温计
公司名称	盐城雅儒商贸有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:雅儒 温度分辨率:其他 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 义乌市 义乌下湾区(QQ号170536026)
联系电话	暂无

产品详情

注意：测量腋下的话要加0.5度。

工作温度是：0 -55

工作湿度是80%,工作电压是1.5v。净重：约11克外形尺寸：120（长）*15（宽）*10（厚）mm安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。

【使用方法】1：使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2：按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3：随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器°c符号闪烁，表示已处于待测状态4：将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时°c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则°c符号停止闪烁，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则8分钟后自动关机【友情提示】：温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。【主要特点】1、大屏幕，大字体液晶读数，非常方便（完全没有了人们用传统的水银体温计难读数的问题）；2、防水型，每天测量后可用清水冲洗，亦可定期使用酒精消毒；3、蜂鸣提示，测量结束后会自动蜂鸣提示（水银的不晓得测多长时间为准，此款无此顾虑）；4、高精度，精确度高达±0.5℃，最少刻度读数可达到0.1℃；5、读数方便、测量精确、无汞害等优点，并具备蜂鸣提示及记忆功能；6、可用于测量、计算妇女排卵周期，也可用于在家庭、医院等场合测量、观察人体基础体温。注意事项：勿摔打、弯曲；勿使用高温消毒；勿接触化学溶剂或稀释剂；勿拆卸！【小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在36℃~37.3℃（以口腔温度为准），37.4℃~38℃为低度发烧，38.1℃~39℃为中度发烧，39.1℃~41℃为高度发烧，大于41℃为超高度发烧；

【使用方法】

1.使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒

2.按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号

3.随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态

4.将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值

5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则8分钟后自动关机

;

【使用方法】

1.使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒

2.按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号

3.随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态

4.将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值

5, 测量结束后, 如没有按压电源键关闭电源, 则8分钟后自动关机

"Cd012 电子温度计

家庭护理健康必备之电子体温计"的品牌为雅儒, 箱装数量是400个, 产地为浙江, 温度分辨率是其他