

长期供应经络理疗仪st-018数码按摩仪批发

产品名称	长期供应经络理疗仪st-018数码按摩仪批发
公司名称	深圳市健怡康科技有限公司业务部
价格	13.00/个
规格参数	品牌:舒思盾 型号:ST018 装箱数:40
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍工业园
联系电话	0755-66807056

产品详情

健康使者数码经络仪厂家 数码经络理疗仪 治疗仪 多功能脉冲仪

一、产品特点：

1、超大屏幕 使用更方便

具有大屏幕lcd，包含强度、功能、模式、治疗、时间、中英文显示系统，人体经络穴位图等。

2、奇妙波形 感受更真切

奇妙波形组合,让您切实体会到针灸、捶背、按摩、火罐、推拿、刮痧的真实感觉。

3、经济实惠 人人用得起 您仅需花几十元钱,就可以拥有一个使用寿命极长的有着“口袋里的保健医师，贴身的健康护士之美称”的“数码经络治疗仪”。就如请回了一个家庭保健医师，按摩师、贴身的健康护士等。既节省了常年去专业按摩室进行推拿按摩的高额费用，还可以随时随地进行有效的日常保健。既经济，又实惠！常人皆实用，人人用的起。

4、精致轻巧 携带更方便 本机小巧、精致、轻便，方便旅途中、工作或外出散步时随身携带。且无须使用交流电，使用更方便。因此被誉为“口袋里的保健医师，贴身的健康护士”！

5、.操作简便 常人易掌握 设计人性化，功能菜单操作简便易学，可根据自身需要设定时间或调整适合自己的功能模式，附粘贴板的电极可轻易地贴在要保健按摩的部位。

6、质量可靠 使用更安全 正规厂家生产，经严格质量检验把关，使用更安全。

7、馈赠亲友 体面又健康 送礼不如送健康！用“数码经络治疗仪”馈赠亲友体面、健康又大方。

二、功能名称介绍：1、输出电极插孔：连接输出电版。

2、超大液晶显示屏：直观同步显示本机状态。3、电源开关键：开机/关机功能。

4、中文/英文显示键：按此键可显示液晶屏幕显示中英文。5、功能选择键（模式键）：本机特有的八大功能，针灸、捶击、按摩、火罐、刮痧、瘦身、免疫调节，按此键一次即变一种治疗模式，八种模式可依次循环选取，开机时仪器自动进入针灸模式。

6、定时键：每按一次此键增加5分钟定时，最多15分钟定时，开机后自动定时15分钟。

7、强度增强键：增加治疗强度，每按键一次，增加一个强度单位，最大为15。

8、强度减弱键：减弱治疗强度，每按键一次，减弱一个强度单位，最小为0。

三、简单的使用方法：

1、使用前的准备： 装入电池：将电池盖轻轻地拉开，再将7号电池3节按照正负极位置装入。

准备电极：将贴片的保护纸轻轻撕下，使用完后，再将贴片贴在绕线板上。 电极位置：用湿毛巾将要治疗的部位擦干，去掉油渍和汗渍，再将电极片直接粘贴在治疗部位，两个电极片需同时放置于体表，否则无法进行治疗，电极片无须对称放置。2、具体的操作方法： 打开电源：按一下开关，液晶显示屏呈开机状态，同时治疗治疗模式指示箭头指向针灸模式，此时强度为0，定时15分钟。

选择中英文显示：按动中英文显示键，显示屏可转换中文或英文。 选择治疗模式：按功能选择键可依次选择针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧、瘦身、免疫调节任一治疗模式。

调节强度：按压强度调节键，调节到合适强度。

定时选择：可选择5-15分钟，每按一次增加5分钟3、注意事项：

如需再次使用，请再次按一下开关键，重复以上步骤。

在治疗途中，如果改变治疗模式，强度会自动默认为0挡，此时只需重新调节您合适的强度即可。

在治疗途中，如果改变治疗部位，即改变电极位置，应先按开关键，关机后再按以上步骤进行。

如果治疗停止，请先按开关键，关机后再取下电极。

从主机上取下电极，请拉插头部分，切勿拉线。4、产品保管及保养方法：

清洁主机：用软布擦拭，切勿使用稀释剂、汽油或易挥发液体。

清洁电极片：电极片上的脏物可用沾湿的布擦拭，或立即用清水冲洗立刻甩干后可重复使用。 存

放：将治疗仪放置在小孩拿不到的地方，应远离潮湿、高温、太阳直射及水溅等地方。长时间不使用应将电池取出。

数码经络理疗仪品种共7种：分别为 st-018黑白屏数码经络理疗仪，st-019蓝屏数码经络理疗仪（st-020手握电极），st-031彩屏数码经络理疗仪，st-024/025新老款低周波按摩仪，st-026台式拖鞋脉冲按摩仪，st-m912红外线低频足部理疗仪。 欢迎新老客户的咨询。

深圳市舒思盾科技有限公司 官方网站：www.sostonesz.com

联系方式：郑女士 18926777108 qq:741554799 淘宝店铺：<http://sostonesz.taobao.com>

地址：深圳市宝安区西乡固戍工业园