

供应B03颈腰椎牵引床

产品名称	供应B03颈腰椎牵引床
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	1110.00/张
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

具体调节方法如下：

一只手轻抬床头架另一只手轻提塑料提手使孔管固定套内的插销拔出，

然后上抬或下降背位床面，到适合角度松开塑料提手背床面即可固定在该位置。牵引治疗可以参照图4、图5、图6、图7调角牵引进行治疗。

1、自我腰椎牵引:

1)、将胸部牵引带和腰部牵引带分别挂在床头架和尾架上(如图2)

2)、调整好胸部和腰部牵引带长度，按（图2）位置躺在治疗床上，将腰椎牵引带和胸部牵引带捆扎好。

3)、逆时针方向转动手轮，后床板向后运动，牵引力逐渐加大；至合适力度后停止旋转手轮（力度应根据自己的能耐受程度和腰椎病

情况决定）

4)、牵引结束后顺时针方向旋转手轮，放松牵引力，建议原位休息5-6分钟后再下床。

5)、若治疗腰椎疾病、治疗后最好用腰围固定腰部以巩固疗效。

2、自我颈椎牵引:

1)、将腰部牵引带按（图3）所示，挂在脚步尾架上，并调整牵引

带的长度，把腰部牵引带扎紧在腰部。

2)、将颈部牵引带按（图3）套在颈部，并将尼龙粘扣粘牢，另一

端挂在床头架上。

3)、颈椎牵引与腰椎牵引相同，牵引结束后应原位休息一会。

3、全身牵引（注：踝骨牵引带选装）

- 1)、将踝骨气垫套在脚踝部位，将尼龙粘扣粘牢，另一端调节带在尾架上并拉紧调节带。
- 2)、将颈部牵引带挂在床头架。
- 3)、牵引操作和腰椎牵引相同，牵引结束后，应原位休息一会。

六、其他牵引模式:

七、注意事项: 1、患者饭后不宜立即牵引（空腹或半空腹为宜）。

2、牵引过程中如发现异常情况，应及时松弛牵引力，停止牵引。

3、腰椎牵引治疗结束后，患者应用腰围固定腰部以巩固疗效,循序渐进,切勿过度牵引。

八、保养维护: 1、床体和床面应保持清洁，不要随意拆卸传动机构及床面。

2、牵引床内传动机构定时加润滑油。

九、本品从购买之日起，保修一年。

十、包装及附件 本床为纸箱包装,说明书1份,

床架1套,

背位床面1套,

前床腿1套(包括a、b)

后床腿1套,床头架1套(包括孔管、固定套)

尾架1个

颈部牵引带1条,

胸部牵引带1条,

腰部牵引带1条

踝骨牵引带1套(选装) 一、b03型颈、腰椎牵引床主要功能:

1、b03型颈腰椎牵引床,矫正拉直弯曲变形脊椎,舒缓紧绷神经,帮助缓解颈、肩、腰、腿关节疼痛。

2、纵向拉伸骨骼,帮助恢复挺拔,对颈椎病、腰痛、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、腰椎骨质增生效果显.

二、产品性能及结构组成:

颈、腰椎牵引床由床面、床腿、床架、手轮、牵引带、床头架、床尾架、传动机构等组成。床面由模板、海绵人造革等材料制成。

外形尺寸长:2060mm宽510mm高550mm

牵引行程:0—240mm

最大牵引力:490n

三、使用范围:

适用于颈椎、腰椎病、腰椎尖盘突出、腰肌劳损患者的牵引治疗.

四、安装说明:

- 1、将附件取出按尾页装箱单检查配件是否齐全。
- 2、将前床腿a、b用螺丝连接拧紧（如图1），然后将前床腿和后床腿分别插入床架底部的床腿套管内用顶紧螺丝固定。
- 3、将床头架插入背位床面底部的套管内，用螺丝顶紧。然后将孔管固定套装在前床腿固定架上拧紧两面螺丝。安装位置参照图1
- 4、将背位床面与床架用销轴连接，销轴并插入开口销。
- 5、将手轮按图1位置安装在传动轴上，并拧紧顶丝。
- 6、将床尾架插入床尾孔内，用固定旋钮顶紧。

五、功能及使用方法:

劲腰椎牵引床在原有经腰椎牵引功能的基础上增加了调节角度牵引功能。

(图4、图5、图6、图7)

患者需要牵引治疗时可以先调节角度再进行牵引。

保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>