

立铠 红外线额/耳温枪 LCT-300 宝宝耳温计

产品名称	立铠 红外线额/耳温枪 LCT-300 宝宝耳温计
公司名称	深圳市优联盛世贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立铠 型号:LCT-300
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道春风路佳宁娜友谊广场B2003
联系电话	0755-22902353 13316920455

产品详情

立铠 红外线耳额温枪 型号：lct-300

家里有小宝宝的家里基本都有温度计

利用红外线感应器，借着电子讯号放大，调整及显示的方法

经由人体耳道或者额头部位来测量体温的器材！

正常人体的温度会随着时间不同而变化

一般而言，早上最低，到傍晚时最高

身体不同部位也会有不同的温度，因此

测量口温、腋温、肛温、耳温和额温的标准也是不同的！

医学上，体温的标准定义是指：肺部动脉的温度，也是人的核心温度！

【使用说明】

使用前先检查测温头前端光学玻璃是否干净

如果不干净，请使用棉花棒擦拭

如果用棉花棒无法清除时，可沾酒精清洁

但使用酒精清洁后请等待5分钟后再测量温度

否则测得温度会偏低。

每一次测量后请使用浓度70%以上的酒精擦拭探测头

以防止交叉感染

【测量前注意事项】

1.敬请于使用前熟读使用说明手册，不当使用可能会导致耳额温枪性能减损及不正确的测量值。

2.请勿于耳道湿润或患耳疾时使用耳额温枪。

3.耳垢及其他障碍物会影响耳额温枪的准确度。

4.卧侧睡姿将导致耳温上升，敬请避免！

5.左右耳所测得数值可能不同，请使用同耳已确保准确性。

6.淋浴或运动后体温可能上升，请于休息片刻之后，再进行温度量测。

7.当量测读数超过38摄氏度时，则代表有发烧的可能。

8.请勿使用过大力道将测温头插入耳道。

9.当电力不足，若按下记忆键或量测键时，则会显示“err”错误符号，表示将无法进行任何操作，必须要更换电池。

10.本仪器不得代替医师之诊疗。

本产品的加工定制是否，品牌是立铠，型号是LCT-300，类型是数字式温湿度计，温度范围是0-50（ ），湿度范围是0-95%RH，测量精度是 ± 0.2 ，测量误差是0.1（ ），精度等级是一等，分辨率是高，重量是0.03（kg），适用范围是耳部，OuterID是4710859410030