

电子温度计体温计婴儿大号体温计红外线红外额温 400个/箱

产品名称	电子温度计体温计婴儿大号体温计红外线红外额温 400个/箱
公司名称	义乌市华口超市
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DT8839 类型:手持式
公司地址	义乌市稠江街道下门村二区48幢2号
联系电话	暂无

产品详情

【产品简介】

一个既安全又实用的温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。

【技术指标】

测量范围：32 ° c ~ 42 ° c

测量温度低于 32 ° c 时显示 l ° c

测量温度高于 42 ° c 时显示 h ° c

测量精度：± 0.1 ° c

电源电压：dc1.5v

电池寿命：约3年（以1天使用10分钟计算）

外形尺寸：130（长）*17（宽）*10（厚）mm

重量：约11克

【使用方法】

- 1.使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒
- 2.按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号
- 3.随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 °C 符号闪烁，表示已处于待测状态
- 4.将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 °C 符号闪烁，表示测量进行中。

测量中如连续16秒温度不变，则 °C 符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟， °C 符号闪烁，表示已处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 °C 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 °C 符号停止闪烁，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则8分钟后自动关机【友情提示】：温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。

【主要特点】1、大屏幕，大字体液晶读数，非常方便（完全没有了jm们用传统的水银体温计难读数的问题）；2、防水型，每天测量后可用清水冲洗，亦可定期使用酒精消毒；3、蜂鸣提示，测量结束后会自动蜂鸣提示（水银的不晓得测多长时间为准，此款无此顾虑）；4、高精度，精确度高达 ± 0.5 ，最少刻度读数可达到0.1；5、读数方便、测量精确、无汞害等优点，并具备蜂鸣提示及记忆功能；6、可用于测量、计算妇女排卵周期，也可用于在家庭、医院等场合测量、观察人体基础体温。注意事项：勿摔打、弯曲；勿使用高温消毒；勿接触化学溶剂或稀释剂；勿拆卸！【小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在 $36^{\circ}\text{C}\sim 37.3^{\circ}\text{C}$ （以口腔温度为准）， $37.4^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ 为低度发烧， $38.1^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ 为中度发烧， $39.1^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$ 为高度发烧，大于 41°C 为超高度发烧；人的通常口探温度为 36.8°C ，腋探比口探约低 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，肛探比口探约高 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.6^{\circ}\text{C}$ 【基础体温】：基础体温(basal body temperature, bbt)又称静息体温，是指妇女经过6—8小时的睡眠以后（如在早晨从熟睡中醒来），体温尚未受到运动饮食或情绪变化影响时所测出的体温。基础体温通常是人体一昼夜中的最低体温。【如何测量】：口腔测量，建议使用专门的基础体温计，将基础体温计于睡前放在枕边可随手拿到之处，于次日睡醒，尚未起床活动时，放在舌下测量五分钟左右，并记录在基础体温表上。早晨量记体温有困难者，可在每天某一固定时间量，切记事前半小时不可激烈运动或饮用冷热食品，同时测量前请将口闭上五分钟以上。在月经期，如遇有感冒、发热、腹泻、失眠、饮酒、使用电热毯等情况，往往容易影响基础体温，在测量时要注意，同时注意要特别标记说明。【基础体温的主要作用】：1,判断是否排卵指导怀孕/避孕一般卵泡期基础体温为 36.5 ，黄体期上升 0.5 以上，表示有排卵，若无后期升高的体温曲线，提示无排卵，其准确率为70%~80%。如果在24小时之内，体温增高了 $0.3\sim 0.6$ ，甚至更高，那么则表示处于排卵的状态。另外，基础体温也大略可以看出排出卵子的质量优劣程度。如果基础体温高温期较长，可以持续13~14天，那么就表示卵子的质量不错。2，诊断早孕如果持续两周以上较高的基础体温，就要考虑去医院检查一下，因为你有可能是怀孕了。若 20日可确定为早孕。3，诊断孕早（初）期胎儿的健康状况孕早期bbt曲线渐渐下降，表示黄体功能不足或胎盘功能不良，有流产倾向。建议有此情况的jm们应尽快就医，避免严重情况的发生。4，观察黄体功能排卵后bbt应立即上升，且持续在高水平 11日。若bbt呈阶梯形上升，曲线需3日后才达高水平或bbt稳定上升<11日，可诊断为黄体功能不足。黄体功能不足是指卵巢排卵后没有完全形成黄体，以致孕激素分泌不足，使子宫内膜未能及时转换，而不利于受精卵的着床。因此往往导致不孕或习惯性流产。黄体功能不足可导致卵泡发育不良、黄体生成不完全和黄体本身分泌的雌激素和孕激素比例失调。黄体功能不全引起的不孕症为数不少，约占全部不孕症的3%—10%。患有本症的病人平时没有什么不适的症状，只是可在几次月经周期中无排卵现象，有时则月经过多过频或经期延长。

关于售前问题

1: 关于多少起批，支持混批吗？金额有没有限制？运费怎么算？所有产品按照上面的起批量就可以，金额不限！支持混批！支持支付宝交易！每个产品我们都有写明重量，拍的时候运费系统会自动计算，可能会稍微有点误差有问题请及时联系客服

2: 发货的时候都是随机发吗，可以选款式吗？关于款式及颜色问题，配货的时候默认都发混款，有特别要求的朋友可以备注下款式或者颜色（一起拍下的时候有个栏可以备注，写上货号，款式，比如：y1：黑色），我们会尽量按照要求帮你们配好，但是难免会缺，希望大家包容下。大件写留言备注小件随机发的。颜色款式随机发，但是您可以写备注，我们尽量按照你写得配，如缺色缺款就给您随即发了，请见谅！一起拍下的时候有个栏可以备注的。

3: 上架的产品是否有货？如果出现缺货怎么办？我们所有的商品都是现货销售，页面上显示可拍的宝贝都是有货的，请放心购买。由于商品种类较多，每天销量比较大，极个别商品没有及时下架造成断货的情况，请您谅解，到时候会把没有货或是没有发的产品退款给您，收到货后请及时联系客服处理，这里我们就不一一通知了，谢谢理解！

4: 我已经付款了，什么时候可以发货，大概多久能到？因为公司每天的发货量比较大，我们会在您付款后的24-48小时按付款顺序发货，运送时间会因距离、天气和不同的快递公司的操作流程而不同，江浙沪一般1-2天到，安徽、广东、福建、山东、江西、北京、天津一般2-3天，其他地区3-5天，偏远地区4-7天，省外物流一般3-7天！关于发货：快递都是晚上5点统一收件，当天的订单一般都明后天发货，（总之尽量做到第一时间给亲们发货哦）因为前面还有很多单要排，而且有很多客户需要补拍，改地址，所以我们会整理好了后再发！我们会尽快安排发货的！希望大家能理解！我们合作的快递公司是汇通快递，（另外还发申通，邮政小包，顺丰，以及托运物流）

关于售后以及质量问题退换货1. 收货7天内（以运单签收日期为准）如发现产品质量问题，请及时与售后客服联系。逾期不予受理。问题产品必须保持包装完整(请自带包装，勿直接在产品原厂外盒粘贴或书写)。积累五公斤以上退货，退回的运费由我公司承担。请累计5-10公斤用普通物流退回，运费我公司承担、谢绝发昂贵的德邦和佳吉、天地华宇物流，如有违反运费自理，没有质量问题不退货，不换货

2. 退货前请先与售后客服沟通，请配合填写售后服务表，以便跟踪您的退货获得及时处理。3. 客户对产品颜色或款式的指定，我们会尽力满足，但不能100%保证。如因颜色或款式不相符将不予以退换货。4. 对于把非本公司所售商品寄到我公司的情况，我们保留对本次全部退换货不处理并且运费由客户承担，货物直接返给客户的权利。5. 以下条件不能享受退换：a 退回的产品包装损毁或不完整，产品配件或相关资料不齐；b 未经授权擅自修理或改装；c 未按正常方法使用或贮存；d 颜色跟色彩不退换，超出售后服务期限的商品。e 季节性产品超期不予退还（如夏天风扇冬天的保暖贴）。6. 售后服务是公司最基本的服务，我们愿意为大家提供良好的售后服务，同时，良好的售后服务也需要客户的配合，请在退换货前仔细阅读以上说明，尽可能按公司以上规定办理，以免影响对您的售后服务。7. 以上关于，破损及质量问题产品的处理，如重量没有达到五公斤，若客人要退回，运费自理。关于物流外省一般都是发物流的，义乌物流直通全国，只要是市级以上的城市基本都到，县级城市需要中转。到货后物流会打你的电话的，需要你自己去提货。在此，我们特别说明。义乌物流公司服务良莠不齐，我希望大家订货前能先自己联系一家物流公司，方法可以是自己去寻找，你也可以打114查询义乌到你当地的物流点，找一个离你们最近的地方。然后告诉我们义乌的物流电话，我们帮你送到你的那个服务点去

本产品的品牌是玛奈特，型号是DT8839，类型是手持式，适用对象是人体测温仪