

体温计 迈克大夫红外线1秒宝宝电子体温计 额温计

产品名称	体温计 迈克大夫红外线1秒宝宝电子体温计 额温计
公司名称	沧州市健康电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迈克大夫 型号:FR1DZ1
公司地址	河北省沧州市新华区欣怡小区1#楼525
联系电话	0317-3585558 18631766333

产品详情

产品描述：

fr1dz1产品功能：

- 1.一秒红外侦测技术
- 2.非接触式测量，避免交叉感染
- 3.可以连续测量
- 4.30组记忆功能
- 5.高烧警示
- 6.绿色/红色背光显示
- 7.华氏度与摄氏度单位切换
- 8.非置入式测温
- 9.量测蓝色光源提醒
- 10.体温值微调功能(按照使用者需求，可以通过微调功能上下加减2.5)
- 11.额温、腋温、肛温、环境温度多重模式调节使用
- 12.测温范围：0-100

fr1dz1产品优点： 1.多重用途（大范围的测量） microlife红外线万能1秒额温枪,测量范围从0 到100 ；本产品可以测量额温，同时也可以用来测量下列物体的表面温度： *

奶瓶里的牛奶表面温度 * 婴儿洗澡水的表面温度 * 环境温度 * 食品温度 2.准确又可靠 由于独特的探测头件结构，先进的红外线感测器，以及完整的校正程序，本产品可以提供非常准确又可靠的额温测量功能。 3.轻松好用 * 特殊的人体工学设计让使用者可以很容易的使用本额温枪。 * 使用microlife红外线万能一秒额温枪，不会妨碍正常的生活,即使在小孩睡着时也能进行测量。 *

对儿童使用microlife红外线万能一秒额温枪时，简单迅速，轻松愉快。 * microlife红外线万能一秒额温枪对儿童言不像肛温计那样容易感觉不舒服,而且使用起来也比口温计迅速简便。

4.自动显示记忆 本产品开机时会自动显示上一次读数2秒之久。

5.安全又卫生 * 没有玻璃裂或吞下水银的风险 *

用在儿童身上完全安全 * 非置入式测温--卫生 6.发烧警示

当测量读数超过37.5 时，本产品会以10声急促短响警告病人和屏幕红色显示进行警告，他可能发烧了。

温馨提示：为保证准确测量额温，所有额温计测体温时都须在环温16 以上。(冬天北方城市可以在开启暖气的室内正常使用，南方城市建议开启空调后使用或购买没有环温要求的耳温计，也可以给额温计

机身预热半分钟以上后使用，具体方法可以咨询客服。同时我们在此向大家说明：如果因为这个情况而需退换货，需要您承担来回运费，请亲们知悉！)

使用演示：

疑难问题：

问：为什么用这款额温计测量同一个地方的体温会不一样？答：保证不要在空调的冷风口或太阳光直射的环境下测量，如果刚从外面温差比较大的环境中回来，需先休息10-30分钟后在测量，连续测量同一部位(额头中间眉心上方，间隔皮肤3-5cm)，它的波动值在0.1-0.2 属于正常范围，因为即使水银体温计连续测量也会有这样一个波动，这属于计量器具共有的技术误差，保证好正确方法后和水银体温计相同模式下比较，然后可以按照下面的方法去微调，调到可接受的技术误差范围内后就可以放心的去使用了。

问：宝宝的额头贴了退热贴怎么办？答：当额头做了物理降温或者贴了退热贴，您也可以按照正确的方法去测量耳垂后根部那个窝窝的位置。

问：fr1dz1额温计和水银体温计相比有一定偏差，怎么办？答：一、建议在相同模式下和水银体温计进行对比，比如：使用水银体温计测量腋温，那么在使用我们这款fr1dz1的额温计时，也要将模式调整到腋温模式下去测量额头，然后再进行对比。对比误差值在0.3 以内则可以忽略，超过这个范围时，则可以通过微调功能将差值调得最小，这样便可为特殊人群或在特定环境下进行测试，以此来提高测试准确度。

微调方法：1、用十字螺丝刀打开电池盖，在电池上方就可以找到微调按钮（“ ” “ ”）；2、在关机状态下，持续按住“ ”约3秒，显示屏会出现最近温度补偿设定值；3、按压微调按钮“ ”可以增加温度微调(最大增加范围是0—2.5)，按压微调开关“ ”可以降低温度微调(最大降低范围是0—2.5)；4、五秒钟后若没按压微调开关时,屏幕上的补偿设定值将被确认,机器会自动关机。

问：我的额温计显示的单位不是 了，而且总是显示九十多度，请问怎么调回来呢？答：fr 1dz1可以用 或 为单位来显示温度，当您需要将两组单位进行切换的话，首先将额温计关机,然后持续按住start键直到屏幕右侧闪烁显示当前的测量单位（ 或 的图像）后松开，再每轻按start键即可将测量单位在 与 之间切换。一旦选择好测量的单位,5秒钟后,额温计就会自动进入预备测量状态。

本产品的加工定制是否，品牌是迈克大夫，型号是FR1DZ1，测量范围是34--42（ ），精度是0.1（f.s），外形尺寸是150.4**38.9*42.3（mm）