

美妆小器圣蝶优质粉刺针 抗菌处理暗疮针 3601

产品名称	美妆小器圣蝶优质粉刺针 抗菌处理暗疮针 3601
公司名称	义乌市德强电子商务商行
价格	面议
规格参数	品牌:圣蝶 材质:不锈钢 规格:正常规格
公司地址	浙江 义乌市 稠城街道大塘下新建房屋3区43幢
联系电话	暂无

产品详情

step 1：先酒精消毒将粉刺针消毒；

step 2：用针头挑破表皮，使黑头、粉刺、痘痘翻起来挑破皮下部分纤维组织。

step 3：挤压时，把痘痘开口放在圆圈中间往下按压，或慢慢移动，直到洞口碰到钢线边为止就可以了。如一下子挤不出来，可转个方向试。

step 4：使用后，再用爽肤水清洁一次，肌肤更加清爽干净细腻柔滑。再挤压处涂以一定厚度的暗疮膏或是消炎水，紧肤水也可以。

使用粉刺针小贴士

使用前一定要消毒

使用前一定要进行消毒，要把手和脸都洗干净，不然细菌就有机可乘了。这是最基础也是最重要的一步，如果不够重视，细菌接触到粉刺，会感染粉刺的伤口，造成更大的麻烦。

粉刺针消毒的方法

粉刺针怎么消毒，首先要把粉刺针浸没在盛75%医用酒精器具里，约20分钟左右拿出来之后用干燥纱布擦干，擦干后可以避免残留酒精对皮肤的刺激损害。

未成熟的粉刺不可挤压

如果你的粉刺还在发炎，摸上去硬硬的，还有点痛的时候，就不可以用粉刺针。不然会越弄越严重的。

当你见到粉刺慢慢浮出一点白色或者淡黄色的时候，才可以用粉刺针挑粉刺。未成熟的粉刺千万不能动的。

茶树精油消炎

有时候挑完粉刺会留下黑色的印痕，可以用茶树精油或是薰衣草精油一滴，用手指点在痘处，可以促进痘痕排出，也可以消炎。

使用粉刺针的力道要控制好

消完毒后用粉刺针尖的那一头轻轻刺破粉刺发白的部分。这一步需要掌握力度，力度小了，粉刺尖头破不掉；力度大了，又会把口子弄大，甚至会流血，这就不好了。注意挑粉刺的手法，一定要保持90度垂直。

本产品的品牌是圣蝶，材质是不锈钢，规格是正常规格，产地是中国