

伯忠贸易 电子体温计 温度计 儿童体温计 20g

产品名称	伯忠贸易 电子体温计 温度计 儿童体温计 20g
公司名称	永嘉伯忠贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 8.00 是否专利货源:否
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 上塘镇县前西路292号
联系电话	86 577 67227767 15067800988

产品详情

50个以上2.45元

200个以上2.42元

600个以上2.4元

工作温度是：0 -55 工作湿度是80%r,工作电压是1.5v。净重：约11克外形尺寸：120（长）*15（宽）*10（厚）的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内测温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用腋下量法及直肠量法。

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器°c符号闪烁，表示已处于待测状态4，将体温计传感头插入腋下，显示器显示温度逐渐上升。同时°c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则°c符号停止闪烁。测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则8分钟后自动关机。【友情提示】：温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。【主要特点】1、大屏幕，大字体液晶读数（彻底全没有了jm们用传统的水银体温计难读数的问题）；2、防水型，每天测量后可用清水冲洗，亦可定期使用酒精消毒；3、声音提示，测量结束后会自动蜂鸣提示（水银的不晓得测多长时间为准，此款无此顾虑）；4、高精度，精确度高达0.1°c，刻度读数可达到0.1°c；5、读数方便、测量精确、无汞害等优点，并具备蜂鸣提示及记忆功能；6、可用于测量腋下、口腔、直肠、耳温、额温、皮肤温度等。【小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在36°c~37.3°c（以口腔温度为标准），37.4°c~38°c为低度发烧，38.1°c~39°c为中度发烧，39.1°c~41°c为高度发烧，大于41°c为超高度发烧；人为36.8°c，腋探比口探约低0.3°c~0.5°c，肛探比口探约高0.3°c~0.6°c【基础体温】：基础体温(basal body temperature)又称静息体温，是指妇女经过6—8小时的睡眠以后（如在早晨从熟睡中醒来），体温尚未受到运动饮食或情绪变化的影响，处于相对稳定的状态时的体温。

的体温。基础体温通常是人体一昼夜中的最低体温。【如何测量】：口腔测量，建议使用专门的基础体温计，睡前放在枕边可随手拿到之处，于次日睡醒，尚未起床活动时，放在舌下测量五分钟左右，并记录在基础体温表上。体温有困难者，可在每天某一固定时间量，切记事前半小时不可激烈运动或饮用冷热食品，同时测量前请将口腔擦干。在月经期，如遇有感冒、发热、腹泻、失眠、饮酒、使用电热毯等情况，往往容易影响基础体温，在测量时要注意要特别标记说明。【基础体温的主要作用】：1,判断是否排卵指导怀孕/避孕一般卵泡期基础体温为36.5℃，排卵后体温升高，表示有排卵，若无后期升高的体温曲线，提示无排卵，其准确率为70%~80%。如果在24小时之内，体温升高0.5℃以上，甚至更高，那么则表示处于排卵的状态。另外，基础体温也大略可以看出排出卵子的质量优劣程度。如果基础体温长，可以持续13~14天，那么就表示卵子的质量不错。2，诊断早孕如果持续两周以上较高的基础体温，就要考虑怀孕了，因为你有可能是怀孕了。若 20日可确定为早孕。3，诊断孕早（初）期胎儿的健康状况孕早期bbt曲线逐渐下降，提示黄体功能不足或胎盘功能不良，有流产倾向。建议有此情况的jm们应尽快就医，避免严重情况的发生。4，观察黄体功能t应立即上升，且持续在高水平 11日。若bbt呈阶梯形上升，曲线需3日后才达高水平或bbt稳定上升<11日，可提示黄体功能不足。黄体功能不足是指卵巢排卵后没有完全形成黄体，以致孕激素分泌不足，使子宫内膜未能及时转换，影响着床。因此往往导致不孕或习惯性留流产。黄体功能不足可以导致卵泡发育不良、黄体生成不完全和黄体本身孕激素比例失调。黄体功能不全引起的不孕症为数不少，约占全部不孕症的3%—10%。患有本症的病人平时没有特殊症状，只是可在几次月经周期中无排卵现象，有时则月经过多过频或经期延长。

本店产品已是最低批发价，一律不还价、不包邮、不抹零，不送东西，谢谢合作。

拍下商品的客户请务必问下客服是否有货，以防出现发货不及时的情况。

拍下商品24小时以内发货。如遇个别商品临时断货，会一般48小时内发货，敬请谅解。如遇个别商品断货时间比较长，和店主联系申请此商品退款，不进行另行发货。

发货主要以快递形式，物流也可。（1）快递只发韵达快递、中通快递、优速快递，如遇三者都不到的地方需要发物流。不发其他任何快递。（2）10公斤以上的物品才提供物流服务。

快递费用是按重量计算的！超重请及时联系客服修改！

再三强调：本店产品已是最低利润了，超级完美者，请闪！（请别拿别人的10元物品跟我们的1元物品比，无实际意义）

如个别客户遇到一些问题，请及时联系我们客服，不欢迎恶意给中差评的无聊人士。（如：伸缩杯大小尺寸已标注，小号，且伸开后必须要左右拧一下。）

本产品的建议零售价是¥8.00，是否专利货源是否