

## 540微针滚轮 美容微针 产家直销 量大价优

产品名称	540微针滚轮 美容微针 产家直销 量大价优
公司名称	广州领美美容美体器材有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 36.00 品牌:MNR 货号:MNR01
公司地址	广州市白云区明德街29号首层A05
联系电话	13480219490 13751809617

## 产品详情

微针最大供应商 1套起批

联系人：王小姐

tle:13751809617

qq：2510895905

联系人：王小姐    tle:13751809617    qq：2510895905

### 微针美容知识

#### 1、什么是微针？

我们做微针美容，首先会用到的美容工具，就是微针滚轮（叫微针也行），实际上微针和超声波导入仪一样是一个美容工具，作用原理和效果不同而已，微针上面整整齐齐的排列着192根或540根直径在0.07至0.2毫米的医疗用不锈钢针（不是一般的锈钢哦）。

#### 2、什么是微针美容？

微针美容疗法是现在一种很时尚的美容方法。它是利用微针滚轮上许多微小的针头，刺激皮肤，在很短时间内微针可以做出超过200,000个微细管道，令活性成分有效渗入皮肤，配以祛皱、美白、修复、祛疤痕等特效产品，从而达到减淡皱纹、治疗疤痕及妊娠纹、肌肤美白、减淡色斑、改善眼部皱纹、黑眼圈、收紧及提升面部皮肤组织等理想效果，其效果可媲美激光及填充式的整形手术。

### 3、微针滚轮都有什么规格？

微针滚轮的规格是指外面针的长度，每一家工厂的规格设计可能略有差异，专用微针是经过5年多的临床研究，经历了客户无数次的反馈（掉针、不够锋利、使用几次针尖就钝了、使用感觉疼等问题），反复调试，才有了现在的品质，专用微针使用过程不会掉针，针尖锋利，客户舒适度很好。

规格有：0.25mm 0.5mm 1.0mm 2.0mm等

最常用的是0.25mm和0.5mm，家庭美容这2个规格基本通用，没有必要分那么精细

### 4、我该用多大的

最常用的是0.25mm和0.5mm，家庭美容这2个规格基本通用，我们一般默认推荐0.5mm的，这个型号通用。痘坑痘印，祛皱、美白、保湿都可以用的。有人说痘坑痘印要用1.0或者1.5的，因人而异，0.5mm的完全可以的。

### 5、微针美容与常规美容区别？

一般传统的方法，活性养分只能渗透入表皮的阻隔层（即角质层），效果并不显著，为了解决这问题，科学家经过无数的研究，研制出微针美容。此美容方法能有效提升养份的渗透能力，穿透皮肤表皮层及真皮层之细胞，效果尤其显著，是养份输送的护肤科技新突破。

再者，微针美容刺激真皮层的伤口自愈能力，从而刺激皮肤，促进骨胶原增生，可使皮肤表皮层的厚度增生约百分之八，其效果可媲美激光及填充式的整形手术。而微针技术的副作用极度，安全可靠，是最佳的抗衰老护理疗法。

### 6、德国玛堡大学测试微针美容的渗透度：

a微针美容（mnr）能于皮肤表层做出多个微细管道，令活性养分可渗入角质层。

b活性因子通过微细管道渗入皮肤(相比传统护肤品，功效超出百分之四十)。

c活性养分累积于皮肤表层，不断持续诱发骨胶原增生，刺激细胞再生。

### 7、为什么微针美容，很受欢迎？

、效果是最直接的原因，通过微针可以让产品有效成分，很快的渗入皮下，当然了，微针美容的效果关键还是要看使用的产品效果了，而且微针对产品的要求也是比较高的，不是说所有的化妆品都可以借助微针来导入皮肤，一定是无菌的，或者达到一定的无菌要求的产品，现在最好的产品就是冻干粉和原液，其他的化妆品不建议用微针。以免造成感染，引起不必要的麻烦。

、另一方面，由于皮肤的自我愈合功能，在微针刺刺激皮肤后，促进骨胶原增生，可使皮肤表皮层的厚度增生约百分之八，其效果可媲美激光及填充式的整形手术。而微针技术的副作用极低，安全可靠，是最佳的抗衰老护理疗法。

、再者就是微针很方便，适合在家居家护理，所以说微针美容是最棒的家庭美容师，有了微针等于把

美容院搬回了家。

## 8、微针美容后要特别注意什么呢？

a、微针美容后要做冰膜，一方面可以预防皮肤过敏，快速褪去因用微针造成的皮肤发红症状，同时对皮肤有很好的修复和保养作用。

冰膜是可以单独使用的。比如外出回来，晒的脸红耳热的，或者感到皮肤不舒服，立即做一次冰膜护理，皮肤即可舒适。（事前把冰膜放到冰箱，再用会更好）

b、做完微针后，冰膜不用洗掉，可以适当涂抹一点修复霜。一般晚上做是最好的，做好后可以利用一个晚上的时间，让皮肤有个很好的休息过程，利于皮肤的修复。

c、做完微针后第二天，要做好防晒工作

## 9、到底微针多少时间做一次合适？

微针美容的效果很确切，越来越受大家的喜爱，但是任何事情都有一个度的问题，微针美容并不是做的越多越好，特别强调的是，微针不可以天天做的，一定要间隔一段时间再做，具体间隔几天，多少时间，要看一个人皮肤的恢复程度快慢，有的人有一点伤口很快就会有，有的人就恢复很慢，做微针也一样。

a、第一疗程(10次一疗程)：一般情况开始的5次，3-5天做一次，第5-10次，5-7天做一次，一般情况做微针后皮肤会发红，如果你的皮肤做完冰膜后很快就退红了，说明你的皮肤恢复快，开始3天一次，后面5天一次；如果你的皮肤到第二天还有点红，就要间隔久一点，让皮肤好好恢复，然后再做。

b、第二疗程(10次一疗程)：一般情况7-10天一次就可以了，不需要那么频繁的使用微针。

需要说明一点：不用微针的时间，冻干粉和原液以及修复霜，每天早晚一定要继续涂抹的。不是说不做微针就不用冻干粉了，这点一定要注意！

## 10、使用微针会不会红肿和出血？

大部分美女使用微针时皮肤会发红，不会出血和红肿，但要记住一点，做的时候一定要轻一点，再轻点，不要对自己下手太重哦。

## 11、有的人使用微针脸部不会发红，这是不是没有效果？

答：使用微针脸部没有发红，那是一个人的肤质缘故。微针只要接触皮肤，微针上面的540根针自然在皮肤下留下肉眼看不到的针眼了，产品导入皮肤上面，效果一样的超棒。千万不要追求发红的感觉哦，做微针一定要轻点，安全第一。

## 12、使用微针第二天是不是就不能化妆了？

答：一般情况没有任何影响，第二天照常可以臭美的，但要注意补水保湿和防晒保养哦，如果微针反映比较大，比如第二天脸还有点红，就最好不要化妆。

13、使用微针一般不建议涂抹香水，为什么？？

答：很多香水含有酒精，尤其是劣质的，酒精和含因子基因产品不能同时使用。酒精会破坏因子产品的成分。

14、眼部可以用微针吗？

眼部的话一定要注意不要用力眼部的血管丰富皮肤很薄，微针是可以用的，只是要注意轻点，再轻点，一定不能出血哦。

15、微针和超声波那个效果好？

微针和超声波，其实都是一个美容工具，是帮助产品吸收的，就效果而言，肯定是微针要好，但是对于痘痘，过敏肌肤是不能用微针的，只能用超声波了。效果的好处，关键是看产品的效果了。

16、这些产品过敏性皮肤可以用吗？

不知道过敏什么程度，一般情况是可以的。建议先试试再说。

17、美白一般多久能见到效果

美白效果 10-20 一般都可以看到效果的。这个是对皮肤的一个整体调理，美白的同时关键是可以使皮肤变得很好。不是速效产品建议坚持使用一段时间（2个疗程）为佳。

18、微针使用过程中会出现蜕皮现象吗？

这个与使用方式有关系，一般不会出现过脱皮的情况。

如果出现皮肤干燥，一般是由于微针操作时间太长，对皮肤造成的损伤，其实这样效果会更好，但是在家不建议这样做，安全第一，再者是原液用的少了，皮肤干燥。

正确的做法是：时间3-5分钟，一边做一边涂抹冻干粉和原液，做后要注意保湿，尤其是干燥肌肤，微针后敷冰膜，然后适当涂抹修复霜，平时早晚可以使用补水露或是补水精华给肌肤补水。

19、用了微针皮肤起了疙瘩，还痒,他连脖子也做了,脖子也痒，怎么回事？

消毒和清洁问题，微针注意消毒，皮肤清洁做好，用的时间一定要轻点，遇到这个情况，先停止使用，停下来，就好了，以后再用要注意点。

如果起很多红点，或者疙瘩，就去药店买点

曲安奈德软管，涂抹下就可以了。先停止使用，症状好了后，在慢慢使用，让皮肤适应。

20、做完微针为什么用冰膜？用其他面膜代替可以吗？

用完微针 一定要用冰膜的，主要是预防过敏，以及修复皮肤的。皮肤不过敏也需要使用，一方面预防敏感，一方面保湿修复效果很好，很多做微针后皮肤发红，一般情况敷完冰膜就好了。

21、如何给微针消毒？

用75%的医用酒精泡一下，然后用温水把酒精重新干净，这点很重要。

22、微针的注意事项？

面部有严重伤口，严重红血丝暴露者、严重性痘痘发作期间请不要用，预防感染，有皮肤痘患都和疤痕体质都禁用。

第二天做好防晒。

做微针的时候少吃刺激的食物。

微针专人专用，避免交叉感染

23、用微针导入其他的膏霜之类的产品可以吗？

微针只可以导入无菌的产品，或是达到一定的无菌要求的产品。最好的产品就是冻干粉和原液。其他的化妆品不建议用微针，以免造成感染，引起不必要的麻烦。

本产品的建议零售价是¥36.00，品牌是MNR，货号是MNR01，产地是中国，装箱数量是200，规格是0.25mm,0.5mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm