

超声波 导入导出美容仪 电动洁面 个人护理 离子导入仪 一件起批

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 超声波 导入导出美容仪 电动洁面 个人护理 离子导入仪 一件起批 |
| 公司名称 | 义乌市鼎铺电子商务商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 65.00 品牌:离子导入仪 型号:离子 |
| 公司地址 | 义乌市佛堂镇江南街村 |
| 联系电话 | 15158943336 |

产品详情

【我们承诺本店所售产品100%是医用不锈钢材质，机身都是最新无毒abs材料，绝不偷工减料，（并非市场上塑料探头，而且材质都是有毒物体，严重危害亲们的健康！！）本店和工厂协商一致，决定厂价促销；喜欢的赶紧下手；走过路过不要错过哟。】

一件代发 大量批发 价格从优 详情请联系 客服；

运费说明，小量走快递，（量多走货运，运费到付；我们将提供物流货号及货运电话查询）提交订单之后 请联系客服修改运费。

咨询电话 15158943336 汪先生 qq:154055338

产品实拍

导入仪

技术原理: 新一代离子导入仪离子微电流导入技术,能迅速带激活细胞能量,加快细胞的运动及新陈代谢,促进新生细胞的快速提升及肌肤的营养吸收,让肌肤恢复活力,白嫩和富有弹性.

产品功能: 促进精华液的深层吸收,增加肌肤渗透性,修复断裂纤维,使肌肤充满弹性. 1> 正离子: 强效的正离子结合洗面奶, 快速地清除积于毛细孔内的污垢, 将代谢残留物和沉淀色素分解、释出, 由内到外清洁, 使毛孔恢复清透舒爽. 2> 负离子: 有效的导入营养液进入真皮层, 修复断裂纤维, 帮助细胞吸收营养精华, 使肌肤源源不断地产生新的细胞, 从而达到修复美白的功效.

产品特色:

1.采用无线式(内置充电电池)设计,使用方便,边走边用.2.采用左右,前后全方位轻微摆动式设计,紧贴肌肤,效

果更彻底.针对皮肤（离子美容仪，对任何肌肤问题均可解决）：1、角质层较厚的皮肤；2、干性皮肤不够水嫩的皮肤；3、黑头皮肤；4、毛孔粗大的皮肤；5、斑点性皮肤；6、皮肤松弛要收紧的皮肤。光子只可用于眼角后，眼睛下，不能用于上眼皮，也不能对准眼睛。对于大眼袋无效果，眼袋是皮肤松弛造成的，要手术才完收紧的。本机对黑头皮肤、斑、眼角干纹、脸部干纹、法令纹特别有效果。

产品功效: 淡化色斑,让肌肤恢复红润,消除皱纹及鱼尾纹,使肌肤水嫩透白.

产品特征：1.微电流触摸震动。2.手动开关led灯指示导入导出；。3:产品采用人性化的人体工程学设计理论，流线手柄，美观大方，手感舒适4.产品配合精华液/护肤霜使用：(1)导入功能：将精华液/护肤霜迅速直达肌肤最底层，改善血液循环和淋巴疏通；促进肌肤内循环，有效提亮美白、减少脸部细纹和法令纹；(2)导出功能：将皮肤深层经过循环后的体内多余的垃圾和杂物通过振动而导出体外。

使用说明：

1：抽出电池槽，放入一粒cr-2032纽扣电池（若是第一次使用，如果仪器内装有电池，抽出绝缘胶片即可），产品即进入待机状态。2.取适量精华液或者护肤霜，轻柔涂抹在脸部四周，避开眼球处。3：将电源开关向上推见符号“+”位置，led灯亮绿色；此时仪器开始振动，然后将仪器头部圆形探头在脸部皮肤表层按照画圆的手法，由下至上，由内向外，由左到右进行振动按摩，仪器进入导入状态，这样精华液和护肤霜等护肤品的营养成分即进入皮肤深层，让皮肤得到均匀吸收和滋养。4：将电源开关向下推见符号“-”位置，led灯亮红色；然后将仪器头部圆形金属不锈钢探头在脸部皮肤表层按照画圆的手法，由下至上，由内向外，由左到右进行振动按摩，由于人体本身处于生物导电状态，所以护肤产品在皮肤深层经过循环后将体内多余的垃圾和杂物通过振动而导出体外。

5：将电源开关置于中间见符号“0”位置，电源关闭，仪器处于停止状态。6：使用完毕，取出电池后请用干布或纸擦拭，再将产品重新放入吸塑包装内或小孩不能触碰的安全地方。

本产品的建议零售价是 ¥ 65.00，品牌是离子导入仪，型号是离子，产地是中国