艾熏康随身灸厂家大量优惠专批高铁4.5厘米不锈钢随身灸艾灸盒

产品名称	艾熏康随身灸厂家大量优惠专批高铁4.5厘米不 锈钢随身灸艾灸盒
公司名称	深圳市宝安区沙井艾熏康医疗器械经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥25.00 产品类别:温灸器 品牌:广州艾熏康
公司地址	中国广东 广州市白云区同德围粤溪北路由义一港
联系电话	13782274423 86 020 13672489404

产品详情

- 1.将艾条插入灸盒内固定支架点燃
- 2.将艾盒盖盖止并旋转锁定,
- 3.将灸盒置入保温袋中,用松紧带固定在患处;
- 4.经常清除保温袋及灸盒内的灰尽,一保持清洁;
- 5.在医生指导下使用,睡眠时禁用。

不锈钢加厚高铁高盖4.5厘米 没有毛刺 内部干净 比老款低盖 更高档更大气 更精致看起来感觉就是不一样

【商品名称】随身灸

随身灸在我国是一种有着两千多年历史的古老养生之道。神阙穴(俗称肚脐眼)为先天之命蒂,后天之 气会,介于中、下焦之间。故为精气之汇,五脏六腑之根本,从脐部给药,有健脾、温肾、回阳救逆, 和中理肠,行气利水、散结通滞、强肾调经、保健强身、防治百病的作用!

艾灸有六大功效:通经活络、行气活血、去湿逐寒、消肿散结、回阳救逆、防病保健。

产品说明:

本品为木制的圆筒灸具,又称温筒灸。筒底有隔网层,筒身两边有孔。施灸时,将艾条插入温灸器内, 点燃后,将温灸器之底盖合好,即可对相应部位进行艾灸,一般每穴灸10分钟左右,灸至皮肤温热发红 为度。有调和气血,温中散寒的作用。

使用方法:

1.将薰脐器(葫芦棒)安装好,把黄玉放在肚脐上,脐疗工具放于玉上,然后将点燃的脐疗艾条一头放入脐疗器内。

2.当艾条使用完毕,熄灭艾条后,打开隔网,倒出筒内艾条灰烬即可.艾后可用热毛巾清洁皮肤,涂抹护肤乳液。

注意事项:

- 1.孕妇、酒后、伤口、过饥、饭后半小时内禁灸;
- 2.施灸时,禁止大声喧哗,以求气脉稳定;
- 3.病重不在此灸范围内;
- 4.施灸后喝杯温水,以免有燥热感觉。
- 5.持续发烧之病人应避免。
- 6.温脐时应保持空气流通、并安静身心,使气在全身均匀流通以达四肢末梢。

7.温脐结束时注意必须完全熄灭艾条。肚脐下丹田为人体精、气、神的来源,此疗程乃针对现代男女因压力、紧张拥挤的生活环境因素所引起的自律神经衰退,以及张善荷尔蒙失调、肠胃不适等症状,温热肚脐可医百病、强身补肾。更有排水、排毒、回春更新细胞、减肥、去脂、除宿便等功效。

8.温脐时间以15-20分钟不宜,一般不超过30分钟,若发现有任何不适症状请立即停止温脐.

眼睛周围不宜施灸。

薰脐疗法操作方法:

【商品名称】:温脐套装

脐疗在我国是一种有着两千多年历史的古老养生之道。神阙穴(俗称肚脐眼)为先天之命蒂,后天之气会,介于中、下焦之间。故为精气之汇,五脏六腑之根本,从脐部给药,有健脾、温肾、回阳救逆,和中理肠,行气利水、散结通滞、强肾调经、保健强身、防治百病的作用!

艾灸有六大功效:通经活络、行气活血、去湿逐寒、消肿散结、回阳救逆、防病保健。

产品说明:

本品为木制的圆筒灸具,又称温筒灸。筒底有隔网层,筒身两边有孔。施灸时,将艾条插入温灸器内,

点燃后,将温灸器之底盖合好,即可对相应部位进行艾灸,一般每穴灸10分钟左右,灸至皮肤温热发红 为度。有调和气血,温中散寒的作用。

使用方法:

- 1.将薰脐器(葫芦棒)安装好,把黄玉放在肚脐上,脐疗工具放于玉上,然后将点燃的脐疗艾条一头放入脐疗器内。
- 2.当艾条使用完毕,熄灭艾条后,打开隔网,倒出筒内艾条灰烬即可.艾后可用热毛巾清洁皮肤,涂抹护肤乳液。

注意事项:

- 1.孕妇、酒后、伤口、过饥、饭后半小时内禁灸;
- 2.施灸时,禁止大声喧哗,以求气脉稳定;
- 3.病重不在此灸范围内;
- 4.施灸后喝杯温水,以免有燥热感觉。
- 5.持续发烧之病人应避免。
- 6.温脐时应保持空气流通、并安静身心,使气在全身均匀流通以达四肢末梢。
- 7.温脐结束时注意必须完全熄灭艾条。肚脐下丹田为人体精、气、神的来源,此疗程乃针对现代男女因压力、紧张拥挤的生活环境因素所引起的自律神经衰退,以及张善荷尔蒙失调、肠胃不适等症状,温热肚脐可医百病、强身补肾。更有排水、排毒、回春更新细胞、减肥、去脂、除宿便等功效。
- 8.温脐时间以15-20分钟不宜,一般不超过30分钟,若发现有任何不适症状请立即停止温脐.

眼睛周围不宜施灸。

以下介绍2个常用保健强身穴:1.足三里穴:在左右小腿,外膝眼下三寸,胫骨外侧一横指,共两穴。 该穴是针灸重要的强身健体穴位,不仅可预防感冒,而且可增强胃肠道消化吸收功能,对膝关节疾病、 胃肠病、贫血均有不同程度的治疗作用。左右两穴各灸5~10分钟,可早晚各灸1次。

2.大椎穴:在第七颈椎与第一胸柱棘突之间。共一穴。具有预防或治疗感冒的作用,又可治疗颈项病。可早晚各灸1次,每次灸5~10分钟。特别是天气变化,易感冒的季节艾灸更有疗效。

艾灸作用原理:

使用艾灸棒艾灸有温经散寒、扶阳固脱、消瘀散结、防病保健的功效,同时整脏腑组织功能,促进体内新陈代谢,增加红、白细胞的能量和吞噬细胞的吞噬功能,提高机体的免疫功能,增加机体的抗病能力。

- 1.艾灸既可治病又可防病。艾灸有提高肌体免疫力、防病保健、延年益寿的作用。
- 2.艾灸的方法:艾条、艾绒、隔物灸、艾灸盒3.肠胃不好的可加蒜灸4.体虚怕冷的人应该灸神阙穴
- 5.关节疼痛的人应该灸曲池穴、绝骨穴 6.足三里与消化系统疾病有关

- 1. 先用洗面奶将腹部清洁干净,再用75%酒清消毒肚脐、用毛巾搽干腹部。
- 2. 将养颜排毒油涂在腹部包括肚脐内,之后将香薰脐疗棒的一端点燃,并将香薰一端在神厥穴(肚脐)周围移动进行薰疗,香薰离皮肤不能太近(不少于1.5——2.0寸),当薰棒剩余1.5寸时即熄灭此棒。
- 3. 薰疗完成后,再取适量的养颜排毒油涂于腹部施以手法按摩约15分钟,不需清洗腹部。
- 4. 按摩后将一层保鲜腊覆盖在腹部,加热喷雾10分钟,清洗局部。

香薰脐疗注意事项:

- 1. 一般采取仰卧位施术,以便充分暴露脐部,易于操作用药。
- 2. 施术前应先清洁脐部并用75%酒精棉球消毒,以防感染发生。
- 3. 施术前宜详细了解顾客过敏史,易过敏者避免使用脐疗法。
- 4. 孕妇和小孩不宜使用本产品。
- 1. 先用洗面奶将腹部清洁干净,再用75%酒清消毒肚脐、用毛巾搽干腹部。
- 2. 将养颜排毒油涂在腹部包括肚脐内,之后将香薰脐疗棒的一端点燃,并将香薰一端在神 厥穴(肚脐)周围移动进行薰疗,香薰离皮肤不能太近(不少于1.5——2.0寸),当薰棒剩余1.5寸时即熄 灭此棒。
- 3. 藁疗完成后,再取适量的养颜排毒油涂干腹部施以手法按摩约15分钟,不需清洗腹部。
- 4. 按摩后将一层保鲜腊覆盖在腹部,加热喷雾10分钟,清洗局部。

香薰脐疗注意事项:

- 1. 一般采取仰卧位施术,以便充分暴露脐部,易于操作用药。
- 2. 施术前应先清洁脐部并用75%酒精棉球消毒,以防感染发生。
- 3. 施术前宜详细了解顾客过敏史,易过敏者避免使用脐疗法。
- 4. 孕妇和小孩不宜使用本产品。

温灸棒使用说明

温灸养生在身体方面有六大功效:温肌散寒、疏风解表;温经通络、活血散瘀;温中活里、强脏壮腑;温阴补虚、回阳固脱;行气活血、消火化淤;平衡阴阳、保健防病。

面部皮肤方面:可加速皮肤的血液循环,使老化细胞代谢,新细胞再生加强,淡化色斑,减少皱纹,使肤色红润,延缓衰老。

温灸方试:以下向上打圈,上有力下无力。面部时间10分钟!眼部时间3分钟!

身体方面:可疏通经络、和谐肮脏、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。

腹部用精油按摩完之后进行温灸。温灸方式:用温灸棒在腹部来回滚动,再点脐周穴点,(归来、气海、关元);时间:15分钟

配件:可配合普通的药艾条、清艾条、野生艾条等使用

操作方法:

- 1、将艾条一端点燃,将燃端放入温灸棒中。
- 2、轻压温灸弹力,使艾条落至顶端,以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离,保持温度适度。
- 3、以手掌试温度高低,确定温度适中,即可开始温灸。
- 4、每次灸5-10分钟,使穴点经络疏通皮肤光滑,红润。

温灸棒详细操作说明:

- 一、将艾条自包装盒取出,点燃后从尾部将艾条送入温灸棒之中。
- 二、轻按尾部,使艾条落至顶端,以水平或倒置之动作,将艾条调整至活适当之距离。
- 三、以手掌试验温度之高低,确定温度适中后,即可开始使用。
- 四、每次使用前须在皮肤,抹上温灸清油。

温灸精油(功效):能增强循环系统,使血流畅通,可恢复红血球的活力,减轻贫血现象进而活络免疫系统,帮助抵抗传染性疾病,促进消化系统的功能,抑制体内酸性,对便秘,蜂窝组织炎也有益,减轻头痛,偏头痛,和关节炎。

五、灸器点上火后不可悬空过久,以免接触皮肤时温度过高,以致烫伤,如悬空太久,可先以手掌将灸器之温度搓低后再继续使用,每隔一段时间,应将灸烬敲散除去。

六、每使用艾条二至三条后,在灸器控制口会产生温灸油垢,应以毛刷洗清,以保持灸条之通畅。

七、熄火时,只要将上端弹簧部分按下同时倒置灸器使灸条滑入管内,停留十秒钟即熄灭。

温灸美容:清洁 热喷 去角质 按摩精油 刮痧 艾条温灸

温灸按摩的注意事项:

- 1、温灸时先灸左方,再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要接触冷水,不洗手、洗澡
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水),有助排泄器官排出体内毒素

艾灸禁忌:

- 1.凡暴露在外的部位,如颜面,不要直接灸,以防形成癜痕,影响美观。
- 2.皮薄、肌少、筋肉结聚处,妊娠期妇女的腰骶部、下腹部,男女的乳头、阴部、睾丸等不要施灸。 另外,关节部位不要直接灸。此外,大血管处、心脏部位禁灸,眼球属颜面部,禁灸。
- 3.极度疲劳,过饥、过饱、酒醉、大汗淋漓、情绪不稳,或妇女经期禁灸。
- 4.某些传染病、高热、昏迷、抽风期间,或身体极度衰竭,形瘦骨立等禁灸。
- 5.无自制能力的人如精神病患者等禁灸。
- 6皮肤过敏者禁灸.身体发炎部位禁灸

7孕妇禁灸

注意事项:施灸时,请认真操作,慎防灼伤皮肤

艾灸注意事项:1、大喜大怒不宜艾灸,饭前后半小时不宜艾灸。

- 2、要有耐心,一般一日一次,一到五个穴位即可。首次使用前十天为适应期。可能出现发热、疲倦、口干、全身不适等反应。一般10天内消失,所以艾灸前10天为身体适宜疗程。
- 3、艾灸过程中应注意室内通风情况,避免着凉。4、艾灸前后都要喝一杯温开水,有利于艾灸后排毒。
- 5、注意烟灰,勿乱倒哦.
- 6、掌握施灸的程序。如果灸的穴位必须注意施灸时间,应按先背部、后胸腹,先头身、后四肢的顺序进行。有些病必须注意施灸时间,如失眼症要在临睡前施灸。不要在饭前空腹时和饭后立即施灸。 7、防止晕灸。一旦晕灸则会出现头晕、眼花、恶心、面色苍白、心慌、汗出等现象,甚至发生晕倒。出现晕灸后,要立即停止,并躺下卧,再加灸足三里,温和灸10分钟左右。
- 8、对于皮肤感觉迟钝的大人或儿童,将食指和中指置于施灸部位两侧,以感知施灸部位的温度。
- 9、艾灸后的饮食以清淡为主,不要食用油腻生冷的食物.
- 灸,乃中国最古老的医术之一,属于医外治物理疗法,它源于远古时代,形成于商周年间,历时几千年。温灸美容是通过百草之王艾草和13种名贵中草药特制成香条状,点燃后放入温灸器中产生温热的刺激,配合艾油(或精油渗入)在经络或患处四周,帮助人体全面温通经络,温补元气,调和气血,润泽肤色,散发健康神采。

温灸养生在身体方面有六大功效:温肌散寒、疏风解表;温经通络、活血散瘀;温中活里、强脏 壮腑;温阴补虚、回阳固脱;行气活血、消火化淤;平衡阴阳、保健防病。

身体方面:可疏通经络、和谐肮脏、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。 温灸按摩的注意事项:

- 1、温灸时先灸左方,再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要接触冷水,不洗手、洗澡
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水),有助排泄器官排出体内毒素
- 4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸;过饥、过饱、酒醉禁灸;身体发炎部位禁灸

采用5年陈极品艾绒制作,品质极佳,功效出众,适合随身灸,灸盒等专用灸器,实为艾灸极品;

温灸具有什么作用:

- 一、温经散寒作用
- 二、行气通络作用
- 三、扶阳固脱作用
- 四、升阳举陷作用
- 五、拔毒泄热作用
- 六、温灸防病保健作用

温灸的优点: 1、简单易学,易为百姓所掌握,不需要高深的专业知识。

- 2、治疗范围广泛,安全可靠,疗效显著。3、祛病强身,延年增寿。
- 4、原料易得,经济方便,最适合居家防病保健。

采用5年陈极品艾绒制作,品质极佳,功效出众,适合随身灸,灸盒等专用灸器,实为艾灸极品

本产品的建议零售价是¥25.00,产品类别是温灸器,品牌是广州艾熏康,材质是铜制,类型是便携式,属性是不锈钢