

艾熏康随身灸厂家大量优惠专批高铁4.5厘米不锈钢随身灸艾灸盒

产品名称	艾熏康随身灸厂家大量优惠专批高铁4.5厘米不锈钢随身灸艾灸盒
公司名称	深圳市宝安区沙井艾熏康医疗器械经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 25.00 产品类别: 温灸器 品牌: 广州艾熏康
公司地址	中国 广东 广州市白云区同德围粤溪北路由义一港
联系电话	13782274423 86 020 13672489404

产品详情

- 1.将艾条插入灸盒内固定支架点燃
- 2.将艾盒盖盖止并旋转锁定，
- 3.将灸盒置入保温袋中，用松紧带固定在患处；
- 4.经常清除保温袋及灸盒内的灰尽，一保持清洁；
- 5.在医生指导下使用，睡眠时禁用。

不锈钢加厚高铁高盖4.5厘米 没有毛刺 内部干净 比老款低盖 更高档更大气 更精致看起来感觉就是不一样

【商品名称】随身灸

随身灸在我国是一种有着两千多年历史的古老养生之道。神阙穴（俗称肚脐眼）为先天之命蒂，后天之气会，介于中、下焦之间。故为精气之汇，五脏六腑之根本，从脐部给药，有健脾、温肾、回阳救逆，和中理肠，行气利水、散结通滞、强肾调经、保健强身、防治百病的作用！

艾灸有六大功效：通经活络、行气活血、去湿逐寒、消肿散结、回阳救逆、防病保健。

产品说明：

本品为木制的圆筒灸具，又称温筒灸。筒底有隔网层，筒身两边有孔。施灸时，将艾条插入温灸器内，点燃后，将温灸器之底盖合好，即可对相应部位进行艾灸，一般每穴灸10分钟左右，灸至皮肤温热发红为度。有调和气血，温中散寒的作用。

使用方法：

- 1.将薰脐器(葫芦棒)安装好，把黄玉放在肚脐上，脐疗工具放于玉上，然后将点燃的脐疗艾条一头放入脐疗器内。
- 2.当艾条使用完毕,熄灭艾条后，打开隔网,倒出筒内艾条灰烬即可.艾后可用热毛巾清洁皮肤，涂抹护肤乳液。

注意事项：

- 1.孕妇、酒后、伤口、过饥、饭后半小时内禁灸；
- 2.施灸时，禁止大声喧哗，以求气脉稳定；
- 3.病重不在此灸范围内；
- 4.施灸后喝杯温水，以免有燥热感觉。
- 5.持续发烧之病人应避免。
- 6.温脐时应保持空气流通、并安静身心，使气在全身均匀流通以达四肢末梢。
- 7.温脐结束时注意必须完全熄灭艾条。肚脐下丹田为人体精、气、神的来源，此疗程乃针对现代男女因压力、紧张拥挤的生活环境因素所引起的自律神经衰退，以及张善荷尔蒙失调、肠胃不适等症状，温热肚脐可医百病、强身补肾。更有排水、排毒、回春更新细胞、减肥、去脂、除宿便等功效。
- 8.温脐时间以15-20分钟为宜，一般不超过30分钟，若发现有任何不适症状请立即停止温脐。

眼睛周围不宜施灸。

薰脐疗法操作方法：

【商品名称】：温脐套装

脐疗在我国是一种有着两千多年历史的古老养生之道。神阙穴（俗称肚脐眼）为先天之命蒂，后天之气会，介于中、下焦之间。故为精气之汇，五脏六腑之根本，从脐部给药，有健脾、温肾、回阳救逆，和中理肠，行气利水、散结通滞、强肾调经、保健强身、防治百病的作用！

艾灸有六大功效：通经活络、行气活血、去湿逐寒、消肿散结、回阳救逆、防病保健。

产品说明：

本品为木制的圆筒灸具，又称温筒灸。筒底有隔网层，筒身两边有孔。施灸时，将艾条插入温灸器内，

点燃后，将温灸器之底盖合好，即可对相应部位进行艾灸，一般每穴灸10分钟左右，灸至皮肤温热发红为度。有调和气血，温中散寒的作用。

使用方法：

- 1.将薰脐器(葫芦棒)安装好，把黄玉放在肚脐上，脐疗工具放于玉上，然后将点燃的脐疗艾条一头放入脐疗器内。
- 2.当艾条使用完毕,熄灭艾条后，打开隔网,倒出筒内艾条灰烬即可.艾后可用热毛巾清洁皮肤，涂抹护肤乳液。

注意事项：

- 1.孕妇、酒后、伤口、过饥、饭后半小时内禁灸；
- 2.施灸时，禁止大声喧哗，以求气脉稳定；
- 3.病重不在此灸范围内；
- 4.施灸后喝杯温水，以免有燥热感觉。
- 5.持续发烧之病人应避免。
- 6.温脐时应保持空气流通、并安静身心，使气在全身均匀流通以达四肢末梢。
- 7.温脐结束时注意必须完全熄灭艾条。肚脐下丹田为人体精、气、神的来源，此疗程乃针对现代男女因压力、紧张拥挤的生活环境因素所引起的自律神经衰退，以及张善荷尔蒙失调、肠胃不适等症状，温热肚脐可医百病、强身补肾。更有排水、排毒、回春更新细胞、减肥、去脂、除宿便等功效。
- 8.温脐时间以15-20分钟为宜，一般不超过30分钟，若发现有任何不适症状请立即停止温脐。

眼睛周围不宜施灸。

以下介绍2个常用保健强身穴：1．足三里穴：在左右小腿，外膝眼下三寸，胫骨外侧一横指，共两穴。该穴是针灸重要的强身健体穴位，不仅可预防感冒，而且可增强胃肠道消化吸收功能，对膝关节疾病、胃肠病、贫血均有不同程度的治疗作用。左右两穴各灸5~10分钟，可早晚各灸1次。

2．大椎穴：在第七颈椎与第一胸椎棘突之间。共一穴。具有预防或治疗感冒的作用，又可治疗颈项病。可早晚各灸1次，每次灸5~10分钟。特别是天气变化，易感冒的季节艾灸更有疗效。

艾灸作用原理：

使用艾灸棒艾灸有温经散寒、扶阳固脱、消瘀散结、防病保健的功效,同时整脏腑组织功能，促进体内新陈代谢，增加红、白细胞的能量和吞噬细胞的吞噬功能，提高机体的免疫功能，增加机体的抗病能力。

- 1.艾灸既可治病又可防病。艾灸有提高肌体免疫力、防病保健、延年益寿的作用。
- 2.艾灸的方法：艾条、艾绒、隔物灸、艾灸盒
- 3.肠胃不好的可加蒜灸
- 4.体虚怕冷的人应该灸神阙穴
- 5.关节疼痛的人应该灸曲池穴、绝骨穴
- 6.足三里与消化系统疾病有关

1. 先用洗面奶将腹部清洁干净，再用75%酒精消毒肚脐、用毛巾擦干腹部。
2. 将养颜排毒油涂在腹部包括肚脐内，之后将香薰脐疗棒的一端点燃，并将香薰一端在神厥穴（肚脐）周围移动进行薰疗，香薰离皮肤不能太近（不少于1.5——2.0寸），当薰棒剩余1.5寸时即熄灭此棒。
3. 薰疗完成后，再取适量的养颜排毒油涂于腹部施以手法按摩约15分钟，不需清洗腹部。
4. 按摩后将一层保鲜膜覆盖在腹部，加热喷雾10分钟，清洗局部。

香薰脐疗注意事项：

1. 一般采取仰卧位施术，以便充分暴露脐部，易于操作用药。
2. 施术前应先清洁脐部并用75%酒精棉球消毒，以防感染发生。
3. 施术前宜详细了解顾客过敏史，易过敏者避免使用脐疗法。
4. 孕妇和小孩不宜使用本产品。

1. 先用洗面奶将腹部清洁干净，再用75%酒精消毒肚脐、用毛巾擦干腹部。
2. 将养颜排毒油涂在腹部包括肚脐内，之后将香薰脐疗棒的一端点燃，并将香薰一端在神厥穴（肚脐）周围移动进行薰疗，香薰离皮肤不能太近（不少于1.5——2.0寸），当薰棒剩余1.5寸时即熄灭此棒。
3. 薰疗完成后，再取适量的养颜排毒油涂于腹部施以手法按摩约15分钟，不需清洗腹部。
4. 按摩后将一层保鲜膜覆盖在腹部，加热喷雾10分钟，清洗局部。

香薰脐疗注意事项：

1. 一般采取仰卧位施术，以便充分暴露脐部，易于操作用药。
2. 施术前应先清洁脐部并用75%酒精棉球消毒，以防感染发生。
3. 施术前宜详细了解顾客过敏史，易过敏者避免使用脐疗法。
4. 孕妇和小孩不宜使用本产品。

温灸棒使用说明

温灸养生在身体方面有六大功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

面部皮肤方面：可加速皮肤的血液循环，使老化细胞代谢，新细胞再生加强，淡化色斑，减少皱纹，使肤色红润，延缓衰老。

温灸方试：以下向上打圈，上有力下无力。面部时间10分钟!眼部时间3分钟!

身体方面：可疏通经络、和谐脏腑、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。

腹部用精油按摩完之后进行温灸。温灸方式：用温灸棒在腹部来回滚动，再点脐周穴点，(归来、气海、关元)；时间：15分钟

配件：可配合普通的药艾条、清艾条、野生艾条等使用

操作方法：

- 1、将艾条一端点燃，将燃端放入温灸棒中。
- 2、轻压温灸弹力，使艾条落至顶端，以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离，保持温度适度。
- 3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。
- 4、每次灸5-10分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。

温灸棒详细操作说明：

- 一、将艾条自包装盒取出，点燃后从尾部将艾条送入温灸棒之中。
- 二、轻按尾部，使艾条落至顶端，以水平或倒置之动作，将艾条调整至活适当之距离。
- 三、以手掌试验温度之高低，确定温度适中后，即可开始使用。
- 四、每次使用前须在皮肤，抹上温灸清油。

温灸精油（功效）：能增强循环系统，使血流畅通，可恢复红血球的活力，减轻贫血现象进而活络免疫系统，帮助抵抗传染性疾病，促进消化系统的功能，抑制体内酸性，对便秘，蜂窝组织炎也有益，减轻头痛，偏头痛，和关节炎。

五、灸器点上火后不可悬空过久，以免接触皮肤时温度过高，以致烫伤，如悬空太久，可先以手掌将灸器之温度搓低后再继续使用，每隔一段时间，应将灸烬敲散除去。

六、每使用艾条二至三条后，在灸器控制口会产生温灸油垢，应以毛刷洗清，以保持灸条之通畅。

七、熄火时，只要将上端弹簧部分按下同时倒置灸器使灸条滑入管内，停留十秒钟即熄灭。

温灸美容：清洁 热喷 去角质 按摩精油 刮痧 艾条温灸

温灸按摩的注意事项：

- 1、温灸时先灸左方，再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要接触冷水，不洗手、洗澡
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素

艾灸禁忌:

- 1.凡暴露在外的部位，如颜面，不要直接灸，以防形成瘢痕，影响美观。
- 2.皮薄、肌少、筋肉结聚处，妊娠期妇女的腰骶部、下腹部，男女的乳头、阴部、睾丸等不要施灸。另外，关节部位不要直接灸。此外，大血管处、心脏部位禁灸，眼球属颜面部，禁灸。
- 3.极度疲劳，过饥、过饱、酒醉、大汗淋漓、情绪不稳，或妇女经期禁灸。
- 4.某些传染病、高热、昏迷、抽风期间，或身体极度衰竭，形瘦骨立等禁灸。
- 5.无自制能力的人如精神病患者等禁灸。
- 6.皮肤过敏者禁灸.身体发炎部位禁灸
- 7.孕妇禁灸

注意事项:施灸时,请认真操作,慎防灼伤皮肤

艾灸注意事项：1、大喜大怒不宜艾灸，饭前后半小时不宜艾灸。

- 2、要有耐心，一般一日一次，一到五个穴位即可。首次使用前十天为适应期。可能出现发热、疲倦、口干、全身不适等反应。一般10天内消失，所以艾灸前10天为身体适宜疗程。
- 3、艾灸过程中应注意室内通风情况，避免着凉。4、艾灸前后都要喝一杯温开水，有利于艾灸后排毒。
- 5、注意烟灰，勿乱倒哦。
- 6、掌握施灸的程序。如果灸的穴位必须注意施灸时间，应按先背部、后胸腹，先头身、后四肢的顺序进行。有些病必须注意施灸时间，如失眠症要在临睡前施灸。不要在饭前空腹时和饭后立即施灸。7、防止晕灸。一旦晕灸则会出现头晕、眼花、恶心、面色苍白、心慌、汗出等现象，甚至发生晕倒。出现晕灸后，要立即停止，并躺下卧，再加灸足三里，温和灸10分钟左右。
- 8、对于皮肤感觉迟钝的大人或儿童，将食指和中指置于施灸部位两侧，以感知施灸部位的温度。
- 9、艾灸后的饮食以清淡为主，不要食用油腻生冷的食物。

灸，乃中国最古老的医术之一，属于医外治物理疗法，它源于远古时代，形成于商周年间，历时几千年。温灸美容是通过百草之王艾草和13种名贵中草药特制成香条状，点燃后放入温灸器中产生温热的刺激，配合艾油(或精油渗入)在经络或患处四周，帮助人体全面温通经络，温补元气，调和气血，润泽肤色，散发健康神采。

温灸养生在身体方面有六大功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

身体方面：可疏通经络、和谐脏腑、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。
温灸按摩的注意事项：

- 1、温灸时先灸左方，再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要接触冷水，不洗手、洗澡
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素
- 4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；身体发炎部位禁灸！

采用5年陈极品艾绒制作，品质极佳，功效出众，适合随身灸，灸盒等专用灸器，实为艾灸极品；

温灸具有什么作用：

- 一、温经散寒作用
- 二、行气通络作用
- 三、扶阳固脱作用
- 四、升阳举陷作用
- 五、拔毒泄热作用
- 六、温灸防病保健作用

温灸的优点： 1、简单易学，易为百姓所掌握,不需要高深的专业知识。

2、治疗范围广泛，安全可靠，疗效显著。 3、祛病强身，延年增寿。

4、原料易得，经济方便，最适合居家防病保健。

采用5年陈极品艾绒制作，品质极佳，功效出众，适合随身灸，灸盒等专用灸器，实为艾灸极品

本产品的建议零售价是¥25.00，产品类别是温灸器，品牌是广州艾熏康，材质是铜制，类型是便携式，属性是不锈钢