

湖北小乐退热贴批发

产品名称	湖北小乐退热贴批发
公司名称	武汉孚莱医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:小乐 产品注册证号:鄂汉食药监械(准)字2013第1580103号
公司地址	湖北省武汉市东西湖区
联系电话	18627909171

产品详情

市场优势：

a、一类器械文号，医院、药店、诊所、孕婴销售畅通无阻；

b、；

c、；

d、

小乐退热贴特点：

分子缓释技术——平衡、持久有效降温

70%以上含水量，令基剂内水份平衡挥发，宝宝前额保持在3-5℃ 降温过程中，避免出现普通小乐退热贴过度降温引起不适感。

柔性胶贴技术——即不易脱落，又能轻松撕下

"贴得住难撕下，容易撕下的贴不牢"的缺点，不会造成宝宝任何不适。

皮肤质感设计——舒服，犹如妈妈双手在轻轻抚摸

小乐退热贴100%纯凝胶，无任何填充物，水凝胶基剂含水量与密度与人体肌肤非常接近，贴上后犹如妈妈的双手在轻轻抚摸，最大限度减轻生病宝宝不适感。

高透气性材料——提高散热效果，让宝宝更舒服

药用级不织布材料，透气性比普通材料提高30%，有助水分充分挥发，提高散热效果，令生病宝宝更舒适。

使用说明

产品名称：小乐退热贴 尺寸：4×11cm

包装规格：1片/袋；4袋/盒；10盒/塑封；300盒/件

适用范围：

适用于各种原因引起的发热的辅助的治疗及应急物理降温，缓解感冒热引起的头痛、鼻塞、烦躁等不适症状，以减少发热对大脑细胞的损害；适用于快速物理降温，候诊应急处理。

适用人群：本品适用于婴幼儿、儿童、成人

产品性能结构及组成：

本品通过利用亲水性高分子凝胶所含大量水份进行扩散，转运到皮肤，通过水份的气化带走热量，从而达到退热护脑、提神醒脑、清凉舒适、物理降温的作用。本品主要由塑料膜、无纺布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质（包含甘油）组成。

工作原理

小乐退热贴是根据透皮吸收原理，配合解热镇痛成份制成的高分子凝胶贴剂，对感冒或其它原因引起的发烧具有物理降温和天然药物治疗双重功效。利用高水性胶贴基剂之中的水份迅速蒸发而产生物理降温效果，小乐退热贴彩特殊技术制作，每一片的有效使用时间长达8小时。可降低大脑局部温度，保护大脑细胞不受损害，缓解感冒症状。

使用方法：

- 1、沿缺口撕开包装袋，取出贴片，揭开透明薄膜，将胶贴面紧贴于额头、脖颈、太阳穴或其他需要降温、冷敷的部位；可根据需要剪成相应大小使用；
- 2、为加快降温速度，可加用数贴同时贴在人体左右颈总动脉、左右腋下动脉、左右股动脉处；
- 3、本品用于物理降温，如高温持续不退，应请医生诊治；
- 4、居家备用时，放入冰箱冷藏室冷藏后再使用，冷却效果更佳（勿放入冷冻室）。

产品禁忌症：破损皮肤、伤口、皮炎及眼部不可使用。

