

# 人体秤/迷你电子秤/健康秤

产品名称	人体秤/迷你电子秤/健康秤
公司名称	武义汇尔日用金属制品厂
价格	25.00/个
规格参数	品牌:汇尔 产品类型:电子 适用人群:全部人群
公司地址	中国 浙江 永康市 大花园一街31号
联系电话	86 0579 87071851 13758979233

## 产品详情

品牌	汇尔	产品类型	电子
适用人群	全部人群	型号	HE-024
规格	28*28*3.5cm	最大称量	150kg
分度值	0.1kg	净重	1.5kg
产地	浙江	箱装数量	10台
贸易属性	内销 外贸	产品类别	体重秤

卡哇伊的造型设计，精准的显示，让您随时了解自己的体重情况，时刻注意保持自己的完美体形，更是馈赠亲朋好友的“秤”心礼物，送礼送健康！！可爱的造型也是孩子钟爱的！有多款颜色可供您选择！~也是居家必备的好帮手！~

产品名称：	人体称
产品尺寸：	28*28*3.5cm
产品颜色：	黑色
产品材质：	钢化玻璃
外箱尺寸：	63*32*34cm
包装：	10件/箱白盒/彩盒泡沫包装
使用描述：	送礼、拜访、瘦身、健体

1.外观两种全新流线设计，精致品位，满足您不同审美需求（见图），全钢化玻璃台面，晶莹剔透，可爱灵活，具备很强的家居装饰效果，彰显品位。是馈赠亲朋好友，客户的最佳礼品2.特性厚全钢化玻璃台板，液晶显示。钮扣锂电池作为电源（已配），自动归零自动关闭省电功能。称重范围：2kg-150kg,就算是150公斤胖子站上去都不会担心压坏玻璃台面。3.精度

可精确到0.1kg-0.2kg，运用高精度传感器贴片技术，精确敏感。就连吃顿饭，上个厕所，也能感应显示出体重的偏差。

#### 基本规格：

称量范围：2.5 - 150kg分度值：0.1kg显示方式：4位液晶显示电源：3伏  
cr2032锂电池工作温度：10 - 35摄氏度开机方式：振动自动开关秤量单位：kg/lb自动关机：10秒

#### 【操作说明】

打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位，右端为：“lb”，中间为切断电源，左端为：“kg”脚振动磅面，即可自动开机开机后，显示8，并由左至右端逐位移动，直至显示“0.0”人稳定站在磅面中间，开始称重，秤量值稳定后，显示闪烁，锁定秤量值。人体秤量值显示，保持10秒后关机若开机显示“lo”，表示电池已低效，应更换电池称重显示“---”，表示称重出错，应重新开始保持干燥，勿碰水

#### 【注意事项】

手动开机后或将称移动后，应按操作说明使用不使用时不要在称面上堆押物品，以免电池大量消耗，无法正常工作称量时双脚尽量靠中间站稳，防止滑倒，以免无法锁定，显示不准确不能用力重击称体不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗出厂时已装配锂电池

1.你家的称易坏吗？

答:产品是钢化玻璃做的,不人为损坏的话,一个称用过10年没问题.

2.称精准度多少,起重多少,承重多少?

答:精准到0.1kg;起重2.5kg;最大承重150kg.

3.称出的重量比我平时重了10多斤?

答:称后有一个开关,居中是关,左右都可以开,但一边显示的是英磅(lb),另一边显示是千克(kg),如果亲不注意、开关开到了英磅那边,而误当成千克算,就会比平时重10多斤了.所以称上要显示"00kg",才可以秤.

4.怎么我前后称出的重量会不一样,是不是不灵敏?

答:称是靠4个脚上的感应器感应检测重量的,如果你站立不平稳,以至称无法锁定,显示不正确.(你可以放物品在称上多次称,多次显示重量都一样,那称就是没有问题的了,因为物品你放好了不存在不平稳的情况.),所以建意亲们称体重时每次尽量居中平稳站立,以便得到更精准体重数据.

5.这个称每次开机都要踩好几下敲好几下才有显示,还不显示00kg?

答:亲你敲一下要等2秒左右才会有显示的,接着敲几下反而有会延迟显示哦;称刚开机时,是不会直接显示00的,显示1.5、1.8、1.9等的情况都有,亲别急,显示过2秒后会自己消失,消失后再敲一下称就可以显示00kg了,这时亲可以用称了.

6.电子秤开机反映会慢吗?

答:在玻璃中间敲一下,过2秒,就立刻会显示了。反之,由于急于开机,连续敲好几下,反倒会延迟开机的时间。

## 企业介绍

武义汇尔金属制品厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。本厂专业生产销售,电子人体称,迷你人体称,厨房称,台称,电饼铛,电磁炉,电烤盘,厨房挂件,好神拖,日用五金,家用电器,电子产品。武义汇尔金属制品厂凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。武义汇尔金属制品厂热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

网站：<http://www.er2009cheng.cn/>联系电话：0579-87071851

手机：13758979233 应一郎

qq：1113929671