

升级款蓝屏数码经络理疗仪特销厂家

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 升级款蓝屏数码经络理疗仪特销厂家 |
| 公司名称 | 深圳市康尔品礼品科技有限公司 |
| 价格 | 10.80/个 |
| 规格参数 | 品牌:健康使者 型号:xtk-080 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗深翔工业园 |
| 联系电话 | 13202288031 |

产品详情

【产品名称】蓝屏家用理疗仪_家用理疗仪价格_优质家用理疗仪批发/采购

(美美 13202288031 企业qq : 2880197007))

【专利商标】健康使者

【产品编号】 xtk-080

【产品介绍】

使用方法：

- 1.在治疗途中，如果改变治疗模式，强度会自动默认为0挡，此时只需重新调节您合适的强度即可。
- 2.在治疗途中，如果改变治疗部位，即改变电极位置，应先按开关键，关机后再按以上步骤进行。
- 3.如果治疗停止，请先按开关键，关机后再取下电极。
- 4.从主机上取下电极，请拉插头部分，切勿拉线。

产品特性：

数码经络治疗仪是根据物理学、仿生学、生物电学、传统中医经络学原理结合大量临床实践，采用现代微电子技术研制开发的最新一代保健精品。它不仅具有针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧、瘦身等多种功能，还具有独一无二的免疫调节功能，并且独创性地研制出常温红外频谱电极，使治疗作用更加深入，功力更加深厚，效果更加美妙。

适应病症:

肩部僵硬、末梢神经麻痹、神经痛、腿部酸痛、免疫力低下、全身疲劳、胃痛、重感冒、颈椎间脖子痛、肩周炎、牙痛、高血压、低血压、减肥瘦身、失眠、精力减退、性机能衰弱、月经不调等各种急、慢性病症。

产品保养及保存：

清洁主机：用软布擦拭，切勿使用稀释剂、汽油或易挥发液体。

清洁电极片：电极片上的脏物可用沾湿的布擦拭，或立即用清水冲洗立刻甩干后可重复使用。

存放注意事项：将治疗仪放置在小孩子拿不到的地方，应远离潮湿、高温、太阳直射及水溅等地方。长时间不使用应将电池取出。

周小姐：13202288031企业qq：2880197007

网站：<http://www.szxtk.com>

邮箱：2880197007@qq.com

一、30天包换：

买家在收到货后30天内出现质量问题，包换货，双方各自承担发货运费；

二、1年包修：

买家在收到货后1年内出现质量问题，厂家包修，来回运费由买家承担。
